



HandiKalender

Handbok

Art. Nr: 706380

HandiKalender iOS: version 2.5 eller senare
HandiKalender Android: version 2.1 eller senare

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
1.1 Produktbeskrivning	4
1.2 Avsedd användning	4
1.3 Överensstämmelse med krav för medicintekniska produkter	4
1.4 Dokumentbeskrivning	4
1.5 Viktig information	5
1.6 Terminologi	6
1.7 myAbilia	6
1.8 Bildarkiv i HandiKalender	7
1.9 Kvartursprincipen	7
1.10 Talstöd i HandiKalender	7
1.11 Typer av aktiviteter i HandiKalender	8
2. Installation och uppdatering	9
2.1 Installation	9
2.2 Uppdateringar	9
2.3 Licenshantering	9
3. Kom igång med HandiKalender	11
3.1 Logga in på HandiKalender	11
3.2 Installera talstöd (Android)	11
3.3 Lägg in startupsättning	11
3.4 Anpassa HandiKalender	11
4. Kalenderfunktioner	12
4.1 Kalendervy	12
4.2 Aktivitetsvy	15
4.3 Larm och påminnelser	18
4.4 Lägg in aktivitet	19
4.5 Kvittera aktivitet	25
4.6 Starta timer	26
4.7 Ändra aktivitet/timer	27
4.8 Ta bort aktivitet/timer	27
4.9 Ändravyn	28
4.10 Klockvy	32
4.11 Sök aktivitet	32
5. Inställningsmenyn	33
5.1 Kodskydd	33
5.2 Kalendervyn	33
5.3 Aktivitetsvy	34
5.4 Lägga in aktivitet	35
5.5 Ändravyn	36
5.6 Info-menyn	36
5.7 Kalendermenyn	36
5.8 Tidvisning	37
5.9 Tidinmatning (Android)	38
5.10 Klockvy	38
5.11 Månadsvy	39
5.12 Veckovy	39
5.13 Starta timer	39
5.14 Basaktiviteter	40
5.15 Bastimers	40

5.16 Kategorier	40
5.17 Larmljud	41
5.18 Larmvyn (Android)	41
5.19 Talstöd	42
5.20 Loggar (Android)	42
5.21 Om HandiKalender (Android)	42
5.22 Logga ut	42
6. HandiKalendar på Apple Watch (iOS)	43
6.1 Funktion	43
6.2 Larm på Apple Watch	43
6.3 Installation	43
7. Grundinställning	44
8. Teknisk information	47
8.1 Medföljande artiklar	47
8.2 Tekniska data	47

1 Inledning

1.1 Produktbeskrivning

HandiKalender är ett tid- och planeringshjälpmedel för smarttelefoner och surfplattor. Applikationen är avsedd för personer som vill ha ett avancerat tidsstöd i en lättanvänd kalender.

Med HandiKalender kan man:

- göra kalendern extra tydlig med bilder
- se tiden räkna ned med prickar
- få text uppläst med talsyntes
- få tydliga larm när aktiviteter börjar och slutar
- lägga in aktiviteter på enklare sätt
- använda förprogrammerade aktiviteter och timers
- använda kvitterbara aktiviteter för att få bättre minnesstöd och påminnelser.

1.2 Avsedd användning

HandiKalender är en digital kalender avsedd för personer som behöver särskilt stöd kring tid och planering, men även grafisk tydlighet. HandiKalender kan användas på Android och iOS-enheter både inomhus och utomhus.

1.3 Överensstämmelse med krav för medicintekniska produkter

HandiKalender marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar och uppfyller alla nödvändiga krav, förordningar och direktiv för medicintekniska produkter.

1.4 Dokumentbeskrivning

Denna handbok beskriver *HandiKalender för iOS* och *HandiKalender för Android*, som är två olika applikationer:

- De två applikationerna har till stor del samma funktioner. Det är tydligt angett när funktionerna skiljer mellan applikationerna.
- De två applikationerna ser till stor del lika ut i kalenderfunktionen men skiljer sig i ändrings- och inställningsfunktioner.
- Alla skärmdumpar i handboken visar applikationen *HandiKalender för Android*, om inget annat anges.

Denna handbok beskriver hur man installerar och kommer igång med HandiKalender. Den ger också en detaljerad beskrivning av principer, funktioner och inställningar i HandiKalender.

Den här handboken är avsedd för stödpersoner.

Ytterligare dokumentation, till exempel **Snabbguide** och **Anpassningsguide**, kan laddas ner från <https://www.abilia.com/intl/manuals>. Använd med fördel QR-koden på baksidan.

1.5 Viktig information

1.5.1 Säkerhetsdefinitioner


 **WARNING:** Risk för skada eller dödsfall om anvisningarna inte följs.

 **FÖRSIKTIGHET:** Risk för produktskada om anvisningarna inte följs.

OBS: Information som är nödvändig i en viss situation.

TIPS: Ytterligare information som kan förbättra användningen av produkten.

1.5.2 Säkerhetsinstruktioner för användning

 **WARNING:** Läs varningsinstruktionerna som följer innan du använder produkten.

- Innan du använder produkten ska du läsa och förstå innehållet i denna handbok.
- Använd inte produkten som det enda stödet vid medicinering, medicinsk behandling eller andra viktiga aktiviteter.

1.5.3 Personuppgiftspolicy

Vi på Abilia värnar om integriteten hos de individer vars personuppgifter vi får tillgång till. Du som individ ska kunna känna dig trygg med att vi hanterar personuppgifter på ett säkert sätt. Vi har därför upprättat en policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Syftet är att beskriva hur vi jobbar för att ta tillvara individers rättigheter och integritet, hur vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.



Gå till www.abilia.se eller skanna QR-koden för att läsa mer om vår personuppgiftspolicy.

1.5.4 Allvarliga incidenter

Om en allvarlig händelse relaterad till produkten inträffar, måste detta rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i ditt land.

En händelse anses allvarlig om den direkt eller indirekt ledde, kan ha lett, eller kan leda till någon av dessa situationer:

- Dödsfall av användare eller annan person.
- Vid tillfällig eller permanenta allvarliga försämringar av användarens eller andra personers hälsotillstånd.
- Ett allvarligt hot mot folkhälsan.

1.5.5 Produktansvar

Abilia AB har utarbetat riskanalys för produkter i förhållande till SS-EN 14971 för Medicinsk utrustning. Produktens bruksanvisning och tekniska specifikation är utarbetad med tanke på säkerhetsvärderingarna som gjorts i detta dokument.

Vid idrifttagning och dagligt användande av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten. Det är i en bruksanvisning inte möjligt att beskriva alla sätt som man inte får använda produkten på. Om du är osäker på om du ställt in eller satt produkten i drift korrekt rekommenderar vi att du tar kontakt med din leverantör.

Abilia AB är inte ansvariga för eventuella skador, följdskador eller förlust som följer av felanvändning, brist på uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. Abilia ABs ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten.

1.6 Terminologi

I denna handbok används följande begrepp

Enhet	 En iPhone, iPad eller iPod Touch
	 En Androidbaserad smarttelefon eller surfplatta
HandiKalender	Kalenderapplikationen som beskrivs i denna handbok, avser  och 
myAbilia	 Webbtjänst för HandiKalender och andra produkter från Abilia. myAbilia används via www.myAbilia.com .
Användarkonto	Det krävs ett användarkonto på myAbilia för att använda HandiKalender
Licens	Det krävs att man köper en licens för att kunna använda HandiKalender (efter en kostnadsfri demoperiod).
Inställningsmeny	Man gör inställningar i HandiKalender Inställningsmenyn, se 5. <i>Inställningsmenyn</i> .

1.7 myAbilia

myAbilia är en webbtjänst för HandiKalender och andra produkter från Abilia. Med myAbilia kan man:

- Administrera kalendern, checklistor och bildarkiv från datorn och/eller surfplatta eller liknande.
- Välja ut stödpersoner som till exempel kan lägga till eller ändra påminnelser via Internet.

För att kunna använda HandiKalender måste man ha ett användarkonto i myAbilia. Dock är man inte tvungen att använda själva webbtjänsten eller att ha enheten ansluten till internet (förutom vid inloggning).

1.7.1 Roller i myAbilia

I myAbilia har man olika typer av konto beroende på syfte. I centrum står alltid användaren, den som använder hjälpmedlet. Användaren kan behöva hjälp med till exempel sin kalender av en **stödperson**. Beroende på verksamhet kan det behövas en **kontoadministratör**, en person som hanterar konton och licenser utan att ha tillgång till användarens personliga data. Beroende på sin roll får man olika inloggning i myAbilia och kan göra olika saker i webbtjänsten.

Roll	Beskrivning	Funktioner
Användare	Den person som använder hjälpmedlet. Behöver inte vara aktiv på webbtjänsten, utan bara ha ett konto som är anslutet till hjälpmedlet.	<i>Användarmoduler:</i> Kalender etcetera <i>Användarprofil:</i> Kontoinformation, Licenser, Stödpersoner och Kontoadministratörer
Stödperson	En eller flera personer som hjälper användaren med hjälpmedlet.	<i>Användarmoduler</i> <i>Användarprofil</i>
Kontoadministratör	Den person som skapar och/eller hanterar användarkonton och licenser. Kan dessutom vara stödperson.	<i>Användarprofil</i>

1.7.2 Anpassa myAbilia

Under **Min profil|Moduler** i myAbilia kan man välja vilka moduler som ska visas i myAbilia. Om man använder samma myAbilia-konto för olika produkter (till exempel både MEMOplanner och Handi) kan man välja vilken produkts kalender som ska prioriteras.

1.7.3 Dela myAbilia-kalender

Genom att skapa en prenumerationslänk (ICS) till myAbilia-kalendern kan den visas i andra kalenderprogram som till exempel Outlook och Google.

1.8 Bildarkiv i HandiKalender

Cirka 300 bilder ingår i startupsättningen. Via *myAbilia* kan man anpassa bildarkivet. Man kan till exempel lägga till egna foton eller bilder från myAbilias bildarkiv.

1.9 Kvartursprincipen

Med "kvartursprincipen" menas det kognitiva stöd som ges i tidshjälpmålet **Kvarturet**, lanserad 1993 och nu basen i Abilias kognitiva produkter. Kvarturet räknar ned tiden tills en händelse börjar eller slutar i form av prickar och påminner när tiden är inne.



Med kvartursprincipen menas:

- Nedräkning till en händelse
- Fasta, räkningsbara, steg
- Prickar som slocknar uppifrån och ned
- 1 prick = 15 minuter = "En kvart"
- Mer än 8 prickar = "Lång tid"




Kvartursprincipen hjälper genom att göra den "osynliga" tiden "synlig"

- Visar tiden som en mängd
- Alla kan följa med i vad som är mer och mindre, och att när en prick "försvinner" blir det mindre
- Begreppet "prick" kan användas i dagligt tal
- Man behöver inte kunna tidsbegrepp som timmar och minuter
- Det begripliga uttrycket "prick" hjälper till att skapa en känsla av tid

1.10 Talstöd i HandiKalender


HandiKalender har inbyggt talstöd, dvs texten i HandiKalender kan läsas upp av en talsyntes.


Man kan välja om man vill ha talstödet påslaget, och i vilka situationer man i så fall vill ha det.

När Talstöd är valt i inställningar visas Talstöd-knappen  i knappraden.

Aktivera Talstöd genom att trycka på: 

Tryck på önskat fält, till exempel datum eller klocka.

Avaktivera Talstöd genom att trycka på  igen. (Den kommer att avaktiveras automatiskt efter några sekunder.)



1.11 Typer av aktiviteter i HandiKalender

Det finns olika typer av aktiviteter i HandiKalender, och de har delvis olika egenskaper. De olika typerna beskrivs här.

Tidsatta aktiviteter	Tidsatta aktiviteter har alltid starttid, men kan också ha sluttid. Med sluttid får aktiviteten en "längd" på tidslinjen, vilket ger ett visuellt tidsstöd. I listvisning anges start- och sluttid i klartext.
Tidsatta aktiviteter med påminnelse	Tidsatta aktiviteter kan få påminnelser vid en eller flera tidpunkter innan de börjar. I listvisning anges påminnelser i klartext.
Tidsatta aktiviteter med larm	När tidsatta aktiviteter börjar eller slutar ges vanligtvis ett larm med ljud och/eller vibration (om apparaten har vibration). Man kan ställa in om larmet ska vara tyst eller inte komma alls.
Heldagsaktiviteter	Heldagsaktiviteter har ingen starttid (och kan därför inte ha larm). De visas separerade från de tidsatta aktiviteterna.
Kvitterbara aktiviteter	Med "kvitterbar" menas att aktiviteten måste kvitteras när den är utförd. Både tidsatta aktiviteter och heldagsaktiviteter kan göras kvitterbara. Om den tidsatta aktiviteten inte är kvitterad kommer man få påminnelser till dess aktiviteten är kvitterad (i upp till två timmar).
Aktiviteter med extra information	Man kan koppla extra information till en aktivitet, till exempel en checklista eller en anteckning. Checklista kan vara bra om man behöver dela upp en aktivitet i flera moment eller uppgifter, till exempel morgonrutiner eller att göra-listor. Checklistan skapas direkt i aktiviteten. Man kan också välja bland färdiga checklistor som skapas via <i>myAbilia</i> .
Timers	"Timer" avser en aktivitet som börjar direkt när du lägger till den och ställer in ett larm för sluttiden. Således fungerar en timer på samma sätt som en "äggklocka".
Återkommande aktiviteter	Aktiviteter kan läggas in så att de upprepas veckovis (en eller flera veckodagar), varannan vecka, månadsvis (en eller flera datum) och årsvis.
Basaktiviteter	Med "basaktivitet" menas en fördefinierad aktivitet som används när man lägger in nya aktiviteter. I basaktiviteten kan man lägga in namn, bild, checklista, påminnelse mm. Att använda basaktiviteter gör det enklare att lägga in nya aktiviteter. Basaktiviteter skapas direkt i HandiKalender (se 5.14 Basaktiviteter) eller via <i>myAbilia</i> .
Bastimer	Med "bastimer" menas en fördefinierad timer som har bild och/eller namn och förinställd tid. Bastimers visas i listan med namn och eventuell bild. Att använda bastimers gör det enklare att starta timers. Bastimers skapas direkt i HandiKalender, (se 5.15 Bastimers) eller via <i>myAbilia</i> .

2. Installation och uppdatering

2.1 Installation

HandiKalender installeras **kostnadsfritt** via appbutik.

1. Starta *App Store* eller *Google Play* på din enhet.
2. Sök på "HandiKalender".
3. Installera.

För att kunna använda HandiKalender behövs ett **användarkonto** i myAbilia, vilket skapas på myAbilia.com.

Man kan köra programmet som **demoversion** under en begränsad period, sedan behövs en **licens**. Licensen köps från Abilia och registreras på myAbilia.com av kontoadministratör, stödperson eller användare.

2.2 Uppdateringar

Uppdateringar av HandiKalender hanteras av enhetens systeminställningar:



Se *Inställningar* | *Allmänt* | *Appaktiviteter i bakgrunden*



Se *Google Play* | *Inställningar*

2.3 Licenshantering

Licensen står på värdebeviset som levereras tillsammans med produkten.

Licensnyckeln registreras via myAbilia, se instruktioner nedan.

I god tid före licensens utgång visas en varning om detta i HandiKalender (3 månader, 3 veckor och 3 dagar innan). Stödpersoner och kontoadministratörer som är kopplade till användaren får ett e-postmeddelande skickat till sig med påminnelse om att licensen håller på att gå ut och att den behöver förlängas.

När licensen har gått ut blir man utloggad från HandiKalender. Men alla data finns kvar på myAbilia-kontot, och man kan därför fortsätta använda HandiKalender som vanligt när licensen blivit förlängd.

2.3.1 Registrera licensnyckeln



1. Logga in på användarkontot, gå till *Min profil* och välj *Licenser*.
2. Tryck på *Lägg till licens* och skriv in *licensnyckeln*.

HandiKalender kommer att uppdateras automatiskt med licensinformationen när enheten är uppkopplad till internet.

2.3.2 Licensinformation

Licensens utgångsdatum visas på enheten och på myAbilia



Logga in på användarkontot, gå till *Min profil* och välj fliken *Licenser*.



Gå till *Inställningar* och välj *HandiKalender*.



Gå till appen *HandiKalender*, gå till *Inställningar* och sedan *Om Handi*.

2.3.3 Förlängning av licensen

För att förlänga licensen i ytterligare en period från licensens slutdatum beställs artikel *706382 HandiKalender Förlängning* från Abilia. Licensnyckeln ska anges i beställningen.

Abilia förlänger sedan licenstiden enligt villkoren. En avisering visas på enheten när detta gjorts.

3. Kom igång med HandiKalender

Detta kapitel förutsätter att enheten är uppkopplad mot internet, att HandiKalender är installerat på enheten och att det finns ett användarkonto.

3.1 Logga in på HandiKalender

Starta HandiKalender och skriv in användarkontots inloggningsuppgifter.

Man måste vara inloggad för att kunna använda HandiKalender. Om man loggar ut försvinner all HandiKalender-data från enheten, men sparas på användarkontot. Man loggar ut via *Inställningar*, se 5.22 *Logga ut*.

3.2 Installera talstöd (Android)



När man har loggat in så finns ett alternativ att ladda ner röster från talstöd. Välj önskad(e) röst(er) och tryck sedan på *Nästa*.

Röster kan också laddas ner via *Inställningar*, se 5.19 *Talstöd*.

3.3 Lägg in startupsättning

När användarkontot är helt nytt får man möjlighet att lägga in en startupsättning med bildarkiv, basaktiviteter, bastimers och checklistor.

Startupsättningen kan anpassas, via *myAbilia* eller direkt i HandiKalender.

3.4 Anpassa HandiKalender

HandiKalender kan anpassas på många sätt för att passa olika användare. Alla inställningar väljs via inställningsmenyn, se kapitel 5. *Inställningsmenyn*.

Ta hjälp från **Anpassningsguiden** för att välja lämpliga inställningar. Ladda ned den från <https://www.abilia.com/intl/manuals> eller använd QR-koden på baksidan av denna handbok.


4. Kalenderfunktioner

Kalendern ger en översikt över dagen, veckan och månaden. Man får påminnelser när händelser börjar eller slutar och man får hjälp att komma ihåg om uppgifter är utförda.


4.1 Kalendervy

Kalendervy visar kalenderns aktiviteter i fyra olika vyer.


Tidspelarvy



Listvy




Veckovy



Månadsvy



Man kan växla mellan vyerna



Nya aktiviteter läggs till via **+** knappen eller i Kalender meny . När man trycker på en aktivitet visas aktivitetens uppgifter, se 4.2 Aktivitetsvyn.

Nedersta raden i *Kalender vyn* har följande knappar:



Bläddra en dag/vecka/månad bakåt i tiden.




Gå till idag/nu (Visas endast när man har bläddrat till en annan dag, eller när nästa aktivitet inte visas högst upp i listan.)



Gå till Kalendermenyn för att starta andra funktioner eller för att ändra inställningarna, se 4.1.5 *Kalendermeny*.



 En röd prick visas på Kalendermeny-knappen om det finns några missade aktiviteter, se 4.3.1 *Missade Larm (iOS)*.



Talstöd. Tryck på talstödsknappen och därefter på det som ska läsas upp.



Bläddra en dag/vecka/månad framåt i tiden.



Kalendervyn kan anpassas på flera olika vis, se 5.2 *Kalendervyn* och 5.8 *Tidvisning*.

4.1.1 Tidspelarvy


Tidspelarvyn visar dagens aktiviteter bredvid en tidspelarare där varje prick representerar en kvart.

Tiden visas digitalt för varje timme och en röd linje visar den aktuella tiden.

Aktiviteter utan sluttid visas som 30 minuter långa.

Om det finns fler aktiviteter än de som kan visas på skärmen samtidigt visas *Visa mer* symboler  . Dra upp och ned för att visa alla aktiviteter.

När man trycker på en aktivitet visas aktivitetsvyn, se 4.2 *Aktivitetsvyn*.




Visning av tidspelarvy



Det är möjligt att ställa in tidspelaren med liten eller stor zoom, se 5.2 *Kalendervyn*. Med liten zoom kan man se en större del av dagen, men med mindre text och mindre bilder. Med större zoom är bilderna och texten större, men en mindre del av dagen visas.




Tryck på  för att zooma in/ut/tidspelaren så att en större/mindre del av dagen visas. Zoomen sker stegvis.

4.1.2 Listvy

Listvyn visar kalenderaktiviteter i den ordning som de sker under dagen.

Aktiviteter som har passerat är dolda och visas genom att swipa nedåt.




4.1.3 Veckovy


Veckovyn visar aktiviteter för hela veckan.

Aktiviteterna visas i den ordning som de sker under dagen.

När man trycker på en aktivitet, visas *Aktivitetsvyn*.



Ändra till Timvy genom att trycka på . Då kan man se ledig/uppbokad tid istället för planerade aktiviteter.



4.1.4 Månadsvy

Månadsvy visar aktiviteter för hela månaden.


Markeringar på vissa dagar visar att de dagarna har aktiviteter.



Aktiviteter för vald dag visas i en lista.




4.1.5 Kalendermenyn

När man trycker på *Meny*-knappen  i Kalendervyn visas Kalendermenyn. Det är inställbart vad som ska visas i Kalendermenyn, se

5.7 Kalendermenyn.

Härifrån kan man starta de funktioner som står i listan samt komma till *Inställningar*.



4.1.6 Helgdagar

Kalendern kan visa **helgdagar** och **högtidsdagar**. Med helgdag menas "röd dag", dvs en dag då man är ledig. Med högtidsdag menas en speciell dag utan att man är ledig, till exempel Skärtorsdag.

Helgdagarna är landsberoende. Följande helgdagar och högtidsdagar visas för Sverige:

Nyårsdagen

Trettonde dag jul

Alla hjärtans dag

Skärtorsdag

Långfredag

Påskdagen

Annandag påsk

Valborgsmässoafton

Första maj

Kristi himmelfärdsdag

Mors dag

Pingstdagen

Annandag pingst

Nationaldagen

Midsommarafton

Midsommardagen

Alla helgons dag

Fars dag

Lucia


Julafton

Juldagen

Annandag jul

Nyårsafton

Helgdagar och högtidsdagar visas på olika sätt i olika vyer:



Det går att ställa in om helgdagar ska visas eller inte. Se 5.8.4 *Visa helgdagar*.


4.2 Aktivitetsvyn

Aktivitetsvyn visar ytterligare information om aktiviteten. Man kommer till Aktivitetsvyn genom att trycka på aktivitetsfältet i Kalendervyn.





Nedräkning tills aktiviteten startar visas med prickar.

Aktivitetens bild visas i fullskärm när man trycker på den.

Se exempel på **kopplade funktioner** nedan.



Knappraden har följande knappar:

-  *Kvittera*-knapp. För att kvittera aktiviteten trycker man på *Kvittera*-knappen.
-  *Larm*-knapp. För att ställa in önskat larm ljud trycker man på *Larm*-knappen, se kapitel 4.9.13 *Ange larm*. (Kan även göras via *Ändravyn*.)
-  *Ta bort*-knapp. För att ta bort aktiviteten trycker man på *Ta bort*-knappen, se kapitel 4.8 *Ta bort aktivitet/timer*.
-  *Ändra*-knapp. Man kan ändra aktivitetens egenskaper via *Ändra*-knappen, se kapitel 4.9 *Ändravyn*.

Det går att ställa in vilka knappar som ska visas i Aktivitetsvyn, se kapitel 5.3 *Aktivitetsvyn*.

4.2.1 Kopplad Anteckning, Röstanteckning, Timer

Anteckning




Röstanteckning

Timer

En anteckning kan läsas upp via *Talstöd*-knappen.

En röstanteckning kan spelas upp när man trycker på *Spela upp*-knappen.


En förinställd timer kan startas när man trycker på *Starta timer*-knappen.




4.2.2 Kopplad checklista

Checklistans uppgifter visas med bild och/eller text.

Tryck på en bild för att se den i fullskärm.

Tryck på uppgifternas kvitteringsrutor för att bekräfta att de är utförda. Kvitteringssymbolen  visar att uppgiften är kvitterad.


Checklista



4.2.3 Kopplad systemfunktion

Med "systemfunktion" menas inbyggda smarttelefon-funktioner som till exempel *Adress* och *Länk*.

En adress öppnas i förvald kartapplikation på enheten.



En länk öppnas i förvald webbläsare på enheten.





4.2.4 Kopplad tredjepartsapp (Android)




Tredjepartsappar är appar som laddats ned via Google Play, till exempel reseplanerare, ljudboksläsare, nyheter, Spotify och Facebook.

En tredjepartsapp öppnas när man trycker på dess knapp.



4.3 Larm och påminnelser

 **WARNING:** Använd inte produkten som det enda stödet vid medicinering, medicinsk behandling eller andra viktiga aktiviteter.


Larmvyn visas när en eller flera aktiviteter börjar eller slutar. Den kan också visas som en påminnelse innan en aktivitet börjar, eller om man har glömt att kvittera en aktivitet.



Om man inte redan är inne i HandiKalender, visas en **notis** på enhetens skärm. Tryck på notisen för att öppna *Alarmvyn*. Om man vill ha en lång larmsignal måste det väljas, se 5.17 *Larmljud*.



Beroende på inställning (se 5.18 *Larmvyn (Android)*), visas **Larmvyn** eller en **notis**. Tryck på notisen för att öppna *Larmvyn*.



Om larmet gäller en kvitterbar aktivitet, kan den kvitteras även i *Aktivitetsvyn*.

4.3.1 Missade Larm (iOS)




Missade larm indikeras enligt nedan:



Markering på Kalendarmeny-knappen. För att se missade larm, gå till *Kalendarmeny* | *Missade Larm*.



Symbol på HandiKalender-ikonen på enhetens hemskärm.



4.4 Lägg in aktivitet



Lägg till en aktivitet via *Kalendervyn* eller *Kalendermenyn*.



Det finns olika metoder, vilka beskrivs i detta kapitel. Välj metod i Inställningar se 5.4 *Lägga in aktivitet*.

4.4.1 Lägg in aktivitet via Ändra-vyn

4.4.1.1 Välj typ av aktivitet




Välj vilken typ av aktivitet som ska läggas in. Alternativet *Enstaka* beskrivs nedan.

Heldag beskrivs i kapitel 4.4.3 *Lägg in heldagsaktivitet*.

Alternativet *Återkommande* beskrivs i kapitel 4.4.4 *Lägg in återkommande aktivitet*.

4.4.1.2 Ange aktivitetens egenskaper i Ändravyn



Lägg in aktivitetens egenskaper, till exempel namn och starttid. Ändravyn beskrivs i kapitel 4.9 *Ändravyn*.

När man trycker på OK kontrolleras aktiviteten och läggs sedan in i kalendern.

4.4.2 Lägg in aktivitet via sekvens

När stegvis inläggning används bör man endast ha med de steg som normalt används, så att det inte blir för många steg. Se alla inställningar i 5.4 *Lägga in aktivitet*.


4.4.2.1 Välj datum



Välj önskat datum.

(Det går att ställa in så att man endast kan lägga in aktiviteter framåt i tiden. Då är datum som har passerat gråade.)

4.4.2.2 Välj typ av aktivitet



Välj vilken typ av aktivitet du vill lägga in. Alternativet *Enstaka* beskrivs nedan.

Heldag beskrivs i kapitel 4.4.3 *Lägg in heldagsaktivitet*.

Alternativet *Återkommande* beskrivs i kapitel 4.4.4 *Lägg in återkommande aktivitet*.

4.4.2.3 Välj basaktivitet




Se beskrivning av basaktivitet i 1.11 *Typer av aktiviteter i HandiKalender*.

Om man inte vill använda en basaktivitet, väljer man "Ingen basaktivitet".

Om basaktivitet väljs hoppar man direkt till vyn 4.4.2.11 *Ange starttid*.


4.4.2.4 Välj bild



Välj önskad bild från bildarkivet.

Om aktiviteten inte ska ha någon bild, tryck på **OK**.


4.4.2.5 Namnge aktiviteten



Skriv in aktivitetens namn.

En aktivitet måste ha ett namn eller en bild.

4.4.2.6 Välj info



Koppla extra information till aktiviteten. (Se beskrivning i 4.2 *Aktivitetsvyn*.)



Om aktiviteten inte ska ha extra information, tryck på "Ingen info".

Välj vilka funktioner som ska vara tillgängliga i 5.6 Info-meny.

4.4.2.7 Ta bort efteråt, Ange kvitterbarhet och larm



Notera att *Ta bort efteråt*, *Ange kvitterbarhet och larm* läggs in annorlunda på iOS.



“Ta bort efteråt”: Aktiviteten raderas automatiskt efter dagens slut.



Kvittera aktivitet av/på



Larm av/på



Vibrationslarm av/på

Larm endast vid starttid: Det kommer inget larm vid aktivitetens slut

För enstaka aktiviteter är *Ta bort efteråt* förinställt som *Nej*. (*Ja* för återkommande aktiviteter).

4.4.2.8 Välj kategori



Välj en kategorifärg för aktiviteten.

Om aktiviteten inte ska ha någon kategorifärg, välj "Ingen kategori". Kategorierna definieras via inställningsmenyn, se 5.16 *Kategorier*.

4.4.2.9 Tillgänglig för



Välj för vem aktiviteten ska vara synlig för.

Välj ett av tre alternativ:

Bara mig

Aktiviteten är inte synlig för andra.

Alla mina stödpersoner (förval)

Aktiviteten är synlig för alla stöd-personer på myAbilia.


Utvalda stödpersoner

Aktiviteten är endast synlig för utvalda stödpersoner i myAbilia. Välj önskade stödpersoner från listan över tillgängliga stödpersoner




En hänglåsikon indikerar att aktiviteten är inställd på *Bara mig*.

4.4.2.10 Ange påminnelser



Välj en eller flera påminnelser för aktiviteten.


4.4.2.11 Ange starttid



Skriv in starttiden med fyra siffror.

När du trycker *OK*, och detta är den sista vyn i guiden, kontrolleras aktiviteten och läggs in i kalendern.

4.4.2.12 Ange sluttid



Skriv in sluttiden med fyra siffror.

När du trycker *OK*, kontrolleras aktiviteten och läggs in i kalendern.

4.4.3 Lägg in heldagsaktivitet




Välj Heldag om du vill lägga in en aktivitet utan specifik starttid.

Beroende på inställningen för Lägg in aktivitet kommer man till *Ändravyn* eller *Steg-för-steg-guiden*.

4.4.4 Lägg in återkommande aktivitet

Istället för att lägga in samma aktivitet manuellt varje gång den ska ske, kan man lägga in den en gång som "Återkommande" aktivitet.

4.4.4.1 Välj typ av aktivitet



Välj alternativet *Återkommande*.

4.4.4.2 Välj dagar




Välj med vilket mönster aktiviteten ska återkomma. De kan läggas in *Veckovis*, *Månadsvis* eller *Årsvis*.

Beroende på valet visas någon av de tre vyerna nedan.


Veckovis



Månadsvis



Årsvis



Veckovis: Du kan välja flera dagar, till exempel varje tisdag och torsdag. Välj alla dagar och/eller varannan vecka genom att trycka på kryssrutorna.

Månadsvis: Du kan välja flera dagar, till exempel den 1:a och den 15:e.

Årsvis: Välj det datum som aktiviteten ska läggas in första gången.

4.4.4.3 Välj slutdatum



Välj slutdatum, dvs den sista dag som aktiviteten ska återkomma.


Om aktiviteten inte ska ha något slutdatum, tryck på *Utan slutdatum*. Det innebär att aktiviteten kommer att vara inlagd för all framtid.

Notera: "Ta bort efteråt" är förinställt på *Ja* för återkommande aktiviteter. Det innebär att om man inte ändrar det till *Nej*, så kommer de återkommande aktiviteterna inte att sparas till nästa dag. Se kapitel 4.9.8 *Välj "Ta bort efteråt"*


4.5 Kvittera aktivitet

Aktiviteterna kan kvitteras "när man vill" eller i samband med larm. Båda metoderna beskrivs nedan.

4.5.1 Kvittera aktivitet via Aktivitetsvyn

För att kvittera en aktivitet "när du vill", gå till Aktivitetsvyn och tryck på *Kvittera*-knappen  för att bekräfta att du har slutfört aktiviteten.

Notera att det inte kommer något larm om aktiviteten har blivit kvitterad i förtid.




4.5.2 Kvittera aktivitet i samband med larm

När det kommer ett larm för en kvitterbar aktivitet får man möjlighet att kvittera aktiviteten.

Om man trycker på *JA* blir aktiviteten kvitterad.

Om man trycker på *NEJ* blir aktiviteten inte kvitterad, och man kommer att få en **påminnelse var 15:e minut i två timmar**.




4.6 Starta timer

 Starta timer från *Kalendermenyn*.

Man kan antingen skapa sin egen timer eller välja en fördefinierad timer (bastimer). Hur man skapar bastimers beskrivs i kapitel

5.15 Bastimers.

Följande guide visas:




Välj bastimer eller välj "Ingen bastimer" om du vill lägga till en egen timer. Timern visas i *Kalendervyn*.


Man kan välja hur timern ska ställas in, se kapitel 5.13.1 *Timertid*.

Om man inte väljer en bild eller namn för timern, så får den automatiskt ett namn som baseras på tiden, till exempel "10 minuter".

Man kan även koppla en timer till en aktivitet, se kapitel 4.2.1 *Kopplad Anteckning, Röstanteckning, Timer*.

4.7 Ändra aktivitet/timer



För att ändra en aktivitet/timer, öppna Aktivitetsvyn och tryck på *Ändra*-knappen .

I *Ändravyn* kan man ändra aktivitetens egenskaper, se kapitel


4.9 Ändravyn.


När du har gjort önskade ändringar, tryck på *OK*.

Om det är en enstaka aktivitet sparas ändringarna direkt.

Om det är en återkommande aktivitet, måste du välja om aktiviteten ska ändras *endast denna dag* eller *denna dag och framåt*.

4.8 Ta bort aktivitet/timer




För att ta bort en aktivitet/timer, öppna Aktivitetsvyn och tryck på *Ta bort*-knappen .

Om aktiviteten är enstaka aktivitet eller en timer måste man godkänna att den ska tas bort genom att trycka *OK*.

Om det är en återkommande aktivitet måste man välja om den ska tas bort *endast denna dag*, *denna dag och framåt* eller *alla dagar*.

4.9 Ändravyn

Ändravyn används för att skapa och ändra aktiviteter, se 4.4.1 Lägga in aktivitet via Ändra-vyn och 4.7 Ändra aktivitet/timer.



Det är inställbart vad som ska visas i Ändravyn, se kapitel 5.5 Ändravyn.


4.9.1 Välj datum



Välj önskat datum.

(Det går att ställa så att man endast kan lägga in aktiviteter framåt i tiden. Då är datum som har passerat gråade.)

4.9.2 Namnge aktiviteten



Skriv in aktivitetens namn.

En aktivitet måste ha ett namn eller en bild.

4.9.3 Välj basaktivitet




Se beskrivning av basaktivitet i 1.11 *Typer av aktiviteter i HandiKalender*.

Om du inte vill använda en basaktivitet, välj "Ingen basaktivitet".


(Basaktivitet-knappen finns endast tillgänglig när man skapar en aktivitet.)

4.9.4 Välj bild




Välj önskad bild från bildarkivet.

4.9.5 Ange starttid



Skriv in aktivitetens starttid med fyra siffror.

4.9.6 Ange sluttid



Skriv in aktivitetens sluttid med fyra siffror.

4.9.7 Välj heldagsaktivitet

Välj om aktiviteten ska vara tidsatt eller inte.

4.9.8 Välj "Ta bort efteråt"

Välj om aktiviteten ska tas bort automatiskt efter dagens slut eller inte.

4.9.9 Välj Kvitterbar

Välj om aktiviteten ska kvitteras efter att den utförts.


4.9.10 Välj kategori



Välj en kategorifärg för aktiviteten.

Om aktiviteten inte ska ha någon kategorifärg, välj "Ingen kategori". Kategorierna definieras via inställningsmenyn, se 5.16 *Kategorier*.

4.9.11 Tillgänglig för



Välj för vem aktiviteten ska vara synlig för.

Välj ett av tre alternativ:

Bara mig

Aktiviteten är inte synlig för andra.

Alla mina stödpersoner (förval)


Aktiviteten är synlig för alla stödpersoner på myAbilia.

Utvalda stödpersoner

Aktiviteten är endast synlig för utvalda stödpersoner i myAbilia. Välj önskade stödpersoner från listan över tillgängliga stödpersoner

 En hänglåsikon indikerar att aktiviteten är inställd på *Bara mig*.

4.9.12 Välj info




Koppla extra information till aktiviteten. (Se beskrivning i 4.2 *Aktivitetssvyn*.) Olika funktioner kopplas på olika sätt, se exempel nedan på hur det kan se ut.

Om aktiviteten inte ska ha extra information, tryck på "Ingen info".


Välj vilka funktioner som ska vara tillgängliga i 5.6 Info-menyn.

Anteckning




Gör en ny anteckning eller återanvänd en befintlig. Skriv in texten för anteckningen

Checklista



Gör en ny checklista eller återanvänd en befintlig. Ange bild och/eller text för checklistans uppgifter.

Röstanteckning




Gör en ny inspelning eller återanvänd en befintlig. Tryck på *Starta inspelning* för att börja spela in röstanteckningen.

Timer





Välj en bastimer eller *Ingen bastimer* och fyll i timertid, namn och/eller bild.

4.9.13 Ange larm




Välj hur aktiviteten ska larma.

- *Larm + vibration* 
- *Larm*
- *Vibration* 
- *Tyst larm* (larmar med endast larmvy)
- *Inget larm* (varken larmvy eller ljud/vibration)
- *Larm endast vid starttid* (*inget larm på sluttid*).

När man valt typ av larm visas dess symbol på *Larm*-knappen.

4.9.14 Ange påminnelse



Välj en eller flera påminnelser för aktiviteten.

Ditt val visas på *Påminnelse*-knappen.


4.10 Klockvyn

Klockvyn ger en översikt av datum, tid och vilken del av dygnet det är. Man kan komma till Klockvyn på två sätt:


1. Via Kalendermenyen .
2. Trycka på klockan i *Kalendervyn* (beror på inställning).

Klockvyn visas i enlighet med inställningarna, se 5.8 *Tidvisning*.


Analog



Digital



Analog och digital



Man kan se om det är morgon, dag, kväll eller natt.

Morgon 06–10

Dag 10–18


Kväll 18–23

Natt 23–06

4.11 Sök aktivitet



Sök efter aktiviteter via Kalendermenyen. Följande guide visas:




Skriv ett sökord och tryck OK.

Om det blir en träff bland återkommande aktiviteter visas vyn till höger. Annars visas träffarna direkt.

Tryck på önskad aktivitet för att se den i *Aktivitetsvyn*.

Om ingen aktivitet hittas, visas ett meddelande.



5. Inställningsmenyn



Inställningarna för HandiKalender hanteras via *Inställningsmenyn*, som öppnas från *Kalendermenyn*.

För att visa hur man kommer till en specifik inställningssida används följande format: **Inställningar|Kalendervyn**. Det betyder "Gå till *Kalendermenyn*, välj *Inställningar* och sedan *Kalendervyn*".

5.1 Kodskydd

Genom att ha ett kodskydd på *Inställningsmenyn* kan oavsiktliga ändringar av inställningarna förhindras.




Via **Inställningar|Kodskydd**, välj "Kodskydda inställningar". En egen kod kan väljas.



Gå till *Inställningar* på enhetens hemskärm, välj *HandiKalender* och sedan "Lösenordsskydda *Inställningar*". Koden är 0353 och kan inte ändras.

5.2 Kalendervyn





Via **Inställningar|Kalendervyn** gör man inställningar för Kalendervyn, se kapitel 4.1 *Kalendervyn*.

De olika inställningarna beskrivs nedan.

5.2.1 Bläddra bakåt samma dag

När "Bläddra dagar bakåt samma dag" är ikryssat kan aktiviteter tidigare samma dag visas.


5.2.2 Bläddra dagar framåt och bläddra dagar bakåt

När "Bläddra dagar framåt" och "Bläddra dagar bakåt" är ikryssat visas *Bläddra*-knapparna  och  i Kalendervyn. "Bläddra dagar framåt" kan ställas in så att man kan bläddra max 6 dagar framåt eller obegränsat antal dagar framåt.

5.2.3 Visa digital tid för aktiviteten



När "Visa digital tid för aktiviteten" är ikryssat ser det ut som i den övre bilden.



När "Visa digital tid för aktiviteten" inte är ikryssat ser det ut som i den nedre bilden.

5.2.4 Visa text för aktiviteten



När "Visa text för aktiviteten" *inte* är ikryssat visas inte text i aktivitetsfältet.

Vitsen med att ha text utan att visa den är att den ändå kan läsas upp av talsyntesen.


5.2.5 Inställning tidspelare (iOS)



För iOS finns det några extra inställningar för Kalendervisning:




- *Kalendervy*: Välj om aktiviteterna ska visas mot en tidspelare, lista, veckovy eller månadsvy.
- *Visa Snabbval för kalendervyn*: Välj om du vill ha ett enkelt sätt att växla kalendervy, istället för via *Kalendermenyn*.
- *Zoom*: Välj om du tidspelarvyn ska visas med stor eller liten zoom. Med liten zoom kan man se en större del av dagen men med mindre bilder och text. Med stor zoom får man större bilder och text, men ser en mindre del av dagen.
- *Visa kvartursprickar*. Välj om kvartursprickarna ska visas i *Tidspelarvyn*.

5.3 Aktivitetsvyn




Via **Inställningar|Aktivitetsvyn** gör man inställningar för Aktivitetsvyn. Se även *4.2 Aktivitetsvyn*.

Visa eller dölj

- *Ta bort-knapp*. Dölj  för att hindra användaren att ta bort aktiviteter i sin kalender.
- *Ändra-knapp*. Dölj  för att hindra användaren att ändra aktiviteterna i sin kalender.
- *Larm-knapp*. Dölj  för att hindra användaren att ändra larmtyp för aktiviteterna i sin kalender.

Visa eller dölj kvartursvisning

- *Kvartursvisning*: Den kvarstående tiden tills aktiviteten börjar eller slutar visas med prickar.
- *Sista kvarten som fem punkter*: Den nedersta kvarturspricken är uppdelad i 5 små punkter som var och en representerar 3 min. Detta för att få lite noggrannare tidvisning strax innan en aktivitet inträffar.
- *Digital nedräkning*: Den digitala tiden tills aktiviteten börjar eller slutar.



5.4 Lägga in aktivitet

Via **Inställningar|Kalender|Lägga in aktivitet** anger man hur nya aktiviteter ska läggas in.



Det finns två huvudalternativ:

- Lägg in aktivitet via Ändravyn
- Lägg in aktivitet via sekvens

De två alternativen beskrivs i *4.4 Lagg in aktivitet*.

När man har valt huvudalternativ kan man göra ytterligare inställningar.

5.4.1 Tillåt passerad starttid

När "Tillåt passerad starttid" är ikryssat är det möjligt att lägga in aktiviteter på tider som redan har passerat.

5.4.2 Förvalt larm

Välj vilken typ av alarm som ska vara förvalt när man lägger till en aktivitet.



Välj mellan följande alternativ:

- Larm + vibration
- Larm
- Vibration
- Tyst larm
- Inget larm
- Larm endast vid starttid



Välj mellan följande alternativ

- Larm
- Tyst larm
- Inget larm
- Larm endast vid starttid


Hur larmet blir bestäms i enhetens ljudinställningar. Om enheten stöder vibration, och detta väljs i enhetens ljudinställningar, kommer larm från HandiKalendar att vibrera.

5.4.3 Förinställda påminnelser (Android)




Välj vilken påminnelse som ska vara förvald när man lägger till en aktivitet.
(5 minuter, 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 1 dag)

5.5 Ändravyn




Via **Inställningar|Ändravyn** väljer man vilka knappar som ska visas i Ändravyn, se kapitel 4.9 Ändravyn.


5.6 Info-menyn




Via **Inställningar|Info-menyn** väljer man vilka funktioner som ska visas i Info-menyn, se 4.9.12 Välj info.



Med knappen  kan man välja en tredjepartsapplikation till Info-menyn.


Man kan välja ordning i *Info-menyn* genom att markera det önskade objektet eller applikationen och trycka på *Flytta upp* eller *Flytta ner* (knapparna visas längst upp, efter att en rad har markerats). När en tredjepartsapplikation är markerad, kan den tas bort från *Info-menyn* genom att trycka på .

5.7 Kalendermenyn



Via **Inställningar|Kalendermenyn** väljer man vilka funktioner som brukaren ska kunna starta via  i *Kalendervyn*:

5.8 Tidvisning




Via **Inställningar**|**Tidvisning** gör man följande inställningar:

- Visa analog klocka eller lägg in aktivitet-knapp i datumfältet
- Visa månadssymbol eller veckonummer i datumfältet
- Visa standardiserade veckodagsfärger
- Visa helgdagar.

Inställningarna beskrivs nedan.


5.8.1 Knapp i datumfältet

Lägg in aktivitet-knapp



När man trycker på knappen öppnas guiden för att lägga in aktivitet, se [4.4 Lägg in aktivitet](#).


Analog klocka




När man trycker på klockan öppnas Klockvyn, se [4.10 Klockvyn](#).

5.8.2 Månadssymbol


Handisymbol




Veckonummer



Pictogram



Varken månadssymbol eller veckonummer



5.8.3 Visa veckodagsfärger

De standardiserade veckodagsfärgerna betyder grön måndag, blå tisdag, vit onsdag, brun torsdag, gul fredag, rosa lördag och röd söndag.

Veckodagsfärger


Inga veckodagsfärger



5.8.4 Visa helgdagar

När "Visa helgdagar" är ikryssat visas helgdagar enligt [4.1.6 Helgdagar](#).

5.9 Tidinmatning (Android)




Via **Inställningar|Tidinmatning** gör man inställningar för tidinmatning. Man väljer om tiden ska skrivas in digitalt med siffror eller analogt med en urtavla. Man kan även ha en knapp för att växla till inmatning på "det andra sättet".

Vid analog inmatning kan man välja om dygnet ska delas in i förmiddag/eftermiddag eller dag/natt.


Inställningarna beskrivs nedan.

5.9.1 Metod att ange tid


*Digital
(med siffror)*




*Analog
(med urtavla)*



*Digital med Analog
knapp*



*Analog med Digital
knapp*




5.9.2 Analog dygnsindelning

Man kan välja mellan följande alternativ:

- **fm och em.** Standardmetoden för 12-timmarsklocka. 00:00-23:59 resp. 12:00-23:59.
- **dag och natt.** Förenklad metod. 06:00-17:59 resp. 18:00-05:59.

5.10 Klockvy




Via **Inställningar|Klockvy** anpassar man *Klockvyn*:

- Datum*
- Digital klocka*
- Analog klocka*
- Del av dagen*






Knapp för påminnelse var 15 minut (chimefunktion)

Knappen  visas i knappraden. Se kapitel 4.10 Klockvy för beskrivning av funktionen.


5.11 Månadsvy



Via **Inställningar|Månadsvy** anger man om återkommande aktiviteter ska indikeras med små svarta fyrkanter varje dag de förekommer.

Om man har många återkommande aktiviteter är det rekommenderat att inte aktivera denna funktion.


5.12 Veckovy




Via **Inställningar|Veckovy** gör man följande inställningar för veckovyn:

- *Antal dagar i veckovyn.* 7 dagar (måndag-söndag) eller 5 dagar (måndag-fredag).
- *Visning av aktivitet.* "Alltid tid" betyder att aktiviteten alltid visas med starttid, även om den har en bild.
- *Visa återkommande aktiviteter.* Välj inte om du vill dölja återkommande aktiviteter i Veckovyn.



Visa *Timvy-knapp*. Växla till Timvy genom att trycka på . Det innebär att man kan se ledig/upptagen tid istället för planerade aktiviteter.

5.13 Starta timer



Via **Inställningar|Starta timer** väljer man vilka vyer som ska visas i *Starta timer* (se 4.6 *Starta timer*):


- Välj bastimer
- Välj bild
- Namnge timern

Man väljer även hur timertiden ska fyllas i vyn "Ange timertid", se nedan.

5.13.1 Timertid

Vyn "Ange timertid" kan fyllas i på tre sätt:

- 1–99 minuter. Max 2 siffror.
- 1–999 minuter. Max 3 siffror.
- Timmar och minuter. Max 4 siffror, där de två till vänster är timmar och de två till höger är minuter.





5.14 Basaktiviteter



Via **Inställningar|Kalender|Basaktiviteter** hanterar man basaktiviteter och mappar att sortera dem i. Detta kan också göras via myAbilia.

Tryck på knapparna överst för att skapa, ändra och ta bort basaktiviteter eller mappar:

 **Ny-knapp.** Välj om du vill skapa en ny basaktivitet eller en ny mapp.


 **Ändra-knapp.** Markera först vad som ska ändras.

 **Ta bort-knapp.** Markera först vad som ska tas bort.



5.15 Bastimers



Bastimers hanteras via **Inställningar|Bastimers**. Bastimers och mappar skapas och ändras på samma sätt som i 5.14 Basaktiviteter.

5.16 Kategorier



Via **Inställningar|Kategorier** anpassar man listan med kategorier genom att välja vilka som ska visas och vilka namn de ska ha.


 Markera en kategori och tryck på -knappen för att ändra namnet. Välj vilka kategorier som ska visas genom att bocka i deras kryssrutor.

  knappen kommer fram när man markerar en kategori. Välj då **Ändra** eller **Dölj/Visa**.

5.17 Larm ljud

Via **Inställningar|Larm ljud** ställer man in larmsignalen för HandiKalender. Funktionerna för Android och iOS skiljer sig åt.

5.17.1 Larm ljudinställningar i Android




 Man kan välja larm ljud för *Ej kvitterbara aktiviteter*, *Kvitterbara aktiviteter*, *Timers* och *Påminnelser*.


Välj larm ljud i listan och testa det via *Play*-knappen .

För *Påminnelser* kan man även välja *Inget ljud* och *Vibration*.

Larmtiden, dvs den tid som larm och påminnelser ska ljuda/vibrera kan ställas på *Signal*, *15 sekunder*, *30 sekunder*, *1 minut*, *2 minuter* och *5 minuter*. ("Signal" spelar upp ljudet en gång, eller max 5 sekunder.)

5.17.2 Larm ljudinställningar i iOS




 På grund av begränsningar angående larm på iOS, har iOS-appen färre inställningar än Android-appen.

Alla aktiviteter har samma larm ljud.


Larmtiden, det vill säga hur länge larmet låter/vibrerar bestäms av vilket larm som är valt. Tiden för larmet står i parentes efter namnet på larmet.

När man väljer larm i listan så kommer det att spelas upp (om inte enheten är inställd på ljudlöst).


5.18 Larmvyn (Android)



 Via **Inställningar|Larmvyn** väljer man hur larmet ska fungera.


- *Fullskärm*. Visar larmet på hela skärmen.
- *Notis*: Visar larmet som en notis, beroende på inställningarna på enheten. Notiser kan också visas på en smartklocka.
- *Visa Snooze-knapp* Visar snooze-knappen  i Larmvyn. När man trycker på snooze-knappen stängs Larmvyn och larmet flyttas fram 5 minuter.

5.19 Talstöd



Via **Inställningar|Talstöd|Talstöd-inställningar** bestämmer man om och hur talstöd ska användas i tangentbordet och i menyer.

Först måste en röst laddas ner till enheten (kräver Wi-Fi). Se tillgängliga röster i listan. Efter det kan talstödet anpassas:

- *Visa Talstöd-knapp.* Talstöd-knappen  visas i olika vyer.
- *Uppläsning av ord vid mellanslag.* Orden läses upp medan man skriver dem, efter varje mellanslag.
- *Talshastighet.* Ändra talshastigheten genom att justera skalan.

5.20 Loggar (Android)



Via **Inställningar|Loggar** kan man hantera loggfiler. Loggfiler skapas i bakgrunden och används främst vid felsökning.

Loggfilerna sparas automatiskt till enhetsminnet där de ligger oåtkomliga.

När man väljer **Ladda upp till server** laddas loggfilerna upp till Abilias supportserver via mobilnätet eller Wi-Fi. Tryck på knappen *Ladda upp* för att starta.

5.21 Om HandiKalender (Android)



I **Inställningar|Om HandiKalender**, visas bland annat programversion och enhetens ID. Här finns även *licensnyckeln* och licensens slutdatum.

5.22 Logga ut

Via **Inställningar|Logga ut** loggar man ut från HandiKalender. När man loggar ut försvinner all HandiKalender-data från enheten, men sparas på användarens myAbilia-konto. Nästa gång man startar HandiKalender visas inloggningsvyn för HandiKalender och man kan logga in igen.

6. HandiKalendar på Apple Watch (iOS)



Gäller bara för iOS

6.1 Funktion

HandiKalender har följande funktionalitet när den är installerad på Apple Watch:

- Bildstöd i kalendern
- Lista med dagens aktiviteter
- Aktivitetsvy med visuellt tidsstöd (kvartursprincipen)
- Anpassad larmvy.

Man kan kvittera en aktivitet från klockan. Kopplade funktioner, som till exempel checklista, visas inte i klockan.

Funktionaliteten i klockan följer Apples riktlinjer: Klockan ska komplettera telefonen, inte efterlikna den. Fokus ska vara på de funktioner som användaren behöver mest, i situationer när telefonen inte är tillgänglig.

6.2 Larm på Apple Watch

OBS: Apple Watch måste vara ansluten till iPhone för att kunna visa larm.

- Larmet (ljud/vibration) kommer på klockan när man inte använder telefonen (skärmen är släckt).
- Om man bekräftar notisen på klockan bekräftas den också på telefonen.

6.3 Installation




Nedladdning av HandiKalender till Apple Watch görs via appen **Watch** i telefonen:

- **Notiser.** Välj HandiKalender och välj att "Spegla iPhone-notiser".
- **HandiKalender.** Välj att "Visa app på Apple Watch".

7. Grundinställning

När HandiKalender startas för första gången används en grundinställning. Detta för att ge rimliga utgångslägen inför den individanpassning som alltid bör ske. Nedan beskrivs vad grundinställningen innebär.

Kalender			Vald
Kodskydd 	Kod		0353
	Kodskydda inställning		
Kalendervy	Startvy 	Tidspelarvy	X
		Listvy	
		Veckovy	
		Månadsvy	
		Visa snabbval i kalendervyn	X
	Zoom 	Liten	X
		Stor	
	Bläddra dagar bakåt samma dag		X
	Bläddra dagar framåt	Ej tillåtet	
		Max 6 dagar	
		Obegränsat	X
	Bläddra dagar bakåt		X
	Visa digital tid för aktiviteten		X
	Visa text för aktiviteten		X
	Visa kvartursprickar 		X
Aktivitetsvy	Visa/Dölj i knappraden	Ta bort-knapp	X
		Ändra-knapp	X
		Ange larm-knapp	X
	Visa/Dölj kvartursvisning	Kvartursvisning 	X
		Sista kvarten som 5 prickar	X
		Digital nedräkning	X
Lägga in aktivitet	Passerad starttid	Tillåt passerad starttid	X
	Förvalt larm	Larm +vibration	X
		Larm	
		Vibration	
		Tyst larm	
		Inget larm	
		Larm endast vid starttid	
	Förvalda påminnelser	5 minuter	
		15 minuter	
		30 minuter	
		1 timme	
		2 timmar	
		1 dag	
	Lägg in aktivitet via Ändravyn	Vald	X
		Välj typ av aktivitet	X
		Basaktivitet-knapp	X
	Lägg in aktivitet via sekvens	Vald	
		Välj datum	X
		Välj typ av aktivitet	
		Välj basaktivitet	X
		Välj bild	X
		Namnge aktiviteten	X
		Info-meny	X

		Ta bort efteråt	X
		Ange kvitterbarhet och larm	X
		Välj kategori	X
		Tillgänglig för	X
		Ange påminnelse	X
		Ange tidslängd	
		Ange sluttid	X
Ändravyn	Visa/Dölj	Datum	X
		Namn	X
		Starttid	X
		Sluttid	X
		Varaktighet	
		Heldag	X
		Kvittering	X
		Ange larm	X
		Bild	X
		Info-menyn	X
		Påminnelse	X
		Ta bort efteråt	X
		Kategorier	X
		Tillgänglig för	X
Info-menyn	Visa/Dölj	Timer	X
		Bild	X
		Röst anteckningar	X
		Anteckningar	X
		Checklista	X
		Länk	
		Adress	
		Kontakt	
		Telefon	
		SMS	
Kalendermenyn	Visa/Dölj	Lägga in aktivitet	X
		Månadsvy 	X
		Veckovy 	X
		Starta timer	X
		Klocka	X
		Sök aktivitet	X
		Basaktiviteter	X
		Bastimers	X
Visning av tid	Månadssymbol	Handisymbol	
		Pictogram	
		Veckonummer	X
		Varken symbol eller veckonummer	
	Knapp i datumfältet	Lägg till aktivitet	X
		Analog klocka	
	Visa veckodagsfärger		X
	Visa helgdagar		X
Tidinmatning 	Metod att ange tid	Digital (med siffror)	X
		Analog (med urtavla)	
		Digital med Analog-knapp	
		Analog med Digital-knapp	
	Analog dygnsindelning	f.m. och e.m.	X

		dag och natt	
Klockvy	Visa/Dölj	Datum	X
		Tid på dygnet	X
		Knapp för påminnelse varje kvart 	
	Klocka	Analog	X
		Digital	
		Både analog och digital	
Månadsvy	Visa/Dölj	Markering för återkommande aktiviteter	X
Veckovy	Antal dagar i veckovyn	7 dagar	X
		5 dagar	
	Visning av aktivitet	Alltid tid	
		Bild	X
	Visa/Dölj	Återkommande aktiviteter	X
		Timvy-knapp	
Starta timer	Välj bastimer		X
	Välj bild		X
	Namnge timern		X
	Timertid	1–99 minuter	X
		1–999 minuter	
		Timmar och minuter	
Kategorier	Blå		X
	Lila		X
	Röd		X
	Orange		X
	Grön		X
	Turkos		X
Larmljud		Ej kvitterbara aktiviteter	<i>Telefon</i>
		Kvitterbara aktiviteter	<i>Telefon</i>
		Timers	<i>Telefon</i>
		Påminnelser	Inget ljud
		Vibration vid påminnelse	X
		Larmtid	30sek
Larmvyn 	Visa/Dölj	Snooze-knapp	X
	Larmtyp	Fullskärm	X
		Notis	
Talstöd-inställningar	På/Av		På
	Talstöd-knapp (i textfältet)		X
	Uppläsning av ord vid mellanslag		
	Talshastighet		medium

8. Teknisk information

8.1 Medföljande artiklar

Art. Nr	Namn	Beskrivning	Antal
	Värdebevis	Med licensnyckel	1 st.
	Bruksanvisningar	Starta upp HandiKalender, Handbok HandiKalender	2 st.

8.2 Tekniska data

Kompatibla system	Alla Android-enheter (Android). iPhone, iPad och iPod Touch, inkluderad en app för Apple Watch (iOS).
Operativsystem	Android version 5.0 eller senare. iOS version 10.0 eller senare.
Webbläsare	Alla webbläsare (myAbilia). För Internet Explorer krävs version 11.

Vi hjälper dig!

E-post: service@abilia.se

Telefon: 08-59 46 94 00

Måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 08.00-13.00

Skanna QR-koden med din mobilkamera för att hitta de senaste manualerna.



CE

