


MEMO Dayboard

Tidshjälpmedel/planeringstavla som visar tidsmängd med hjälp av ljusdioder. Underlättar att förstå tid när det är svårt att uppfatta tiden som den traditionellt visas på klockor.

Beskrivning

- En ljuspelare visar var på dagen/natten man befinner sig
- Röd ljuspelare visar dag
- Blå ljuspelare visar natt
- Larm med ljud kan ställas till varje ljuspunkt
- Möjligt att visa digital tid
- Varje lysdiod är 15 minuter
- Magnetisk whiteboardtavla
- Går att skriva på
- Finns i 12 och 24-timmars version
- Ljusstyrkan på ljuspunkterna kan justeras
- Volymen på larmet kan justeras



Hantering

MEMO Dayboard fästs på väggen och strömadaptern sätts i ett eluttag. På sidan av MEMO Dayboard är inställningspanelen lätt tillgänglig. MEMO Dayboard måste hela tiden vara ansluten till ett eluttag. Om strömmen försvinner kommer klockan fortsätta gå men ljuspelaren kommer inte att lysa förrän strömmen är tillbaka. Vid problem kontakta förskrivaren.

Syfte

Syftet med MEMO Dayboard är att få visuell information om dagens aktiviteter och när de ska ske, hur lång tid det är kvar till en aktivitet samt se skillnad mellan dag och natt.

Förslag till introduktion av MEMO Dayboard

- ▶ Skapa förväntan inför positiva händelser t.ex. att använda dator, se på TV eller fika
- ▶ Tavlan kan kompletteras med t.ex. månadsblad, veckoschema, bildstöd.
- ▶ Visa NÄR något ska hända – t.ex. bada/duscha, titta på TV, äta
- ▶ Visa HUR LÄNGE någonting ska hålla på – t.ex. en tvättid
- ▶ För att upprätthålla intresset för tavlan behöver innehållet ändras, helst dagligen.
- ▶ På www.handi.se/print finns bilder att skriva ut.
- ▶ Mer information finns på Abilias hemsida, <https://www.abilia.com/sv/our-products/kognition/minne-och-kalendrar/memo-dayboard>
- ▶ Att starta upp och använda tidshjälpmedel kan kräva mycket stöd från omgivningen.

