

Manual för inspektion av lyftselar

Produktetikett:

Kontrollera att maxvikt, produktnamn, artikelnummer, serienummer, tillverkningsår och tvättråd kan utläsas på etiketten.

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”godkänt med anmärkning” eller ”ej godkänd” utifrån lokal rutin i din kommun.

Tyg:

Kontrollera att tyget inte har hål, är slitet, har revor eller att tygets färg eller styvhet har förändrats. Håll upp selen mot ljuset så syns förslitningar lätt. Kontrollera att det inte har uppstått förslitningar eller hål längs med bandkantningen eller under styrhandtagen.

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”godkänt med anmärkning” eller ”ej godkänd” utifrån lokal rutin i din kommun.

Kantband:

Kontrollera att kantbandet inte är skadat

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”godkänt med anmärkning” eller ”ej godkänd” utifrån lokal rutin i din kommun.

Bandöglor, benstödsöglor och avkortningslägen:

Kontrollera att banden inte har skadats av lyftbygeln, det visar sig i form av synliga trasiga trådar.

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”godkänt med anmärkning” eller ”ej godkänd” utifrån lokal rutin i din kommun.

Styrhandtag:

Kontrollera att sömmarna på styrhandtagen är intakta/oskadade.

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”godkänt med anmärkning”.

Sömmar, förstärkningssömmar/tränsar:

Kontrollera att sömmarna ej är trasiga eller slitna.

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”godkänt med anmärkning” eller ”ej godkänd” utifrån lokal rutin i din kommun.

Spännen:

Kontrollera spännets funktion genom att låsa spännet, dra i skärpet, och se så att spännet inte öppnar sig.

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”ej godkänd”

Lattor:

Kontrollera om selen har en ofullständig funktion p g a att lattorna saknas.

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”godkänt med anmärkning”

Dokumentation:

Kontrollera att bruksanvisning och tvättråd finns tillgängliga. Kontrollera att gällande utprovningssprotokoll finns tillgängligt.

Protokoll periodisk inspektion av lyftsele

Produktinformation

Fabrikat: _____ Serien/egen märkning: _____

Modell: _____ Tillverkningsår: _____

Artikelnummer: _____ Förskriven till: _____

| Kontrollpunkter | Godkänd | Ej godkänd | Anmärkning |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| Produktetikett | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Tyg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kantband | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Bandöglor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Benstödsöglor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Styrhandtag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sömmar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Förstärkningssömmar (tränsar) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Avkortningsläge | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Spänne (i förekommande fall) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Lattor (i förekommande fall) | <input type="checkbox"/> | | |
| Dokumentation | <input type="checkbox"/> | | |

Om produkten har en eller flera kontrollpunkter med resultatet "Ej godkänd" skall lyftselen omgående bytas ut mot en ny lyftsele. Den gamla selen kasseras enligt lokal rutin.

Godkännande av produkten:

Godkänd Ej godkänd

Inspektionen utförd av: _____ Datum: _____

Nästa inspektion: _____