

# Provtagning för test av blod i avföringen (F-Hb) i paket om tre burkar

- Prov bör tas vid tre olika dagar inom en veckas tid. Tag avföring på ett toalettpapper eller i ett rent engångskärl.

- **Bild 1 och 2** – Öppna burken som innehåller vätskan. Tag avföringsprovet med pinnen som sitter i korken. Stick ner och rotera pinnen på olika ställen i avföringen så att fårorna i änden av pinnen fylls. **Stick ej ner pinnen där blod är synligt.**



1



2

- **Bild 3 och 4** – Torka bort överskott av avföring. **Obs! Rätt mängd avföringsprov erhålls när båda fårorna i pinnens ände är fyllda.**



3



4

- **Bild 5 och 6** – Sätt tillbaka korken med pinnen i burken och skruva fast den. Skaka därefter burken kraftigt. Burkarna kan efter provtagning förvaras i kylskåp eller i rumstemperatur.



5



6

- Skriv datum och tid på alla tre burkar.
- Lämna burken snarast till vårdcentralslaboratoriet eller laboriemedicins provtagning för analys. Provet skall analyseras inom en vecka efter provtagningen.

**Kvinnor i fertil ålder bör ej ta dessa prover under sin menstruation.**

Vid frågor, kontakta din vårdgivare.

154505 R8

VO laboriemedicin  
Universitetssjukhuset Örebro  
70185 Örebro  
E-post: laboriemedicin@regionorebrolan.se