

# Eldrivna rullstolar med manuell styrning - sortimentsöversikt



## Indelning

Översikten presenterar Region Örebro läns upphandlade sortiment av eldrivna rullstolar med manuell styrning. Klicka på en rubrik eller bild nedan så kommer du direkt till det avsnittet i sortimentsöversikten.

### **Eldriven rullstol med manuell styrning, enkel – används mest ute men också inne**

Beskrivning: Till patient som har ingen eller mindre sittproblematik. Rullstolen används ute i planerad närmiljö samt i offentlig inomhusmiljö där utrymmet är begränsat.

### **Eldriven rullstol med manuell styrning, enkel – används ute**

Beskrivning: Till patient som har ingen eller mindre sittproblematik. Rullstolen används utomhus i planerad och kuperad miljö.



### **Eldriven rullstol med manuell styrning, avancerad – används ute**

Beskrivning: Patient med viss sittproblematik. Rullstolen används utomhus i planerad och kuperad miljö.

### **Tillbehör med artikelnummer till Orion Metro, Fortress Calypso och Sterling Elite 2Plus**

*Illustration: Majsan Sundell*

## Eldriven rullstol med manuell styrning, enkel – används mest ute men också inne

Leverantör och produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning		
Invacare AB <b>Orion Metro</b> 	<p><b>Förskrivning</b> Förskrivare med utbildning <a href="#">Använd blankett för förskrivning</a> Förskrivare utan utbildning <a href="#">Förskrivning efter utprovning med konsulent</a></p> <p><b>Avgift</b> Startavgift och Abonnemangavgift</p> <p><b>Artikelnummer</b> 63425 61170 – äldre modell i ersättningsgrupp med 63425 <a href="#">Övriga tillbehör</a></p>	<p><b>Hindertagning</b> 8 cm</p> <p><b>Hastighet</b> 10 km/h</p> <p><b>Backtagning</b> 10°</p> <p><b>Körsträcka</b> 54 km</p> <p><b>Sitshöjder</b> 44 / 46,5 / 49 / 51,5 cm</p>	<p><b>Totalbredd</b> 66 cm</p> <p><b>Total längd</b> 124 cm</p> <p><b>Rullstolsvikt</b> 103 kg</p> <p><b>Max brukarvikt</b> 136 kg</p> <p><b>Höjd markplan till överkant golvplatta</b> 17 cm</p>	<p><b>Hjulstorlek</b> 11"</p> <p><b>Funktioner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitsglidning</li> <li>• Sitsvridning</li> <li>• Ryggvinkling</li> </ul> <p><b>Tillbehör som ingår</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nackstöd</li> <li>• Korg</li> </ul>
Sunrise medical AB <b>Fortress Calypso</b> 	<p><b>Förskrivning</b> Förskrivare med utbildning <a href="#">Använd blankett för förskrivning</a> Förskrivare utan utbildning <a href="#">Förskrivning efter utprovning med konsulent</a></p> <p><b>Avgift</b> Startavgift och Abonnemangavgift</p> <p><b>Artikelnummer</b> 48809 <a href="#">Övriga tillbehör</a></p> <p><b>Utgående modell, provas ut i mån av tillgång</b></p>	<p><b>Hindertagning</b> 7 cm</p> <p><b>Hastighet</b> 10 km/h</p> <p><b>Backtagning</b> 9°</p> <p><b>Körsträcka</b> 40 km</p> <p><b>Sitshöjder</b> 43 / 43,5 / 46 / 46,5 / 49 / 49,5 cm</p>	<p><b>Totalbredd</b> 62 cm</p> <p><b>Total längd</b> 121 cm</p> <p><b>Rullstolsvikt</b> 100 kg</p> <p><b>Max brukarvikt</b> 125 kg</p> <p><b>Höjd markplan till överkant golvplatta</b> 17 cm</p>	<p><b>Hjulstorlek</b> 10"</p> <p><b>Funktioner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitsglidning</li> <li>• Sitsvridning</li> <li>• Ryggvinkling</li> </ul> <p><b>Tillbehör som ingår</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nackstöd</li> <li>• Korg</li> </ul>








## Eldriven rullstol med manuell styrning, enkel – används ute








Leverantör och produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning		
Sunrise medical AB <b>Sterling Elite 2 Plus</b>  	<p><b>Förskrivning</b>            Förskrivare med utbildning  <a href="#">Använd blankett för förskrivning</a>            Förskrivare utan utbildning  <a href="#">Förskrivning efter utprovning med konsulent</a></p> <p><b>Avgift</b>            Startavgift och Abonnemangavgift</p> <p><b>Artikelnummer</b>            48811  <a href="#">Övriga tillbehör</a></p>	<p><b>Hindertagning</b>            10 cm</p> <p><b>Hastighet</b>            15 km/h</p> <p><b>Backtagning</b>            15°</p> <p><b>Körsträcka</b>            44 km</p> <p><b>Sitshöjder</b>            44 / 46,5 / 49 /            51,5 cm</p>	<p><b>Totalbredd</b>            65 cm</p> <p><b>Total längd</b>            139 cm</p> <p><b>Rullstolsvikt</b>            140 kg</p> <p><b>Max brukarvikt</b>            125 eller 175 kg</p> <p><b>Höjd markplan till överkant golvplatta</b>            17 cm</p>	<p><b>Hjulstorlek</b>            14"</p> <p><b>Funktioner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitsglidning</li> <li>• Sitsvinkling</li> <li>• Ryggvinkling</li> <li>• Justerbar styrhöjd</li> </ul> <p><b>Tillbehör som ingår</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korg</li> </ul>

[Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.](#)

Eldriven rullstol med manuell styrning, avancerad – används ute				
Leverantör och produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning		
Minicrosser AB <b>Minicrosser X1 3W</b>  	<b>Förskrivning</b> <a href="#">Förskrivning efter utprovning med konsulent</a>  <b>Avgift</b> Startavgift och Abonnemangsavgift  <b>Artikelnummer</b> 61184	<b>Hindertagning</b> 12 cm  <b>Hastighet</b> 15 km/h  <b>Backtagning</b> 17°  <b>Körsträcka</b> 45 km  <b>Sitthöjder</b> 42 – 52 cm  <b>Sittbredd</b> 45, 50 och 55 cm	<b>Totalbredd</b> 68 cm  <b>Total längd</b> 134 cm  <b>Rullstolsvikt</b> 158 kg  <b>Max brukarvikt</b> 175 kg	<b>Hjulstorlek</b> 13”  <b>Funktioner</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitsglidning</li> <li>• Sitsvridning</li> <li>• Ryggvinkling</li> <li>• Ställbart sitsdjup</li> <li>• Justerbar styrhöjd</li> </ul> <b>Tillbehör som ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nackstöd</li> <li>• Korg</li> </ul>

[Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.](#)

Tillbehör - Orion Metro			
Backspegel	Kryckkäppshållare	Rollatorhållare	Golvhöjning
			
<b>Artikelnummer</b> 61171 – höger/vänster	<b>Artikelnummer</b> 61172	<b>Artikelnummer</b> 61173	<b>Artikelnummer</b> 61168 – 2,5 cm 61169 – 5 cm
Tillbehör - Fortress Calypso			
Backspegel	Kryckkäppshållare	Golvhöjning	
			
<b>Artikelnummer</b> 35917 – höger 35918 - vänster	<b>Artikelnummer</b> 35916	<b>Specialanpassning</b> <a href="#">Använd "Golvhöjning för Calypso - anvisningsblankett" för beställning</a>	

Tillbehör - Sterling Elite 2Plus			
<b>Förstärkt fjädring</b>	<b>Backspegel</b>	<b>Kryckkäppshållare</b>	<b>Rollatorhållare</b>
för brukarvikt 125 - 175 kg			
<b>Artikelnummer</b> 48804	<b>Artikelnummer</b> 48806 – höger 48805 - vänster	<b>Artikelnummer</b> 48798	<b>Artikelnummer</b> 21101 - rollatorhållare 19039 - fäste för rollatorhållare
<b>Ryggstödsförlängning</b>	<b>Massiva däck, bak (2 st)</b>	<b>Massivt däck, fram (1 st)</b>	<b>Golvhöjning</b>
			
<b>Artikelnummer</b> 48814	<b>Artikelnummer</b> 53469	<b>Artikelnummer</b> 53468	<b>Specialanpassning</b> <a href="#">Använd "Golvhöjning Sterling Elite 2Plus - anvisningsblankett" för beställning</a>

[Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.](#)