

# Elrullstolar med manuell styrning - sortimentsöversikt



## Indelning

Översikten presenterar Region Örebro läns upphandlade sortiment av eldrivna rullstolar med manuell styrning. Klicka på en rubrik eller bild nedan så kommer du direkt till det avsnittet i sortimentsöversikten.

### **Elrullstol med manuell styrning, enkel – används mest ute men också inne**

Till patient med ingen eller mindre sittproblematik. Rullstolen används ute i planerad närmiljö samt i offentlig inomhusmiljö där utrymmet är begränsat.

### **Elrullstol med manuell styrning, enkel – används ute**

Till patient med ingen eller mindre sittproblematik. Rullstolen används utomhus i planerad och kuperad miljö.

### **Elrullstol med manuell styrning, avancerad – används ute**

Till patient med viss sittproblematik. Rullstolen används utomhus i planerad och kuperad miljö.



### **Elrullstol med manuell styrning, högre maxbrukarvikt – används ute**

Till patient med viss sittproblematik. Rullstolen används utomhus i planerad och kuperad miljö. För brukarvikt från 220 kg.


### **Tillbehör med artikelnummer till Orion Metro, Fortress Calypso och Sterling Elite**

*Illustration: Majsan Sundell*

**Elrullstol med manuell styrning, enkel – används mest ute men också inne**

Produkt	Information om förskrivning	Produktbeskrivning		
<p>Sunrise Medical AB <b>Sterling Elite Mini</b></p> 	<p><b>Förskrivning</b> <a href="#">Blankett</a> – till dig med förskrivningsrätt <a href="#">Konsultation</a> – till dig som saknar förskrivningsrätt</p> <p><b>Avgift</b> Startavgift och Abonnemangavgift</p> <p><b>Artikelnummer</b> <b>65560</b></p> <p><a href="#">Övriga tillbehör</a></p>	<p><b>Hindertagning</b> 10 cm</p> <p><b>Hastighet</b> 10 km/h</p> <p><b>Backtagning</b> 9°</p> <p><b>Körsträcka</b> 38 km</p> <p><b>Sitshöjder</b> 45/ 47,5/ 50/ 52,5 cm</p>	<p><b>Totalbredd</b> 59,5 cm (60,5 cm vid armstöden)</p> <p><b>Total längd</b> 128,5 cm</p> <p><b>Rullstolsvikt</b> 110 kg</p> <p><b>Maxbrukarvikt</b> 136 kg</p> <p><b>Instegshöjd</b> 15 cm</p>	<p><b>Hjulstorlek</b> 10,5"</p> <p><b>Funktioner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitsglidning</li> <li>• Sitsvridning</li> <li>• Ryggvinkling</li> </ul> <p><b>Tillbehör som ingår</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korg</li> </ul>
<p>Invacare AB <b>Orion Metro</b></p> 	<p><b>Förskrivning</b> <a href="#">Blankett</a> – till dig med förskrivningsrätt <a href="#">Konsultation</a> – till dig som saknar förskrivningsrätt</p> <p><b>Avgift</b> Startavgift och Abonnemangavgift</p> <p><b>Artikelnummer</b> 63425</p> <p><a href="#">Övriga tillbehör</a></p> <p><b>Utgående modell, provas ut i mån av tillgång</b></p>	<p><b>Hindertagning</b> 8 cm</p> <p><b>Hastighet</b> 10 km/h</p> <p><b>Backtagning</b> 10°</p> <p><b>Körsträcka</b> 54 km</p> <p><b>Sitshöjder</b> 44/ 46,5/ 49/ 51,5 cm</p>	<p><b>Totalbredd</b> 66 cm</p> <p><b>Total längd</b> 124 cm</p> <p><b>Rullstolsvikt</b> 103 kg</p> <p><b>Max brukarvikt</b> 136 kg</p> <p><b>Instegshöjd</b> 17 cm</p>	<p><b>Hjulstorlek</b> 11"</p> <p><b>Funktioner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitsglidning</li> <li>• Sitsvridning</li> <li>• Ryggvinkling</li> </ul> <p><b>Tillbehör som ingår</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nackstöd</li> <li>• Korg</li> </ul>



### Elrullstol med manuell styrning, enkel – används ute

Produkt	Information om förskrivning	Produktbeskrivning		
Sunrise medical AB <b>Sterling Elite 2 Plus</b> 	<b>Förskrivning</b> <a href="#">Blankett</a> – till dig med förskrivningsrätt <a href="#">Konsultation</a> – till dig som saknar förskrivningsrätt  <b>Avgift</b> Startavgift och Abonnemangavgift  <b>Artikelnummer</b> 48811 <a href="#">Övriga tillbehör</a>	<b>Hindertagning</b> 10 cm  <b>Hastighet</b> 15 km/h  <b>Backtagning</b> 10°  <b>Körsträcka</b> 44 km <b>Sitshöjder</b> 44/ 46,5/ 49/ 51,5 cm	<b>Totalbredd</b> 65 cm  <b>Total längd</b> 139 cm  <b>Rullstolsvikt</b> 140 kg  <b>Max brukarvikt</b> 125 eller 175 kg <b>Instegshöjd</b> 17 cm	<b>Hjulstorlek</b> 14”  <b>Funktioner</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitsglidning</li> <li>• Sitsvinkling</li> <li>• Ryggvinkling</li> <li>• Justerbar styrhöjd</li> </ul> <b>Tillbehör som ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korg</li> </ul>





### Elrullstol med manuell styrning, avancerad – används ute








Produkt	Information om förskrivning	Produktbeskrivning		
Minicrosser AB <b>Minicrosser X1 3W</b> 	<b>Förskrivning</b> <a href="#">Förskrivning efter utprovning med konsulent</a>  <b>Avgift</b> Startavgift och Abonnemangavgift  <b>Artikelnummer</b> 61184	<b>Hindertagning</b> 12 cm  <b>Hastighet</b> 15 km/h  <b>Backtagning</b> 10° <b>Körsträcka</b> 45 km <b>Sitthöjder</b> 42 – 52 cm <b>Sittbredd</b> 45, 50 och 55 cm	<b>Totalbredd</b> 68 cm  <b>Total längd</b> 134 cm  <b>Rullstolsvikt</b> 158 kg  <b>Max brukarvikt</b> 175 kg  <b>Instegshöjd</b> 15 cm	<b>Hjulstorlek</b> 13”  <b>Funktioner</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitsglidning</li> <li>• Sitsvridning</li> <li>• Ryggvinkling</li> <li>• Ställbart sitsdjup</li> <li>• Justerbar styrhöjd</li> </ul> <b>Tillbehör som ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nackstöd</li> <li>• Korg</li> </ul>

## Elrullstol med manuell styrning, högre maxbrukarvikt – används ute

Produkt	Information om förskrivning	Produktbeskrivning		
<p>Invacare <b>Comet Ultra</b></p> 	<p><b>Förskrivning</b> <a href="#">Förskrivning efter utprovning med konsulent.</a></p> <p><b>Avgift</b> Startavgift och Abonnemangsavgift</p>	<p><b>Hindertagning</b> 10 cm</p> <p><b>Hastighet</b> 10 km/h</p> <p><b>Backtagning</b> 10°</p> <p><b>Körsträcka</b> Upp till 49 km</p> <p><b>Sitshöjd</b> 45, 47, 50, 52,5 cm</p>	<p><b>Totalbredd</b> 66.5 cm</p> <p><b>Total längd</b> 145 cm</p> <p><b>Rullstolsvikt</b> 148 kg</p> <p><b>Max brukarvikt</b> 220 kg</p> <p><b>Instegshöjd</b></p>	<p><b>Sitsbredd</b> 66 cm</p> <p><b>Hjulstorlek</b></p> <p><b>Funktioner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitsglidning</li> <li>• Sitsvridning</li> <li>• Ryggvinkling</li> </ul> <p><b>Tillbehör som ingår</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nackstöd</li> <li>• Korg</li> </ul>
<p>Medemagruppen <b>MiniCROSSER X2 HD 4W</b></p> 	<p><b>Förskrivning</b> <a href="#">Förskrivning efter utprovning med konsulent.</a></p> <p><b>Avgift</b> Startavgift och Abonnemangsavgift</p>	<p><b>Hindertagning</b> 11 cm</p> <p><b>Hastighet</b> 10 km/h</p> <p><b>Backtagning</b> 10°</p> <p><b>Körsträcka</b> Upp till 35 km</p> <p><b>Sitshöjd</b> 42 – 52 cm</p>	<p><b>Totalbredd</b> 66 cm</p> <p><b>Totallängd</b> 148 cm</p> <p><b>Rullstolsvikt</b> 170 kg</p> <p><b>Max brukarvikt</b> 250 kg (går att få upp till 300 kg)</p> <p><b>Instegshöjd</b> 15 cm</p>	<p><b>Sitsbredd</b> 60, 70 cm</p> <p><b>Funktioner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitsglidning</li> <li>• Sitsvridning</li> <li>• Ryggvinkling</li> <li>• Ställbart sitsdjup</li> <li>• Justerbar styrhöjd</li> </ul> <p><b>Tillbehör som ingår</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nackstöd</li> <li>• Korg</li> </ul>

Tillbehör - Sterling Elite Mini			
Backspegel	Kryckkäppshållare	Huvudstöd	Golvhöjning
			
<b>Artikelnummer</b> 48806 – höger 48805 - vänster	<b>Artikelnummer</b> 48798	<b>Artikelnummer</b> 65606	<b>Specialanpassning</b> <a href="#">Använd "Golvhöjning Sterling Elite Mini - anvisningsblankett" för beställning</a>

Tillbehör - Orion Metro			
Backspegel	Kryckkäppshållare	Rollatorhållare	Golvhöjning
			
<b>Artikelnummer</b> 61171 – höger/vänster	<b>Artikelnummer</b> 61172	<b>Artikelnummer</b> 61173	<b>Artikelnummer</b> 61168 – 2,5 cm 61169 – 5 cm

Tillbehör - Sterling Elite 2Plus			
Förstärkt fjädring	Backspegel	Kryckkäppshållare	Rollatorhållare
för brukarvikt 125 - 175 kg			
Artikelnummer 48804	Artikelnummer 48806 – höger 48805 - vänster	Artikelnummer 48798	Artikelnummer 21101 - rollatorhållare 19039 - fäste för rollatorhållare
Ryggstödsförlängning	Huvudstöd	Massivt däck	Golvhöjning
			
Artikelnummer 48814 <b>OBS! Passar bara det gamla sätet</b>	Artikelnummer 63591 - Huvudstöd 51321 – Fäste <b>OBS! Passar bara det nya sätet</b>	Artikelnummer 53468 – Framhjul (1 styck) 53469 – Bakhjul (2 stycken)	Specialanpassning <a href="#">Använd "Golvhöjning Sterling Elite 2Plus - anvisningsblankett" för beställning</a>