

Elrullstolar med motoriserad styrning - sortimentsöversikt




Illustration: Majsan Sundell

Indelning

Översikten presenterar Region Örebro läns upphandlade sortiment av elrullstolar med motoriserad styrning. Klicka på en rubrik eller bild nedan så kommer du direkt till det avsnittet i sortimentsöversikten.

Elrullstol med motoriserad styrning, enkel – tänkt att användas mest inne, lite ute

Joystickstyrd elrullstol som vanligtvis används 1–3 timmar/tillfälle. (B1)

Elrullstol med motoriserad styrning, enkel – tänkt att användas mest ute, lite inne

Joystickstyrd elrullstol som vanligtvis används dagligen. (B2)

Elrullstol med motoriserad styrning, enkel – tänkt att användas inne

Joystickstyrd elrullstol som används från några timmar upp till hela dagen. (A1)

Elrullstol med motoriserad styrning, avancerad – tänkt att användas ute

Joystickstyrd elrullstol som vanligtvis används dagligen. (C1)

Elrullstol med motoriserad styrning, avancerad – tänkt att användas mest inne, lite ute

Joystickstyrd elrullstol som används från stor del av dagen upp till hela dagen. (B3)

Elrullstol med motoriserad styrning, avancerad – tänkt att användas både ute, lite inne

Joystickstyrd elrullstol som vanligtvis används hela dagen. (B4)

Elrullstol med motoriserad styrning och ståfunktion – tänkt att användas både ute och inne

Joystickstyrd elrullstol som vanligtvis används hela dagen. (B4)

Elrullstol med motoriserad styrning, högre maxbrukarvikt – tänkt att användas både ute och inne

Joystickstyrd elrullstol som vanligtvis används hela dagen. För brukarvikt från 180 kg.

Avgift

Abonnemangavgift

Elrullstol med motoriserad styrning, enkel – tänkt att användas mest inne, lite ute

Produkt	Förskrivningsinformation	Produktbeskrivning		
Sunrise Medical AB Quickie Q300 M mini 	Förskrivning Förskrivning efter utprovning med konsulent Artikelnummer 62714 – med tilt och sitslyft	Hindertagning 7 cm Hastighet 8 km/h Körsträcka 36 km	Totalbredd 57 cm Sitsbredd 38,5 – 51 cm Sitsdjup 41 – 56 cm Sitthöjd 41, 43, 45, 47 och 49 cm	Total längd 106 – 118 cm Drivning Mitthjulsdrift Rullstolsvikt 103 kg Max brukarvikt 136 kg
L&B Medical AB IChair mcFront 	Förskrivning Förskrivning efter utprovning med konsulent Artikelnummer 59483, 57634 – tilt 59483, 57635 – tilt + lyft Utgående modell, provas ut i mån av tillgång	Hindertagning 7 cm Hastighet 10 km/h Körsträcka 40 km Vinkling Sits: 4 till 10° Rygg: -10 till +30°	Totalbredd 62 cm Sitsbredd 38 – 65 cm Sitsdjup 40 – 56 cm Sitthöjd 42, 46 och 49 cm	Total längd 113 cm Drivning Framhjulsdrift Rullstolsvikt 127 kg Max brukarvikt 160 kg

Elrullstol med motoriserad styrning, enkel – tänkt att användas mest ute, lite inne

Produkt	Föreskrivningsinformation	Produktbeskrivning		
Permobil AB M3 Corpus Enkel PP 	Föreskrivning Föreskrivning efter utprovning med konsulent Artikelnummer 64601 62097 – utgående artikel	Hindertagning 5 eller 7,5 cm Hastighet 10 km/h Körsträcka 32 km Vinkling Sits: -10 till 30° Rygg: Ställbar, fasta lägen	Totalbredd 61 cm Sitsbredd 42 – 57 cm Sitsdjup 37 – 57 cm Sitthöjd 45 – 75 cm	Total längd 90,2 cm Drivning Mitthjulsdrift Rullstolsvikt 176 kg Max brukarvikt 150 kg
L&B Medical IChair Mc3 	Föreskrivning Föreskrivning efter utprovning med konsulent Artikelnummer 59481 – tilt 59482 – tilt +sitslyft Utgående modell, provas ut i mån av tillgång	Hindertagning 8 cm Hastighet 10 km/h Körsträcka 32 km Vinkling Sits: 0-12° Rygg: -10 till +30°	Totalbredd 63 cm Sitsbredd 38 - 56cm Sitsdjup 40 – 56 cm Sitthöjd 43, 46,5 och 50 cm	Total längd 118 cm Drivning Bakhjulsdrift Rullstolsvikt 115kg Max brukarvikt 160 kg

Elrullstol med motoriserad styrning, enkel – tänkt att användas inne

Produkt	Förskrivningsinformation	Produktbeskrivning		
Mercado Medic AB Real 6100 Plus 	Förskrivning Förskrivning efter utprovning med konsulent Artikelnummer 62096 60003 – utgående modell 50211 – utgående modell	Hindertagning 4 cm Hastighet 4,5 km/h Körsträcka 15 km Vinkling Sits: -15 till +23° Rygg: -15 till +45°	Totalbredd 57 cm Sitsbredd 29 – 648 cm Sitsdjup 32 – 53 cm Sitthöjd 46 – 74 cm	Total längd 79,5 cm Drivning Mitthjulsdrift Rullstolsvikt 67 kg Max brukarvikt 135 kg

Elrullstol med motoriserad styrning, avancerad – tänkt att användas ute

Produkt	Föreskrivningsinformation	Produktbeskrivning		
L&B Medical AB Optimus 2 	Föreskrivning Föreskrivning efter utprovning med konsulent Artikelnummer 61181 – utgående modell 56344 – utgående modell	Hindertagning 11 cm Hastighet 10 km/h Körsträcka 40 km Vinkling Sits: 5 till 20° Rygg: -5 till +30°	Totalbredd 68 cm Sitsbredd 38 – 65 cm Sitsdjup 45 – 49 cm Sitthöjd 56 cm	Total längd 116 cm Drivning Framhjulsdrift Rullstolsvikt 112 kg Max brukarvikt 150 kg
Permobil AB X850 	Föreskrivning Föreskrivning efter utprovning med konsulent Artikelnummer 64648 51878 – utgående modell	Hindertagning 11 cm Hastighet 15 km/h Körsträcka 35 – 45 km Vinkling Sits: 15° Rygg: Ställbar, fasta lägen	Totalbredd 72 cm Sitsbredd 42 – 57 cm Sitsdjup 37 – 57 cm Sitthöjd 54 cm	Total längd 126 - 146 cm Drivning Bakhjulsdrift Rullstolsvikt 190 kg Max brukarvikt 136 kg

Elrullstol med motoriserad styrning, avancerad – tänkt att användas mest inne, lite ute

Produkt	Förskrivningsinformation	Produktbeskrivning		
Permobil AB F3 Corpus PP 	Förskrivning Förskrivning efter utprovning med konsulent Artikelnummer 64602 59270 – utgående artikel 53106 – utgående artikel	Hindertagning 7,5 cm Hastighet 10 km/h Körsträcka 30 – 40 km Vinkling Sits: -10 till 30° Rygg: 85 till 180°	Totalbredd 61 cm Sitsbredd 42 – 57 cm Sitsdjup 37 – 57 cm Sitthöjd 45 – 75 cm	Total längd 114 cm Drivning Framhjulsdrift Rullstolsvikt 172 kg Max brukarvikt 150 kg
Permobil AB M3 Corpus PP 	Förskrivning Förskrivning efter utprovning med konsulent Artikelnummer 64600 60577 – utgående artikel	Hindertagning 5 cm Hastighet 10 km/h Körsträcka 30 – 40 km Vinkling Sits: -10 till 30° Rygg: 85 till 180°	Totalbredd 61,5 cm Sitsbredd 42 – 57 cm Sitsdjup 37 – 57 cm Sitthöjd 45 – 75 cm	Total längd 108 cm Drivning Framhjulsdrift Rullstolsvikt 176 kg Max brukarvikt 150 kg

Elrullstol med motoriserad styrning, avancerad – tänkt att användas mest ute, lite inne

Produkt	Föreskrivningsinformation	Produktbeskrivning		
Permobil AB F5 Corpus PP 	Föreskrivning Föreskrivning efter utprovning med konsulent Artikelnummer 64603 63904 – utgående artikel	Hindertagning 8 cm Hastighet 12 km/h Körsträcka 35 km Vinkling Sits: -10 till 45° Rygg: 85 till 180°	Totalbredd 65 cm Sitsbredd 42 – 57 cm Sitsdjup 37 – 57 cm Sitthöjd 45 – 80 cm	Total längd 114 cm Drivning Framhjulsdrift Rullstolsvikt 186 kg Max brukarvikt 150 kg

Elrullstol med motoriserad styrning och ståfunktion – tänkt att användas både ute och inne

Produkt	Förskrivningsinformation	Produktbeskrivning		
Permobil AB F5 Corpus VS PP 	Förskrivning Förskrivning efter utprovning med konsulent Artikelnummer 63904 53108 – utgående artikel	Hindertagning 7,5 cm Hastighet 12 km/h Körsträcka 40 km Vinklning Sits: -10 till 45° Rygg: 85 till 175°	Totalbredd 65 cm Sitsbredd 42 – 57 cm Sitsdjup 37 – 57 cm Sitthöjd 45 – 80 cm	Total längd 114,5 cm Drivning Framhjulsdrift Rullstolsvikt 195 kg Max brukarvikt 136 kg
L & B Medical AB IChair Sky 	Förskrivning Förskrivning efter utprovning med konsulent Artikelnummer	Hindertagning 6 cm Hastighet 10 km/h Körsträcka 40 km Vinklning Sits: 0 till 44° Rygg: 90 till 180°	Totalbredd 64 cm Sitsbredd 42 – 53 cm Sitsdjup 40 – 52,5 cm Sitthöjd 45/48,5/52 cm	Total längd 109,5 cm Drivning Mitthjulsdrift Rullstolsvikt 173 kg Max brukarvikt 140 kg

Elrullstolar – motoriserad styrning högre maxbrukarvikt

Produkt	Förskrivningsinformation	Produktbeskrivning		
Invacare TDX SP2 MAX 	Förskrivning Förskrivning efter utprovning med konsulent. Avgift Abonnemangavgift	Hindertagning 7.5 cm Hastighet 6 km/h Körsträcka Upp till 33 km Ryggvinkling 90° - 115°	Totalbredd 65 cm Sitsbredd 49, 55, 61 cm Sitsdjup 56, 60, 63 cm Sitshöjd 47, 49.5 cm	Total längd 124 cm Drivning Mitthjulsdriven Rullstolsvikt 154 kg Max brukarvikt 180 kg
L & B Medical AB iChair XXL 	Förskrivning Förskrivning efter utprovning med konsulent. Avgift Abonnemangavgift	Hindertagning 6 cm Hastighet 10 km/h (200 kg) Körsträcka Upp till 32 km Ryggvinkling -10 - 30°	Totalbredd 67, 72 cm Sitsbredd 48 - 58 cm Sitsdjup 43 - 60 cm Sitshöjd 46 - 56 cm	Total längd 115 cm Drivning Bakhjulsdriven Rullstolsvikt 130 kg Max brukarvikt 200 kg (Finns för användarvikt upp till 250 kg men köps då utanför avtal 6 km/h)

Elrullstolar – motoriserad styrning högre maxbrukarvikt

Produkt	Förskrivningsinformation	Produktbeskrivning		
Sunrise Medical Q700 M HD 	Förskrivning Förskrivning efter utprovning med konsulent. Avgift Abonnemangsavgift	Hindertagning 7.5 cm Hastighet 6 km/h Körsträcka Upp till max 25 km Ryggvinkling 90 - 130°	Totalbredd 62 - 66 cm Sitsbredd 50 - 66 cm Sitsdjup 46 - 56 cm Sitshöjd 44 cm	Total längd 107 - 110 cm Drivning Mitthjulsdriven Rullstolsvikt 145 - 175 kg Max brukarvikt 250 kg