


## FÖRÄLDRAHJÄLPMEDEL – SORTIMENTSÖVERSIKT





## **GRUPPINDELNINGEN NEDAN ÄR UTIFRÅN AKTIVITETSOMRÅDE.**



1	<b>FÖRFLYTTNING</b>	Mål: Hjälpmedel som möjliggör förflyttning av barnet mellan olika platser, inom och utomhus.
2	<b>VILA</b>	Mål: Hjälpmedel som möjliggör förflyttning i och ur barnets säng.
3	<b>HYGIEN</b>	Mål: Hjälpmedel som möjliggör att sköta barnet i hygien och på- och avklädningssituationer.
4	<b>SITTANDE</b>	Mål: Hjälpmedel som möjliggör bland annat matsituationer.

Indelningen är utifrån aktivitetsområde och är tänkt att vara en första vägledning för förskrivare och brukare.



## 1 FÖRFLYTTNING

Mål: Hjälpmedel som möjliggör förflyttning av barnet mellan olika platser, inom och utomhus.

Leverantör och Produktnamn	Storlek	Brukarvikt och cirkapris	Beställningsbar i WebSesam	Artikelnummer i WebSesam	Material och egenskaper
Mayday Aid <b>Knävaggan Baby Contact</b> 	Innermått 27 x 53 cm	Upp till 3 månaders ålder	<b>Nej</b> Föreskrivning sker i kontakt med hjälpmedelskonsulent.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan användas till nyfödda upp till cirka 3 månader.</li> <li>• Används när man vill ha sitt barn nära sig.</li> <li>• Knävaggan sätts fast runt midja och ben på föräldern.</li> </ul>
Etac Sverige AB <b>Panda Futura</b> 	Sitsen finns i flera storlekar. 1-4	Upp till 50 kg       8725 SEK	<b>Ja</b> , men kontakta gärna hjälpmedelskonsulent innan föreskrivning för val av storlek och tillbehör.	<u>Sits</u> 35045 Storlek 2 35044 Storlek 1  <u>Underrede</u> 40619 Underrede  <u>Tillbehör</u> 12313 Bälte small 25810 Väst/Sele 12351 Körhandtag 39481 Nackstöd, rakt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Storlek 2 passar bra till nyfödda som en babysitter på hjul då stolen kan tiltas och den räcker till i rygghöjd utan nackstöd.</li> <li>• Då barnet är större och sitter upp i stolen kan det vara bra att byta till storlek 1 och eventuellt komplettera den med ett nackstöd.</li> <li>• Underredet passar båda storlekar.</li> </ul>

## Specialanpassningar och tillbehör


<b>Elrullstol med motoriserad styrning (joystick)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specialanpassning på eldriven rullstol kan eventuellt utföras beroende på brukarens elrullstolsmodell och hur barnet ska kunna tas med. Efter anvisning från förskrivande arbetsterapeut i samråd med hjälpmedelskonsulent.</li> </ul>
<b>Elrullstol med manuell styrning (styre)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulkoppling för cykelkärra finns som tillbehör till MiniCrosser M1 och M2. Föreskrivs efter kontakt med hjälpmedelskonsulent. Cykelkärra tillhandahålls inte av Centrum för hjälpmedel.</li> </ul>
<b>Manuell rullstol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specialanpassning på manuell rullstol och barnvagn kan eventuellt utföras av tekniker efter anvisning från förskrivande arbetsterapeut i samråd med hjälpmedelskonsulent. Barnvagn tillhandahålls inte av Centrum för hjälpmedel.</li> </ul>



2

VILA

Mål: Hjälpmedel som möjliggör förflyttning i och ur barnets säng.


Leverantör och Produktnamn	Storlek	Brukarvikt och cirkapris	Beställningsbar i WebSesam	Artikelnummer i WebSesam	Material och egenskaper
Mayday Aid <b>Spjäsäng Lotte</b> 	Ytermått: 141,5x70 cm	Upp till 75 kg  29750 SEK	<b>Nej</b> Förskrivning sker i kontakt med hjälpmedelskonsulent.	48351	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bäddmått: 120x60 cm</li><li>• Grinden kan öppnas med en hand.</li><li>• Massiv målad bok.</li><li>• Sidorna är 65 cm höga.</li><li>• Reglerbar höjd: 30-75 cm.</li></ul> <p><b>OBS!</b> Madrass tillhandahålls inte av Centrum för hjälpmedel.</p>



3

## HYGIEN

Mål: Hjälpmedel som möjliggör att sköta barnet i hygien och på- och avklädningssituationer.


Leverantör och Produktnamn	Storlek	Brukarvikt och cirkapris	Beställningsbar i WebSesam	Artikelnummer i WebSesam	Material och egenskaper
Jeltec Produktion AB <b>Elit 80 Björk</b> 	Ytermått: 80x80 cm	Upp till 50 kg  9825 SEK	<b>Nej</b> Förskrivning sker i kontakt med hjälpmedelskonsulent.	51458	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skötbäddsmått: 75x76 cm</li><li>• Reglerbar höjd: 57-110 cm</li></ul> <p><b>OBS!</b> Skötbädd tillhandahålls inte av Centrum för hjälpmedel.</p>



4

SITTANDE

Mål: Hjälpmedel som möjliggör bland annat matsituationer.

Leverantör och Produktnamn	Storlek	Brukarvikt och cirkapris	Beställningsbar i WebSesam	Artikelnummer i WebSesam	Material och egenskaper
Etac Sverige AB <b>Panda Futura</b> 	Sitsen finns i flera storlekar. 1-4	Upp till 50 kg  8725 SEK	<b>Ja</b> , men kontakta gärna hjälpmedels-konsulent innan förskrivning för val av storlek och tillbehör.	35045 Storlek 2 35044 Storlek 1  <u>Underrede</u> 40619 Underrede  <u>Tillbehör</u> 12313 Bälte small 25810 Väst/Sele 12351 Körhandtag 39481 Nackstöd, rakt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Storlek 2 passar bra till nyfödda som en babysitter på hjul då stolen kan tiltas och den räcker till i rygghöjd utan nackstöd.</li><li>• Då barnet är större och sitter upp i stolen kan det vara bra att byta till storlek 1 och eventuellt komplettera den med ett nackstöd.</li></ul>