

# Rollatorer - sortimentsöversikt



Översikten presenterar Region Örebro läns upphandlade sortiment av rollatorer. Det finns fler gånghjälpmedel i mindre storlekar, se [sortimentsöversikt barn och junior](#).

Sist i varje produktgrupp presenteras eventuella ersättningsgrupper.

## **Avgift**

Vid förskrivning av rollator utgår en avgift av lån för rollator. Ny avgift utgår vid behov av olika modeller eller byte av modell. [Läs mer om avgifter](#).

*Illustration Majsan Sundell*

## Indelning

Klicka på en rubrik nedan så kommer du direkt till det avsnittet i sortimentsöversikten.

**Rollator standard, framåtvända handtag**

**Rollator standard, bakåtvända handtag**

**Rollator, smal**

**Rollator, stora hjul**

**Rollator, hög brukarvikt**

**Rollator, lätt**

**Tillbehör – rollatorer**

**Rollator med RA- eller gåbordsöverdel – standard**

**Rollator med RA- eller gåbordsöverdel – mindre modell**



**Rollator med RA-överdel – stora hjul**

**Tillbehör – rollatorer med RA- eller gåbordsöverdel**

**Rollator med droppställning**

*Illustration: Majsan Sundell*


**Rollator standard, framåtvända handtag**

Produkt	Produktbeskrivning							
Human Care AB <b>Fellow Classic</b> 	<b>Artikelnummer</b>	<b>Handtagshöjd</b>	<b>Hjulstorlek</b>	<b>Sitshöjd</b>	<b>Sitsbredd</b>	<b>Totalbredd</b>	<b>Vikt</b>	<b>Max brukarvikt</b>
	40635 – Standard	77 – 95 cm	20 cm	59 cm	44 cm	63 cm	8 kg	150 kg
	39410 – Hög	82 – 100 cm	20 cm	64 cm	44 cm	63 cm	8,1 kg	130 kg
	39407 – Låg	68 – 81 cm	20 cm	51 cm	44 cm	62 cm	7,7 kg	140 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li>I ersättningsgrupp</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>				<b>Pris</b> 935 kr – Standard 1150 kr – Hög och Låg			
Invacare AB <b>Dolomite Futura</b> 	<b>Artikelnummer</b>	<b>Handtagshöjd</b>	<b>Hjulstorlek</b>	<b>Sitshöjd</b>	<b>Sitsbredd</b>	<b>Totalbredd</b>	<b>Vikt</b>	<b>Max brukarvikt</b>
	31254 – 600	79 – 93 cm	20 cm	62 cm	42 cm	60 cm	8 kg	150 kg
	21635 – 680	85 – 101,5 cm	20 cm	70,5 cm	42 cm	64 cm	8,2 kg	150 kg
	11041 – 520	71 – 85 cm	20 cm	54,5 cm	42 cm	60 cm	7,8 kg	150 kg
	14483 – 450	64 – 79 cm	20 cm	47,5 cm	42 cm	60 cm	7,6 kg	150 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li>I ersättningsgrupp</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>				<b>Pris</b> Utgående artikel, förskrivs i mån av tillgång			


**Ersättningsgrupper – Rollator med framåtvända handtag**

Fellow Classic (artikelnr och modell)	Dolomite Futura (artikelnr och modell)	
40635 – Standard	31254 – 600	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersättningsgrupperna är tvingande</li> </ul>
39410 – Hög	21635 – 680	
39407 – Låg	11041 – 520	


**Rollator standard, bakåtvända handtag**

Produkt	Produktbeskrivning							
Human Care AB <b>Rebel</b> 	<b>Artikelnummer</b>	<b>Handtagshöjd</b>	<b>Hjulstorlek</b>	<b>Sitshöjd</b>	<b>Sitsbredd</b>	<b>Totalbredd</b>	<b>Vikt</b>	<b>Max brukarvikt</b>
	50850 – Standard	75 – 93 cm	20 cm	62 cm	42 cm	62 cm	9,6 kg	140 kg
	60684 – Hög	82 – 100 cm	20 cm	67 cm	47 cm	67 cm	9,7 kg	140 kg
	57931 – Låg	68 – 86 cm	20 cm	54 cm	42 cm	62 cm	9,4 kg	140 kg
	<ul style="list-style-type: none"><li>Förskrivningsbar i webSESAM</li><li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li></ul>				<b>Pris</b> 830 kr – Standard 1100 kr – Hög och Låg			



## Rollator, smal

Produkt	Produktbeskrivning							
Human Care AB <b>Rebel 57</b> 	<b>Artikelnummer</b>	<b>Handtagshöjd</b>	<b>Hjulstorlek</b>	<b>Sitshöjd</b>	<b>Sitsbredd</b>	<b>Totalbredd</b>	<b>Vikt</b>	<b>Max brukarvikt</b>
	48104	75 – 93 cm	20 cm	62 cm	37 cm	57 cm	9,5 kg	140 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>				<b>Pris</b> 890 kr			

## Rollator, stora hjul

Produkt	Produktbeskrivning							
Human Care AB <b>Carl-Oskar 62</b> 	<b>Artikelnummer</b>	<b>Handtagshöjd</b>	<b>Hjulstorlek</b>	<b>Sitshöjd</b>	<b>Sitsbredd</b>	<b>Totalbredd</b>	<b>Vikt</b>	<b>Max brukarvikt</b>
	10366	77 – 95 cm	30 cm	64 cm	42 cm	62 cm	11,3 kg	150 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>				<b>Pris</b> 1055 kr			



## Rollator, hög brukarvikt

Produkt	Produktbeskrivning							
Senses by Wihlbacka <b>Server HD L</b> 	<b>Artikelnummer</b>	<b>Handtagshöjd</b>	<b>Hjulstorlek</b>	<b>Sitshöjd</b>	<b>Sitsbredd</b>	<b>Totalbredd</b>	<b>Vikt</b>	<b>Max brukarvikt</b>
	65011	74 – 102 cm	20 cm	62 cm	55 cm	68 cm	7,4 kg	200 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li>I ersättningsgrupp</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>				<b>Pris</b> 2800 kr			
Invacare AB <b>Maxi Plus</b> 	<b>Artikelnummer</b>	<b>Handtagshöjd</b>	<b>Hjulstorlek</b>	<b>Sitshöjd</b>	<b>Sitsbredd</b>	<b>Totalbredd</b>	<b>Vikt</b>	<b>Max brukarvikt</b>
	18724 – 550	72,5 – 89,5 cm	20 cm	55 cm	52 cm	70 cm	9,8 kg	200 kg
	18723 – 650	81,5 – 98,5 cm	20 cm	65 cm	52 cm	70 cm	10,3 kg	200 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li>I ersättningsgrupp</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>				<b>Pris</b> Utgående artikel förskrivs i mån av tillgång			



## Ersättningsgrupp – Rollator hög brukarvikt

<b>Server</b> (artikelnr och modell) 65011 – Server HD L	<b>Maxi Plus</b> (artikelnr och modell) 18724 – Maxi + 550	<b>Maxi Plus</b> (artikelnr och modell) 18723 – Maxi + 650	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersättningsgruppen är valbar</li> </ul>
---	---	---	--

**Rollator, hög brukarvikt (fortsättning)**

Produkt	Produktbeskrivning							
Human Care AB <b>Rebel 67 förstärkt</b> 	<b>Artikelnummer</b> 62091	<b>Handtagshöjd</b> 75 – 93 cm	<b>Hjulstorlek</b> 20 cm	<b>Sitshöjd</b> 62 cm	<b>Sitsbredd</b> 47 cm	<b>Totalbredd</b> 67 cm	<b>Vikt</b> 11,6 kg	<b>Max brukarvikt</b> 250 kg
	<ul style="list-style-type: none"><li>Förskrivningsbar i webSESAM</li><li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li></ul>				<b>Pris</b> Utgående artikel förskrivs i mån av tillgång			
Human Care AB <b>Carl-Oskar 67 förstärkt</b> 	<b>Artikelnummer</b> 39080	<b>Handtagshöjd</b> 77 – 95 cm	<b>Hjulstorlek</b> 30 cm	<b>Sitshöjd</b> 64 cm	<b>Sitsbredd</b> 47 cm	<b>Totalbredd</b> 67 cm	<b>Vikt</b> 13,3 kg	<b>Max brukarvikt</b> 275 kg
	<ul style="list-style-type: none"><li>Förskrivningsbar i webSESAM</li><li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li></ul>				<b>Pris</b> 2600 kr			

## Rollator, lätt

Produkt	Produktbeskrivning							
Topro Mobilty AS <b>Topro Troja Original</b> 	<b>Artikelnummer</b>	<b>Handtagshöjd</b>	<b>Hjulstorlek</b>	<b>Sitshöjd</b>	<b>Sitsbredd</b>	<b>Totalbredd</b>	<b>Vikt</b>	<b>Max brukarvikt</b>
	65000 – M	78 – 100 cm	20 cm	63 cm	45,5 cm	60 cm	6,8 kg	165 kg
	65220 – S	69 – 86 cm	20 cm	54 cm	45,5 cm	60 cm	6,6 kg	165 kg
	65222 – X	67 – 79 cm	20 cm	51 cm	36 cm	51 cm	6,1 kg	125 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li>I ersättningsgrupp</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>				<b>Pris</b> M – 950 kr S – 1250 kr X – 1350 kr			
Sunrise Medical AB <b>Gemino 20</b> 	<b>Artikelnummer</b>	<b>Handtagshöjd</b>	<b>Hjulstorlek</b>	<b>Sitshöjd</b>	<b>Sitsbredd</b>	<b>Totalbredd</b>	<b>Vikt</b>	<b>Max brukarvikt</b>
	55569 – 20	78 – 100 cm	20 cm	62 cm	47 cm	60 cm	7,3 kg	150 kg
	55571 – 20 M	69 – 88 cm	20 cm	55 cm	47 cm	60 cm	7,2 kg	130 kg
	55570 – 20 S	65 – 77 cm	20 cm	48 cm	42 cm	55 cm	6,6 kg	125 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li>I ersättningsgrupp</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>				<b>Pris</b> Utgående artiklar, förskrivs i mån av tillgång			











## Ersättningsgrupp – Rollator lätt

Troja Original (artikelnr och modell)	Gemino (artikelnr och modell)	
65000 – Troja Original M	55569 – Gemino 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersättningsgruppen är tvingande</li> </ul>
65220 – Troja Original S	55571 – Gemnio 20 M	
65222 – Troja Original X	55570 – Gemino 20 S	





Tillbehör – rollatorer							
Tillbehör	Fellow	Rebel och Carl-Oskar	Futura	Maxi+	Gemino	Troja Original	Server HD L
<b>Korg</b>							
<b>Artikelnr</b>	39413 – Std 39421 – Hög 39420 – Låg	10381	15275 – 450 14261 – 520 14261 – 600 15568 – 680	14261	55572 – 20 55573 – 20 S 55572 – 20 M	65001 – M 65001 – S 65237 – X	<b>OBS! Ingår vid förskrivning</b> 65009
<b>Maxlast</b>	10 kg	10 kg	450: 7 kg Övriga: 9 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
<b>Bricka</b>							
<b>Artikelnr</b>	39414	58269	14274	14274	56953	65002 – M 65002 – S 65238 – X	65007
<b>Maxlast</b>	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
<b>Enhands- broms</b>							
<b>Artikelnr</b>	39418 – Höger 39419 – Vänster	39239	30246 – Höger 30245 – Vänster	15800 – Höger 15801 – Vänster	56846	65004	65006
<b>Radtext</b>	Ange sida för montering vid förskrivning av rollator om det inte framgår av artikelnumret vilken sida.						

Tillbehör – rollatorer (fortsättning)							
Tillbehör	Fellow	Rebel och Carl-Oskar	Futura	Maxi+	Gemino	Troja Original	Server HD
Käpphållare							
Artikelnr	35282	35282	14273	14273	55568	65003	65144
Släpbroms (par)							
Artikelnr	39422	22736	16448	16448	58260	65005	65008
Ryggband							
Artikelnr	39417	36078	15534	15276			
Mjukgrepp							
Artikelnr			15 cm: 17987	22 cm: 39397			
Bromsförstärkare							
Artikelnr			16449	16449			

<b>Tillbehör – rollatorer</b> (fortsättning)				
<b>Tillbehör</b>	<b>Fellow</b>	<b>Rebel</b>	<b>Carl-Oskar</b>	<b>Futura</b>
<b>HP handtag med enhandsbroms</b>				
<b>Artikelnr</b>		60693 – Höger 60692 – Vänster	60693 – Höger 60692 – Vänster	Höger / Vänster <b>520:</b> 39388 / 39386 <b>600:</b> 16013 / 16014 <b>680:</b> 39389 / 39387
<b>Radtext</b>	Förskrivs i samband med rollatorn			
<b>Tvärgrepp Mittmonterad broms</b>	Endast till standard 	Endast till bredd 62 	Endast till bredd 62 	
<b>Artikelnr</b>	65215	64133 – Höger	64133 – Höger	40090 – Höger 40089 – Vänster
<b>Radtext</b>	Ange sida för bromsen vid förskrivning av rollator om det inte framgår av artikelnumret.			
<b>Steghjälp Underlättar förflyttning över hinder</b>		 Ej på förstärkt modell	 Ej på förstärkt modell	
<b>Artikelnr</b>	39416	44781	44781	
<b>Radtext</b>	Förskrivs i samband med rollatorn			





## Rollator med RA- eller gåbordsöverdel standard

Produkt	Produktbeskrivning					
Human Care AB <b>Rebel RA 67</b>  	<b>Artikelnummer</b> 35715	<b>Höjd</b> 104 – 122 cm	<b>Hjulstorlek</b> 20 cm	<b>Totalbredd</b> 67 cm	<b>Vikt</b> 11,5 kg	<b>Max brukarvikt</b> 125 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li>I ersättningsgrupp</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>			<b>Pris</b> 3200 kr		
Invacare AB <b>Alpha Basic RA</b>  	<b>Artikelnummer</b> 49569	<b>Höjd</b> 95 – 122 cm	<b>Hjulstorlek</b> 20 cm	<b>Totalbredd</b> 65 cm	<b>Vikt</b> 12,2 kg	<b>Max brukarvikt</b> 125 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li>I ersättningsgrupp</li> <li>Sitshöjd 62 cm</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>			<b>Pris</b> Utgående artikel, förskrivs i mån av tillgång		

## Ersättningsgrupp – Rollator med RA-överdel standard

<b>Rebel</b> (artikelnr och modell) 35715 – Rebel RA Standard 67	<b>Alpha Basic</b> (artikelnr och modell) 49569 – Alpha Basic RA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersättningsgruppen är tvingande</li> </ul>
---	---	---



## Rollator med RA- eller gåbordsöverdel standard (fortsättning)

Produkt	Produktbeskrivning					
Human Care AB <b>Rebel Gåbord 67</b> 	<b>Artikelnummer</b> 35717	<b>Höjd</b> 104 – 122 cm	<b>Hjulstorlek</b> 20 cm	<b>Totalbredd</b> 67 cm	<b>Vikt</b> 13 kg	<b>Max brukarvikt</b> 125 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li>I ersättningsgrupp</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>			<b>Pris</b> 3200 kr		
Invacare AB <b>Alpha Basic Gåbord</b> 	<b>Artikelnummer</b> 49576	<b>Höjd</b> 95 – 126 cm	<b>Hjulstorlek</b> 20 cm	<b>Totalbredd</b> 65 cm	<b>Vikt</b> 13,7 kg	<b>Max brukarvikt</b> 125 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li>I ersättningsgrupp</li> <li>Sitshöjd 62 cm</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>			<b>Pris</b> Utgående artikel, förskrivs i mån av tillgång		



## Ersättningsgrupp – Rollator med gåbordsöverdel standard

<b>Rebel</b> (artikelnr och modell) 35717 – Rebel Gåbord	<b>Alpha Basic</b> (artikelnr och modell) 49576 – Alpha Basic Gåbord	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersättningsgruppen är tvingande</li> </ul>
---	---	---



## Rollator med RA- eller gåbordsöverdel – mindre modell

Produkt	Produktbeskrivning					
Human Care AB <b>Rebel RA Låg 67</b> 	<b>Artikelnummer</b> 63291	<b>Höjd</b> 86 – 104 cm	<b>Hjulstorlek</b> 20 cm	<b>Totalbredd</b> 67 cm	<b>Vikt</b> 11,3 kg	<b>Max brukarvikt</b> 125 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>			<b>Pris</b> 3200 kr		
Human Care AB <b>Rebel Gåbord Låg 67</b> 	<b>Artikelnummer</b> 31472	<b>Höjd</b> 86 – 104 cm	<b>Hjulstorlek</b> 20 cm	<b>Totalbredd</b> 67 cm	<b>Vikt</b> 12,8 kg	<b>Max brukarvikt</b> 125 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>			<b>Pris</b> 3200 kr		












## Rollator med RA- eller gåbordsöverdel – mindre modell (Endast för inomhusbruk)

Produkt	Produktbeskrivning					
Human Care AB <b>Staffan RA Låg 59</b>  	<b>Artikelnummer</b> 10373	<b>Höjd</b> 86 – 108 cm	<b>Hjulstorlek</b> 20 cm	<b>Totalbredd</b> 59 cm	<b>Vikt</b> 10,3 kg	<b>Max brukarvikt</b> 90 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>			<b>Pris</b> Utgående artikel, förskrivs i mån av tillgång		
Human Care AB <b>Staffan Gåbord Låg 62</b>  	<b>Artikelnummer</b> 16804	<b>Höjd</b> 86 – 108 cm	<b>Hjulstorlek</b> 20 cm	<b>Totalbredd</b> 62 cm	<b>Vikt</b> 11,7 kg	<b>Max brukarvikt</b> 90 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förskrivningsbar i webSESAM</li> <li><a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li> </ul>			<b>Pris</b> Utgående artikel, förskrivs i mån av tillgång		


**Rollator med RA-överdel – stora hjul**

<b>Produkt</b>	<b>Produktbeskrivning</b>					
Human Care AB <b>Carl-Oskar RA 67</b> 	<b>Artikelnummer</b> 15829	<b>Höjd</b> 107 – 126 cm	<b>Hjulstorlek</b> 30 cm	<b>Totalbredd</b> 67 cm	<b>Vikt</b> 13,2 kg	<b>Max brukarvikt</b> 125 kg
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Förskrivningsbar i webSESAM</li><li>• <a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li></ul>			<b>Pris</b> 3800 kr		
Human Care AB <b>Carl-Oskar RA Låg 67</b> 	<b>Artikelnummer</b> 17660	<b>Höjd</b> 95 – 113 cm	<b>Hjulstorlek</b> 30 cm	<b>Totalbredd</b> 67 cm	<b>Vikt</b> 13 kg	<b>Max brukarvikt</b> 125 kg
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Förskrivningsbar i webSESAM</li><li>• <a href="#">Artikelnummer tillbehör</a></li></ul>			<b>Pris</b> Utgående artikel, förskrivs i mån av tillgång		



<b>Tillbehör – rollatorer med RA- eller gåbordsöverdel</b>				
<b>Tillbehör</b>	<b>Rebel</b>	<b>Staffan</b>	<b>Carl-Oskar</b>	<b>Alpha Basic</b>
<b>Korg</b>				
<b>Artikelnr</b>	10381	10384	10381	14261
<b>Maxlast</b>	10 kg	10 kg	10 kg	9 kg
<b>Enhandsbroms</b>				
<b>Artikelnr</b>	21580	21580	21580	50032 – Höger 50031 – Vänster
<b>Radtext</b>	Ange sida för montering vid förskrivning av rollator om det inte framgår av artikelnumret vilken sida.			
<b>Släpbroms (par)</b>				
<b>Artikelnr</b>	22736		22736	16448

## Rollator med droppställning

Produkt	Produktbeskrivning					
Human Care AB <b>Rebel 62</b> 	<b>Artikelnummer</b> 50850 – rollator 60682 – droppställning	<b>Höjd</b> 75 – 93 cm	<b>Hjulstorlek</b> 20 cm	<b>Totalbredd</b> 62 cm	<b>Vikt</b> 9,6 kg + droppställning	<b>Max brukarvikt</b> 140 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Använd förskrivningsblankett eller kontakta Centrum för hjälpmedel för förskrivning</li> </ul>					

### Förskrivning av rollator med droppställning

Det finns en särskilt framtagen rutin vid förskrivning av rollator med droppställning.

[Rutin för förskrivning med droppställning](#)