



Förskrivarinformation



Förlängning till Handikalender, Handi5 SW, HandiOne och MEMOplanner medium/large

En grundlicens av ovanstående programvaror är giltig i tre år. En person kan ha fått en återanvänd licens och tiden kan då vara kortare. Patienten får en notis om att licensen kommer att gå ut 3 månader, 3 veckor och 3 dagar innan licensen går ut.



Kontrollera hårdvaran

När en förlängning behövs där licensen är i MEMOplanner eller HandiOne ska följande kontrolleras:

- ✓ patienten tillhör målgruppen och uppfyller kriterier för förskrivning
- ✓ hårdvaran tar laddning utan anmärkning
- ✓ skärmen visar klar och tydlig bild utan flimmer
- ✓ hårdvaran är hel och har inga glipor i skarvarna

Om ovanstående inte uppfylls ska förskrivare kontakta hjälpmedelskonsulent eller tekniker på Sprida.

OBS! Modell MEMOPlanner medium 2 och 3 kommer inte att förlängas.

Konsultationsblankett till Sprida behövs för ny utprovning. Dessa ärenden blir prioriterade i kön.

Applikationspaket Handi5 SW

Handi5 SW har utgått. Licensförlängning finns men innan förskrivning av detta ska följande bedömning göras:

Är patienten i behov av andra appar eller funktioner i Handi5 SW som inte är kalendern?

Om inte, Uppfyller artikel 51764 Handikalender patientens behov?

Om HandiKalender uppfyller patientens behov kan Handi5 SW returneras och Handikalender förskrivas. Används webbtjänst myAbilia kan samma användaruppgifter användas och kalender synkroniseras. Kontakta hjälpmedelskonsulent vid frågor.

Licensens utgångsdatum

Licensens utgångsdatum går att se i hårdvaran den är installerad i:

Handikalender:

I Android telefon finns det under: HandiKalender – inställningar – Om HandiKalender.

I iOS finns det i telefonens inställningar – HandiKalender.

Handi5 SW och HandiOne:

Handiinställningar – System – Licenshantering

MEMOplanner:

Meny – Inställningar – System – Om MEMOplanner

MEMOplanner mjukvara generation 4:

Meny – infoknapp 

I webbtjänsten myAbilia går det att se utgångsdatum för Handikalender och MEMOplanner men ej för Handi5 SW och HandiOne.

För att få licensen förlängd

Förskrivare fyller i förskrivningsblankett [Kognitiva hjälpmedel, digitala licenser](#) och skickar den till Centrum för hjälpmedel. Hjälpmedelskonsulent meddelar förskrivare när licensen är förlängd. Handläggningstiden är oftast ca en vecka.

Beroende på enhet/modell förlängs hjälpmedlet med 1, 2 eller 3 år

Aktivering av licensförlängning

I Handikalender och MEMOPlanner sker förlängningen automatiskt när den har registrerats hos Abilia. Har licensen hunnit gå ut kan man behöva logga in med sina användaruppgifter igen.

I Handi5 SW och i HandiOne behöver man aktivera licensförlängningen. Detta görs här: Handiinställningar – System – Licenshantering – Sök licenshantering. Om Sök licenshantering inte finns beror det på att Handi5 SW inte är uppdaterad. Detta görs här: Handiinställningar (är det kod så är den 0353) – System – Om Handi – Sök uppdatering

För både uppdatering och licensförlängning behövs internetuppkoppling. Detta gäller samtliga hjälpmedel.