


Kommunikationshjälpmedel - sortimentsöversikt



Kategorisering

| Samtalsapparater | Kommunikationsenheter | | Programvaror och appar för kommunikation |
|--|---|--|--|
| <p>Till person med svårighet att prata. Hjälpmedel för att uttrycka meddelanden som spelats in i förväg. Ger stöd för kommunikation i specifika situationer. Används som komplement till andra kommunikationssätt.</p> | <p>Till person med svårighet att prata. Hjälpmedel för att ersätta eller komplettera tal. Med talsyntes.</p> | | <p>Till person med svårigheter att prata. Installeras i egen surfplatta eller telefon. Används för att ersätta eller komplettera tal och/eller för att underlätta skrivande vid nedsatt rörelseförmåga.</p> |
| Symbolbas eller tavla med symboler | Presentationsmaterial | Röstförstärkare | Läs- och skrivhjälpmedel |
| <p>Till person med svårighet att prata och förstå talat språk eller som har behov av struktur och tydliggörande i vardagliga aktiviteter.</p> | <p>Hjälpmedel för att ordna och presentera bokstäver, bilder eller symboler. Bildfickor, symbolböcker och pärmar i olika storlekar.</p> | <p>Till person med svag röst. Bärbara apparater som ökar röstvolymen via mikrofon och högtalare.</p> | <p>Till person med svårighet att läsa och/eller skriva. Program till dator som kan hjälpa användaren att läsa genom att till exempel lyssna på text och att formulera sig i skrift genom till exempel stöd med stavning.</p> |

Indelning

Översikten presenterar Region Örebro läns sortiment av kommunikationshjälpmedel. De är rangordnade utifrån vilket hjälpmedel du ska välja i första, andra och tredje hand. Priserna är cirkapriser. Artiklarna är Medicintekniska produkter (MTP) om inget annat anges. Klicka på en rubrik nedan så kommer du direkt till det avsnittet i sortimentsöversikten.

Avgift

Alla artiklar förutom de i produktgrupp Presentationsmaterial ingår i abonnemangsavgift hjälpmedel.

Samtalsapparater

- Talande knappar
- Samtalsapparater med inspelat ljud och flera trycktytor

Kommunikationsenheter

- Kommunikationsenheter med tangentbord
- Enkla kommunikationsenheter
- Avancerade kommunikationsenheter
- Avancerade kommunikationsenheter, med ögonstyrning

Programvaror och appar för kommunikation

Symbolbaser eller tavla med symboler

- Tavla med symboler
- Symbolbaser



Presentationsmaterial

Röstförstärkare



Läs- och skrivhjälpmedel

- Programvaror för uppläsning av text
- Skrivhjälpmedel



Talande knappar

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|--|---|--|
| <p>Funktionsverket AB BIGmack</p>  | <p>Förskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Talande knapp</p> <p>Artikelnummer 31126</p> <p>Pris 1300 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Spelar upp ett (1) meddelande• 2 minuters inspelningstid• Tryckyta: 127 mm• Levereras med 4 lock i olika färger• Ett transparent lock fästs ovanpå det färgade locket• Kan användas med en extern manöverkontakt• Kan monteras• Drivs med batteri, 9 volt |
| <p>Funktionsverket AB LITTLEmack</p>  | <p>Förskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Talande knapp</p> <p>Artikelnummer 66505</p> <p>Pris 1300 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Spelar upp ett (1) meddelande• 2 minuters inspelningstid• Tryckyta: 64 mm• Levereras med 4 lock i olika färger• Ett transparent lock fästs ovanpå det färgade locket• Kan användas med en extern manöverkontakt• Kan monteras• Drivs med batteri, 9 volt |



Talande knappar

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|--|---|---|
| <p>Funktionsverket AB BIG Step-by-Step med nivåer</p>  | <p>Förskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Talande knapp</p> <p>Artikelnummer 66506</p> <p>Pris 1800 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Valfritt antal meddelanden som spelas upp i följd på tre olika nivåer• Totalt 4 minuters inspelningstid• Tryckyta: 127 mm• Kan användas med en extern manöverkontakt• Levereras med 4 lock i olika färger• Ett transparent lock fästs ovanpå det färgade locket• Kan monteras• Drivs med batteri, 9 volt |
| <p>Funktionsverket AB LITTLE Step-by-Step med nivåer</p>  | <p>Förskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Talande knapp</p> <p>Artikelnummer 32060</p> <p>Pris 1800 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Valfritt antal meddelanden som spelas upp i följd på tre olika nivåer• Totalt 4 minuters inspelningstid• Tryckyta: 64 mm• Kan användas med en extern manöverkontakt• Levereras med 4 lock i olika färger• Ett transparent lock fästs ovanpå det färgade locket• Kan monteras• Drivs med batteri, 9 volt |


Talande knappar

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|--|---|---|
| <p>Funktionsverket AB iTalk 2</p>  A black plastic device with two large, oval-shaped buttons, one red and one yellow, mounted on a base. The base has the 'iTalk' logo on the left side. | <p>Förskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Talande knapp</p> <p>Artikelnummer 51653</p> <p>Pris 2000 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Valfritt antal meddelanden som spelas upp i följd på tre olika nivåer• Totalt 4 minuters inspelningstid• Tryckyta: 127 mm• Kan användas med en extern manöverkontakt• Levereras med 4 lock i olika färger• Ett transparent lock fästs ovanpå det färgade locket• Kan monteras• Drivs med batteri, 9 volt |
| <p>Funktionsverket AB Talking Brix 2</p>  A white plastic device with three large, oval-shaped buttons in blue, green, and red, arranged in a row. Each button has a small transparent lock on top. The device has a small port on the left side. | <p>Förskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Talande knapp</p> <p>Artikelnummer 59950</p> <p>Pris 2100 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Spelar upp ett (1) meddelande per knapp• 3-pack som kan användas individuellt eller kopplas ihop• 10 sekunders inspelningstid på varje knapp• Tryckyta: 45 mm• Transparenta lock fästs ovanpå de färgade knapparna• Har magnetisk undersida• Uppladdningsbart batteri |


Talande knappar

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|--|---|---|
| <p>Funktionsverket AB BIG TalkingBrix</p>  | <p>Förskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Talande knapp</p> <p>Artikelnummer 66508</p> <p>Pris 2400 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Spelar upp ett (1) meddelande per knapp• 3-pack som kan användas individuellt eller kopplas ihop• 10 sekunders inspelningstid på varje knapp• Tryckyta: 88 mm• Transparenta lock fästs ovanpå de färgade knapparna• Har magnetisk undersida• Uppladdningsbart batteri |
| <p>Funktionsverket AB iTalk 4 med nivåer</p>  | <p>Förskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Talande knapp</p> <p>Artikelnummer 61678</p> <p>Pris 2400 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Spelar upp ett (1) meddelande per knapp på tre olika nivåer• Totalt 6 minuters inspelningstid• Tryckyta: 64 mm• Transparenta lock fästs ovanpå de färgade locken• Kan användas med 4 externa manöverkontakter• Kan monteras• Drivs med 4 stycken batterier (AA) |

Samtalsapparater med inspelat ljud och flera trycktytor

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktinformation | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| <p>Funktionsverket AB QuickTalker FT 7, 12 och 23</p>  | <p>Förskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Samtalsapparat med inspelat ljud och flera trycktytor</p> <p>Artikelnummer 62425 – 7 61680 – 12 62426 – 23</p> <p>Pris 1900 kr</p> | Modell | Antal rutor | Inspelningstid | Antal meddelanden |
| | | 7 | 4 + 3 | 6 minuter | 23 |
| | | 12 | 9 + 3 | 12 minuter | 48 |
| | | 23 | 20 + 3 | 18 minuter | 103 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 5 nivåer • 3 rutor för kärnmeddelanden som är samma på alla nivåer • Inbyggt raster och bärhandtag • Fack för lagring av flera meddelandekartor • Mått ca 27 x 24 x 8,2 cm • Vikt ca 1300 g • Drivs med 4 stycken AA-batterier | | | | | |

Samtalsapparater med inspelat ljud och flera trycktytor

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|---|--|---|
| <p>Funktionsverket AB SuperTalker FT</p>  | <p>Förskrivning Använd blankett för förskrivning – Förskrivningsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Samtalsapparat med inspelat ljud och flera trycktytor</p> <p>Artikelnummer 61679</p> <p>Pris 5300 kr</p> <p>Utgående artikel, förskrivs i mån av tillgång</p> | <ul style="list-style-type: none">• Anpassa apparaten själv till 1, 2, 4 eller 8 rutor• Tryckyta: 4,5 – 19,8 cm• 16 minuter inspelningstid• 8 nivåer med upp till 64 meddelanden• Kan användas med 9 externa manöverkontakter• Kan användas med skanning med 1 kontakt• Drivs med batterier, AA-storlek <p>Mått: ca 30 × 23 × 5 cm Vikt: ca 900 g</p> |



Kommunikationsenheter med tangentbord

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|---|--|--|
| <p>Abilia Lightwriter SL50</p>  | <p>Förskrivning Efetr utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Förskrivare som gått utbildning: förskrivarblankett eller tar kontakt med hjälpmedelskonsulent</p> <p>Riktlinjer och kriterier Kommunikationsenhet med tangentbord</p> <p>Artikelnummer 59152</p> <p>Pris 33500 kr</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Med ordprediktion och möjlighet att spara färdiga meningar • ABC-tangentbord eller QWERTY-tangentbord • Svensk, engelsk, norsk, finsk, holländsk, dansk, tysk, fransk, spansk och italiensk talsyntes ingår • Texten visas på två displayer • Kan kopplas till mobiltelefon via bluetooth för att ringa eller sms:a • Kan förses med tre olika raster • Apparaten kan monteras på rullstol eller bordsstativ <p>Mått: 24 x 14 x 5,5 cm Vikt: 740 g</p> |
| <p>Moovon Allora 3</p>  | <p>Förskrivning Efetr utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Förskrivare som gått utbildning: förskrivarblankett eller tar kontakt med hjälpmedelskonsulent</p> <p>Riktlinjer och kriterier Kommunikationsenhet med tangentbord</p> <p>Artikelnummer 64193</p> <p>Pris 53000 kr</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Med ordprediktion och möjlighet att spara färdiga meningar • QWERTY-tangentbord • Svensk talsyntes ingår • Texten visas på två displayer • Röster på andra språk finns som tillbehör. • Raster som möjliggör 3 olika nivåer på tangenter • Kan kopplas till mobiltelefon via bluetooth för att ringa eller sms:a • Har en inbyggd IR-sändare som kan kontrollera IR-styrda apparater • Apparaten kan monteras på rullstol eller bordsstativ <p>Mått: 25 x 20 x 8 cm Vikt: 1100 g</p> |



Tillbehör till Lightwriter SL50

| Fingerguide djup | Fingerguide grund | Fingerguide standard | Plastskydd |
|---|--|---|---|
|  |  |  |  |
| Tangenterna är nedsjunkna i fingerguiden/rastret. | Tangenterna sticker upp ur fingerguiden/rastret. | Tangenterna ligger jäms med fingerguiden/rastret. | Plastskydd |
| Kontakta hjälpmedelskonsulent för förskrivning | Kontakta hjälpmedelskonsulent för förskrivning | Kontakta hjälpmedelskonsulent för förskrivning | Artikelnummer 61151 – standard/grund fingerguide 61152 – för djup fingerguide Pris 970 kr |

Enkla kommunikationsenheter


| Enkla kommunikationsenheter | | | | |
|--|--|---|---------------------|-------|
| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning | | |
| Funktionsverket WidgitPlattan XL  | Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett Riktlinjer och kriterier Kommunikationsenhet, enkel Artikelnummer 62525 – 8 XL 65292 – 10 XL Pris 20300 kr (båda storlekarna) | Modell | Skärmstorlek | |
| | | 8 XL | ca 8 tum | 694 g |
| | | 10 XL | ca 10 tum | 840 g |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Bärbar kommunikationsenhet • Operativsystem: iOS • Programvara som ingår: Widgit Go XL • Symbolbas: Widgit, Ritade tecken, Pictogram • Manövermetoder: Pek mot touchskärm, muspekare • Levereras med bärrem | | |
| Moovon Talkpad Slim  | Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett Riktlinjer och kriterier Kommunikationsenhet, enkel Artikelnummer xxxxx – Talk Pad 8 Slim xxxxx – Talk pad 10 Slim Pris 23400 kr (båda storlekarna) | Modell | Skärmstorlek | |
| | | Talk Pad 8 Slim | ca 8 tum | 500 g |
| | | Talk Pad 10 Slim | ca 10 tum | 820 g |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Bärbar kommunikationsenhet • Operativsystem: iOS • En lättare variant till Talk Pad • Programvara som ingår: Grid for iPad • Symbolbaser: Widgit, PCS och Symbol Stix • Manövermetoder: Pek mot touchskärm, muspekare, kontaktstyrning • Levereras med bärrem | | |

Enkla kommunikationsenheter

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------------|------|------------|----------|-------|-------------|-----------|--------|------|-----------|---|--|--|--|
| <p>Moovon Talk Pad</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Kommunikationsenhet, enkel</p> <p>Artikelnummer 62477 – Talk Pad 8 65285 – Talk Pad 10</p> <p>Pris 33400 kr (båda storlekarna)</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1037 245 1402 301">Modell</th> <th data-bbox="1402 245 1767 301">Skärmstorlek</th> <th data-bbox="1767 245 2123 301">Vikt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1037 301 1402 351">Talk Pad 8</td> <td data-bbox="1402 301 1767 351">ca 8 tum</td> <td data-bbox="1767 301 2123 351">986 g</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1037 351 1402 400">Talk Pad 10</td> <td data-bbox="1402 351 1767 400">ca 10 tum</td> <td data-bbox="1767 351 2123 400">1294 g</td> </tr> </tbody> </table> | Modell | Skärmstorlek | Vikt | Talk Pad 8 | ca 8 tum | 986 g | Talk Pad 10 | ca 10 tum | 1294 g | | | <ul style="list-style-type: none"> • Bärbar kommunikationsenhet • Operativsystem: iOS • Högtalare, bärhandtag och stativ integrerat i skal • Programvara som ingår: Grid for iPad • Symbolbaser: Widgit, PCS och Symbol Stix • Manövermetoder: Pek mot touchskärm, muspekare, kontaktstyrning • Levereras med bärrem | | | |
| Modell | Skärmstorlek | Vikt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talk Pad 8 | ca 8 tum | 986 g | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talk Pad 10 | ca 10 tum | 1294 g | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tobii Dynavox TD Navio</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Kommunikationsenhet, enkel</p> <p>Artikelnummer 66522 – Mini 66523 – Midi 66521 – Maxi</p> <p>Pris 40000 kr (Mini) 42000 kr (Midi) 48000 kr (Maxi)</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1037 831 1402 887">Modell</th> <th data-bbox="1402 831 1767 887">Skärmstorlek</th> <th data-bbox="1767 831 2123 887">Vikt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1037 887 1402 936">Mini</td> <td data-bbox="1402 887 1767 936">ca 8 tum</td> <td data-bbox="1767 887 2123 936">860 g</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1037 936 1402 986">Midi</td> <td data-bbox="1402 936 1767 986">ca 10 tum</td> <td data-bbox="1767 936 2123 986">1270 g</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1037 986 1402 1035">Maxi</td> <td data-bbox="1402 986 1767 1035">ca 13 tum</td> <td data-bbox="1767 986 2123 1035">1540 g</td> </tr> </tbody> </table> | Modell | Skärmstorlek | Vikt | Mini | ca 8 tum | 860 g | Midi | ca 10 tum | 1270 g | Maxi | ca 13 tum | 1540 g | | | <ul style="list-style-type: none"> • Bärbar kommunikationsenhet • Operativsystem: iOS • Högtalare, bärhandtag och stativ integrerat i skal • Programvaror som ingår: TD Snap och TD talk • Symbolbas: PCS • Manövermetoder: Pek mot touchskärm, muspekare, kontaktstyrning |
| Modell | Skärmstorlek | Vikt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mini | ca 8 tum | 860 g | | | | | | | | | | | | | | | |
| Midi | ca 10 tum | 1270 g | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maxi | ca 13 tum | 1540 g | | | | | | | | | | | | | | | |

Tillbehör till Enkla kommunikationsenheter

Raster



Beskrivning

Ett plastnät i hårdplast som sätts över skärmen, vilket kan göra det lättare för användaren att trycka på rätt knapp. Finns i flera rutnätsstorlekar till Talk Pad och TD Navio.



Artikelnummer

Kontakta hjälpmedelskonsulent för förskrivning

Pris

1500 kr – 2900 kr

Avancerade kommunikationsenheter

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning | | |
|--|--|---|--------------|--------|
| <p>Tobii Dynavox TD I-110</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Kommunikationsenhet, avancerad</p> <p>Artikelnummer 62534</p> <p>Pris 44000 kr</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Bärbar kommunikationsenhet • Operativsystem: Windows • Programvaror som ingår: TD Snap och Communicator 5 • Manövermetoder: Pek mot touchskärm, muspekare, kontaktstyrning • Skärmstorlek: 10 tum • Vikt: 1,4 kg | | |
| <p>Moovon Grid Pad Pro 13 och 16</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Kommunikationsenhet, avancerad</p> <p>Artikelnummer 64699 – 13 66528 – 16</p> <p>Pris 77900 kr (13) 88200 kr (16)</p> | Modell | Skärmstorlek | Vikt |
| | | Grid Pad Pro 13 | ca 13 tum | 3 kg |
| | | Grid Pad Pro 16 | ca 16 tum | 3,5 kg |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stationär/monteringsbar kommunikationsenhet • Operativsystem: Windows • Programvaror som ingår: Grid 3 • Manövermetoder: Pek mot touchskärm, muspekare, kontaktstyrning | | | | |

Tillbehör till Avancerade kommunikationsenheter

Raster



Beskrivning

Ett plastnät i hårdplast som sätts över skärmen, vilket kan göra det lättare för användaren att trycka på rätt knapp. Finns i flera rutnätsstorlekar.



Artikelnummer

Kontakta hjälpmedelskonsulent för förskrivning


Pris

1500 kr – 2900 kr



Avancerade kommunikationsenheter, med ögonstyrning

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--------------|------|-----------------|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|--|--|--|
| <p>Moovon Grid Pad Eye 13 och 16</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Kommunikationsenhet, avancerad med ögonstyrning</p> <p>Artikelnummer Kontakta hjälpmedelskonsulent</p> <p>Pris 99000 kr (13) 105000 kr (16)</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1034 245 1402 300">Modell</th> <th data-bbox="1402 245 1767 300">Skärmstorlek</th> <th data-bbox="1767 245 2123 300">Vikt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1034 300 1402 347">Grid Pad Eye 13</td> <td data-bbox="1402 300 1767 347">ca 13 tum</td> <td data-bbox="1767 300 2123 347">3,6 kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 347 1402 395">Grid Pad Eye 16</td> <td data-bbox="1402 347 1767 395">ca 16 tum</td> <td data-bbox="1767 347 2123 395">4,1 kg</td> </tr> </tbody> </table> | Modell | Skärmstorlek | Vikt | Grid Pad Eye 13 | ca 13 tum | 3,6 kg | Grid Pad Eye 16 | ca 16 tum | 4,1 kg | | | <ul style="list-style-type: none"> • Stationär/monteringsbar kommunikationsenhet • Operativsystem: Windows • Programvaror som ingår: Grid 3 • Manövermetoder: Pek mot touchskärm, muspekare, kontaktstyrning och ögonstyrning • Finns med ögonstyrningskamera Evo, Vida eller Lumin-i • HeadMouse Nano finns som tillbehör |
| Modell | Skärmstorlek | Vikt | | | | | | | | | | | | |
| Grid Pad Eye 13 | ca 13 tum | 3,6 kg | | | | | | | | | | | | |
| Grid Pad Eye 16 | ca 16 tum | 4,1 kg | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tobii Dynavox TD Pilot</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Kommunikationsenhet, avancerad med ögonstyrning</p> <p>Artikelnummer 66519</p> <p>Pris 102000 kr</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Bärbar kommunikationsenhet • Operativsystem: iOS • Programvaror som ingår: TD Talk och TD Snap • Manövermetoder: Pek mot touchskärm, muspekare och ögonstyrning • Skärmstorlek: 13 tum • Vikt: 2,1 kg | | | | | | | | | | | | |

Avancerade kommunikationsenheter, med ögonstyrning

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--|--|
| <p>Tobii Dynavox TD I-13 och I-16</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Kommunikationsenhet, avancerad med ögonstyrning</p> <p>Artikelnummer 63666 – TD I-13 65470 – TD I-16</p> <p>Pris 126000 kr (båda storlekarna)</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1034 284 1400 338">Modell</th> <th data-bbox="1400 284 1765 338">Skärmstorlek</th> <th data-bbox="1765 284 2123 338">Vikt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1034 338 1400 384">TD I – 13</td> <td data-bbox="1400 338 1765 384">ca 13 tum</td> <td data-bbox="1765 338 2123 384">2,4 kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 384 1400 430">TD I – 16</td> <td data-bbox="1400 384 1765 430">ca 16 tum</td> <td data-bbox="1765 384 2123 430">2,7 kg</td> </tr> </tbody> </table> | Modell | Skärmstorlek | Vikt | TD I – 13 | ca 13 tum | 2,4 kg | TD I – 16 | ca 16 tum | 2,7 kg | | |
| | | Modell | Skärmstorlek | Vikt | | | | | | | | | |
| | | TD I – 13 | ca 13 tum | 2,4 kg | | | | | | | | | |
| TD I – 16 | ca 16 tum | 2,7 kg | | | | | | | | | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Stationär/monteringsbar kommunikationsenhet • Operativsystem: Windows • Programvaror som ingår: TD Snap, Communicator 5, TD Control, TD Phone, TD Browse och TD Talk • Manövermetoder: Pek mot touchskärm, muspekare, kontaktstyrning och ögonstyrning | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Programvaror och appar för kommunikation

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|---|---|---|
| <p>Funktionsverket AB Widgit Go SE</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Programvara och app för kommunikation</p> <p>Artikelnummer 63369</p> <p>Pris 750 kr</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Till iPad eller iPhone • Färdiga upplägg/anpassningar för symbolbaserad kommunikation • Symbolbas: Widgit • Ritade tecken och Pictogram finns som tillval • Talsyntes från enhetens röstmotor • En talsyntes från Acapela ingår <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |
| <p>Tobii Dynavox TD Snap</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Programvara och app för kommunikation</p> <p>Artikelnummer 59951</p> <p>Pris 2700 kr</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Till Windows • Färdiga upplägg/anpassningar för både symbolbaserad och textbaserad kommunikation • Tangentbordsinmatning i användarläge • Symbolbas: PCS • Talsynteser från Acapela |


Programvaror och appar för kommunikation

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|--|---|--|
| <p>Moovon Grid for iPad</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Programvara och app för kommunikation</p> <p>Artikelnummer 62454</p> <p>Pris 5500 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Till iPad• Färdiga upplägg/anpassningar för både symbolbaserad och textbaserad kommunikation• Tangentbordsinmatning i användarläge• Symbolbas: Widgit, PCS och Symbol Stix• Symbolbas som tillbehör: Bliss• Talsynteser från Acapela• Manövermetod: direktpek, muspekare, kontaktstyrning, ögonstyrning |
| <p>Moovon Grid 3</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Programvara och app för kommunikation</p> <p>Artikelnummer 55268</p> <p>Pris 9800 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Till Windows• Färdiga upplägg/anpassningar för både symbolbaserad och textbaserad kommunikation• Tangentbordsinmatning i användarläge• Symbolbas: Widgit, PCS och Symbol Stix• Symbolbas som tillbehör: Bliss• Talsynteser från Acapela• Manövermetod: direktpek, muspekare, kontaktstyrning, ögonstyrning |


Programvaror och appar för kommunikation

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|--|---|--|
| <p>Tobii Dynavox Communicator 5</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Programvara och app för kommunikation</p> <p>Artikelnummer 52654</p> <p>Pris 7300 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Till Windows• Färdiga upplägg/anpassningar för både symbolbaserad och textbaserad kommunikation• Tangentbordsinmatning i användarläge• Symbolbaser: PCS och Symbol Stix• Talsynteser från Acapela• Manövermetod: direktpek, muspekare, kontaktstyrning, ögonstyrning <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |
| <p>Moovon Mind Express 5</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Programvara och app för kommunikation</p> <p>Artikelnummer 62453</p> <p>Pris 8100 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Till Windows• Färdiga upplägg/anpassningar för både symbolbaserad och textbaserad kommunikation• Tangentbordsinmatning i användarläge• Symbolbaser: Widgit, Bliss och Symbol Stix• Talsynteser från Acapela• Manövermetod: direktpek, kontaktstyrning, muspekare, ögonstyrning <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |



Programvaror och appar för kommunikation

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|---|---|---|
| <p>Funktionsverket Proloquo4Text</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Programvara och app för kommunikation</p> <p>Artikelnummer 52155</p> <p>Pris 1600 kr</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Till iPhone och iPad • Färdiga upplägg/anpassningar för textbaserad kommunikation • Tangentbordsinmatning i användarläge • Symbolbas: saknas • Talsynteser från Acapela • Manövermetod: direktpek och muspekare <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |
| <p>Funktionsverket Predictable</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Programvara och app för kommunikation</p> <p>Artikelnummer 59658 (Android) 50066 (iOS)</p> <p>Pris 2500 kr</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Till iOS eller Android • Färdiga upplägg/anpassningar för textbaserad kommunikation • Tangentbordsinmatning i användarläge • Symbolbas: saknas men ett antal illustrationer finns • Talsyntes från enhetens röstmotor • Talsyntes från Acapela finns att köpa som tillägg att köpa • Manövermetod: direktpek, muspekare, skanning med skärmtryck, kontaktstyrning |



Tavla med symboler

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|---|---|---|
| <p>Specialpedagogiska skolmyndigheten Bliss, standardkarta</p>  | <p>Förskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Symbolbas eller tavla med symboler</p> <p>Artikelnummer 35759 – standardkarta 39244 – laminerad, tvådelad 40364 – laminerad, tredelad</p> <p>Pris 20 – 70 kr</p> | <p>Pekkarta med cirka 510 Bliss-symboler indelade huvudsakligen i ordklasser. Finns i olika storlekar, med eller utan laminering.</p> <ul style="list-style-type: none">• Standardkarta (55,8 x 36 cm) Passar till Plastpärm, 59 x 39 cm• Standardkarta, laminerad, tvådelad (29,7 x 42 cm x 2)• Standardkarta, laminerad, tredelad (22,5 x 39 cm x 3) <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |



Symbolbaser

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|--|--|---|
| <p>Funktionsverket AB Widgit Online</p>  | <p>Förskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Symbolbas eller tavla med symboler</p> <p>Artikelnummer 66504 – 1 år 54602 – 3 år</p> <p>Pris 1200 kr (1 år) 3200 kr (3 år)</p> | <ul style="list-style-type: none">• Webbaserat hjälpmedel; kräver internet• Kan användas i webbläsare för både Windows, Mac samt iPad med iOS 13 eller senare• Symbolbas: Widgit-symboler, över 22000 symboler• Finns färdiga mallar och resursmaterial• Det går att lägga till egna bilder, fotografier samt använda bildbasen Ritade Tecken• Har stöd för svenska och engelska• Har mallar för två språk, översätter svenska ord till något av över 110 språk• Har talsyntes för uppläsning <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |
| <p>Funktionsverket AB In Print 4</p>  | <p>Förskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Symbolbas eller tavla med symboler</p> <p>Artikelnummer 66503 – 1 år 66305 – 3 år</p> <p>Pris 1300 kr (1 år) 3200 (3 år)</p> | <ul style="list-style-type: none">• Används i dator med Windows• Symbolbas: Widgit-symboler, över 22000 symboler• Finns färdiga mallar och resursmaterial• Det går också att skapa helt fria layouter• Det går att lägga till egna bilder, fotografier samt använda bildbasen Ritade tecken (från version 37)• Har stöd för svenska och engelska <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |



Presentationsmaterial

| Produkt | Föreskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|---|--|--|
| <p>Specialpedagogiska skolmyndigheten Ögonpekningsram</p>  | <p>Föreskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Presentationsmaterial</p> <p>Artikelnummer 12815</p> <p>Pris 75 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Vikbar ögonpekningsram i grå plast• 20 insticksfickor, klar plast• Bokstäver/symboler placeras på både fram- och baksida.• Ögonkontakt genom öppningen i ramen. <p>Storlek 51 x 37,5 cm</p> <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |
| <p>Specialpedagogiska skolmyndigheten Plastpärm, 70 x 30 cm</p>  | <p>Föreskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Presentationsmaterial</p> <p>Artikelnummer 13003</p> <p>Pris 60 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Tredelad, vikbar plastpärm• 6 insticksfickor, klar plast• Passar för papper i A4-format <p>Storlek 70 x 30 cm</p> <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |


Presentationsmaterial

| Produkt | Föreskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|--|---|---|
| <p>Specialpedagogiska skolmyndigheten Plastpärm, 59 x 39 cm</p>  | <p>Föreskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Presentationsmaterial</p> <p>Artikelnummer 16809</p> <p>Pris 80 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Tredelad, vikbar plastpärm• 6 insticksfickor, klar plast• Passar till Bliss standardkarta, art nr 35759, se sortimentsöversikt Symbolbas eller tavla med symboler <p>Storlek 59 x 39 cm</p> <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |
| <p>RehabCenter i Stockholm AB Double pocket-size, symbolbok med plastfickor</p>  | <p>Föreskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Presentationsmaterial</p> <p>Artikelnummer 13379</p> <p>Pris 120 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Bok i vinyl med spiralrygg• 12 plastfickor• 2 insticksfickor• Plats för 26 sidor <p>Storlek 10 x 13 cm</p> <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |



Presentationsmaterial

| Produkt | Föreskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|--|---|--|
| <p>RehabCenter i Stockholm AB Mid-sized symbolbok med plastfickor</p>  A spiral-bound notebook with a dark cover and a grid of small icons on the pages. | <p>Föreskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Presentationsmaterial</p> <p>Artikelnummer 13380</p> <p>Pris 180 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Bok i vinyl med spiralrygg• 20 plastfickor• 2 insticksfickor• Plats för 42 sidor <p>Storlek 13 x 18 cm</p> <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |
| <p>RehabCenter i Stockholm AB Mega-book</p>  A large spiral-bound notebook with a grid pattern on the pages. | <p>Föreskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Presentationsmaterial</p> <p>Artikelnummer 15004</p> <p>Pris 320 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Pärm i vinyl• 12 plastfickor samt insticksfickor• Plats för 28 sidor• En extra pärmsida för symboler som används ofta <p>Storlek 25 x 30 cm</p> <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |


Presentationsmaterial

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|--|--|---|
| <p>Bildfickan Bildficka, 8 bildfack</p>  | <p>Förskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Presentationsmaterial</p> <p>Artikelnummer 17629</p> <p>Pris 385 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Fodral i konstläder (färg ej valbar)• Stängs med tryckknapp• 8 bildfack <p>Storlek 10 x 10 cm</p> <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |

Röstförstärkare

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|--|--|--|
| <p>Abilia AB Micro Voice</p>  | <p>Förskrivning I Visma Websesam</p> <p>Riktlinjer och kriterier Röstförstärkare</p> <p>Artikelnummer 51479</p> <p>Pris 4 900</p> | <p>Storlek 12,2 x 6,7 x 3,2 cm</p> <p>Vikt 210 g</p> <p>Medföljande tillbehör</p> <ul style="list-style-type: none">• svart headset• bälte• bälteklämma• halsrem• laddare <p>Ut-/ingång 3.5mm</p> <p>Integrerat laddningsbart batteri 40 timmar aktivt 200 timmar standby</p> |
| <p>ICAP AB EchoVoice EV7</p>  | <p>Förskrivning Använd blankett för förskrivning – Förskrivningsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Röstförstärkare</p> <p>Artikelnummer 66511</p> <p>Pris 4 500 kr</p> | <p>Storlek 9,1 x 10,2 x 3,8 cm</p> <p>Vikt 205 g</p> <p>Medföljande tillbehör</p> <ul style="list-style-type: none">• svart headset• bärrem• laddare• USB-C <p>Ut-/ingång 3.5mm</p> <p>Integrerat laddningsbart batteri 35 – 38 timmar aktivt</p> <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |

Röstförstärkare

| Produkt | Föreskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|---|--|---|
| <p>Moovon Pico VoiceBox 18</p>  | <p>Föreskrivning Använd blankett för föreskrivning – Föreskrivningsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Röstförstärkare</p> <p>Artikelnummer 61677</p> <p>Pris 4800 kr</p> <p>Utgående artikel, föreskrivs i mån av tillgång</p> | <p>Storlek 4,5 x 9,6 x 12 cm</p> <p>Vikt 395 g (headset 46 g)</p> <p>Medföljande tillbehör</p> <ul style="list-style-type: none">• trådlöst headset med avtagbar huvudbygel• laddare med 2 USB-portar• 2 USB laddsladdar• bärrem• väska <p>Ut-/ingång Bluetooth</p> <p>Integrerat laddningsbart batteri 10 – 12 timmar aktivt</p> <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |

Tillbehör till Micro Voice



| Headsetmikrofon beige | Myggmikrofon | Strumpmikrofon |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Beskrivning Fästs på huvudet och vilar på öronen. | Beskrivning Levereras med en liten klämma. | Beskrivning Fästs på halsen mot struphuvudet. |
| Artikelnummer 53265 | Artikelnummer 58824 | Artikelnummer 58823 |
| Pris 840 kr | Pris 490 kr | Pris 130 kr |

Tillbehör till Echo Voice

| Myggmikrofon | Strumpmikrofon | |
|--|--|--|
|  |  | |
| Beskrivning Fästs med klämma. | Beskrivning Fästs på halsen mot struphuvudet. | |
| Artikelnummer 66509 | Artikelnummer 65510 | |
| Pris 500 kr | Pris 900 kr | |

Programvaror för uppläsning av text

| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
|--|--|--|
| <p>TorTalk AB TorTalk</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Programvara för uppläsning av text</p> <p>Artikelnummer 58755 – PC 58748 – Mac OS</p> <p>Pris 1600 kr</p> | <ul style="list-style-type: none">• Talsyntes för uppläsning av text• Skanna textavsnitt direkt från skärmen (OCR) med markörmedföljning• 20 språk• Röster från Nuance (Oskar, Alva och Klara) <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |
| <p>ICAP AB Claro Read Plus</p>  | <p>Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett</p> <p>Riktlinjer och kriterier Programvara för uppläsning av text</p> <p>Artikelnummer 58777 – PC 58746 – Mac OS</p> <p>Pris 2000 kr (PC) 2500 kr (Mac OS)</p> | <ul style="list-style-type: none">• Talsyntes för uppläsning av text• Taleko vid textinmatning (bokstavsljud, ord och meningar)• Skanna textavsnitt direkt från skärmen (OCR)• 30 språk• Röster från Nuance (Alva och Oskar) och Acapela (Elin och Erik) <p>Vid användning med Microsoft Office Word tillkommer</p> <ul style="list-style-type: none">• Markörmedföljning vid uppläsning• Inställningar för markörmedföljning• Skanna text från PDF till Wordformat• Göra om text till ljudfil <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |

| Skrivhjälpmedel | | |
|---|---|--|
| Produkt | Förskrivningsinformation | Produktbeskrivning |
| Everway Technology AB Skriva Text för 3 år  | Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett Riktlinjer och kriterier Skrivhjälpmedel Artikelnummer 65554 Pris 4500 kr | <ul style="list-style-type: none"> • Program som hjälper till med rättstavning och grammatikkontroll, även vid grava stav - och grammatikfel • Exempelmeningar ges för ord som är lättförväxlade (till exempel rätt och rett) • Det går att lyssna på de föreslagna orden • Möjlighet finns också att slå upp och få förklaringar av ord • Ersätter Stava Rex • Språk: svenska och engelska <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |
| ICAP AB Symwriter 2  | Förskrivning Efter utprovning med konsulent – Konsultationsblankett Riktlinjer och kriterier Skrivhjälpmedel Artikelnummer 58751 Pris 2000 kr | <ul style="list-style-type: none"> • Ordbehandlingsprogram med bildstöd • Få texten uppläst av talsyntes • Få orden i en text förklarade med symboler • Talsyntes kan läsa upp medan du skriver (bokstavsljud, ord och meningar) • Få förslag på ord med text och bild vid felstavningar • Innehåller svensk och engelsk ordbok • Språk: svenska och engelska <p>Är inte en Medicinteknisk produkt.</p> |