


# Larm - sortimentsöversikt



## Indelning

Översikten presenterar Region Örebro läns sortiment av larm.  
Klicka på en rubrik nedan så kommer du direkt till det avsnittet i sortimentsöversikten.

**Mottagare – till olika typer av sändare**


**Tillbehör – till mottagare**



**Sändare – Anhörig**

**Tillbehör – till anhörigsändare**



**Sändare och mottagare – Epilepsi**

*Illustration: Majsan Sundell*

Mottagare		
Leverantör och produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning
ZAFE Care Systems AB <b>Mottagare HOME 2G</b> 	<b>Förskrivning</b> Pappersförskrivning eller konsulentkontakt  <b>Artikelnummer</b> 35347	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mottagaren kan kopplas samman med både anhörig- och epilepsilarm</li> <li>• Mottagaren är bärbar</li> <li>• Färgdisplay</li> <li>• Larmar med vibration och/eller ljudsignal</li> <li>• Ställbar ljudsignal</li> <li>• Storlek: 10 x 4,8 x 2 cm</li> <li>• Vikt: 60 gram</li> <li>• Uppladdningsbart batteri</li> <li>• Inklusive laddfack och väska</li> <li>• Kan ta emot larm från upp till 3 larmande enheter</li> <li>• Kan kopplas till trygghetstelefon NEO</li> </ul>

Tillbehör mottagare – Räckviddsförlängare	
	
<b>REPO+ II</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan förlänga avståndet mellan sändare och mottagare med upp till 2 km</li> <li>• Emottagning från sändare: 150 – 200 meter</li> <li>• Väggar och hus förkortar räckvidden</li> <li>• Laddbart batteri strömförsörjer förlängaren vid strömavbrott</li> </ul>	<b>REPO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan förlänga avståndet mellan sändare och mottagare med upp till 2 km</li> <li>• Emottagning från sändare: 150 – 200 meter</li> <li>• Väggar och hus förkortar räckvidden</li> </ul>
<b>Artikelnummer</b> 35351	<b>Artikelnummer</b> 35345 <span style="color: red;">Utgående artikel – endast retur förskrivs</span>




## Sändare – Anhöriglarm

Leverantör och produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning
ZAFE Care Systems AB <b>SMILE vit komplett</b> 	<b>Förskrivning</b> Pappersförskrivning eller konsulentkontakt  <b>Artikelnummer</b> 35342	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Med inbyggd sändare</li> <li>• Arm- och halsband ingår</li> <li>• Larmtryck bekräftas med grönt sken i 3 sekunder</li> <li>• Vattentät</li> <li>• Batteribyte är inte möjligt, ungefärlig livslängd är 6 – 8 år</li> </ul>
ZAFE Care Systems AB <b>Universalsändare INKA</b> 	<b>Förskrivning</b> Pappersförskrivning eller konsulentkontakt  <b>Artikelnummer</b> 35344	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopplas samman med givare/larm som saknar inbyggd sändare, universalsändaren skickar larmet till mottagare</li> <li>• Förskrivs tillsammans med anslutningskabel INKA och sändningsknapp/manöverkontakt då SMILE inte fungerar för patienten</li> <li>• INKA kan kopplas samman med LINK-mottagare som länk till befintliga trygghetssystem</li> <li>• Batterier ingår</li> </ul>

## Tillbehör anhöriglarm – till Universalsändare

Anslutningskabel	Manöverkontakt – exempel, finns många olika
	
<b>Anslutningskabel INKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,5 mm hona</li> <li>• Manöverkontakt ska också förskrivas, finns olika modeller</li> </ul>	<b>Piko Button</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diameter: 3 cm</li> <li>• Vattentålig</li> </ul>
<b>Artikelnummer</b> 35351	<b>Artikelnummer</b> 48951

**Sändare och mottagare – Epilepsilarm**

<b>Leverantör och produktnamn</b>	<b>Information om förskrivning</b>	<b>Produktbeskrivning</b>
<p>Abilia AB <b>Epilepsilarm Emfit</b></p> 	<p><b>Förskrivning</b> Förskrivs efter utprovning med konsulent</p> <p><b>Artikelnummer</b> 58845 – Emfit 64503 – underlägg</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Registrerar epileptiska anfall med muskelkramper som generella tonisk-kloniska anfall (GTK-anfall) hos en person som ligger i säng</li><li>• Består av; sensor, kontrollenhet, laddare samt 6,3 mm kabel</li><li>• Sensorn monteras i överkroppshöjd under madrassen under bäddmadrass eller vanlig resårmatrass</li><li>• Vid ribbad sängbotten ska underlägg placeras under larmet</li><li>• Storlek matta: 40 x 58 x 0,15 cm</li><li>• Justerbar ljudsignal</li><li>• Räckviddsförlängare förskrivs vid behov</li></ul>
<p>Abilia AB <b>Epilepsilarm EpiSafe 2</b></p> 	<p><b>Förskrivning</b> Förskrivs efter utprovning med konsulent</p> <p><b>Artikelnummer</b> 51190 47972 – förlängare; Repeater Episafe 2</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Registrerar epileptiska anfall med muskelkramper som generella tonisk-kloniska anfall (GTK-anfall)</li><li>• Består av; ett armband med en inbyggd sensor och uppladdningsbart batteri, en mottagare samt 6,3 mm kabel</li><li>• Målgruppen är vuxna och större barn (över 40 kg)</li><li>• Räckvidd på 20 – 50 meter vid fri sikt</li></ul>
<p>Abilia AB <b>Epilepsilarm EpiMobile</b></p> 	<p><b>Förskrivning</b> Förskrivs efter utprovning med konsulent</p> <p><b>Artikelnummer</b> 58303</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Registrerar epileptiska anfall med muskelkramper som generella tonisk-kloniska anfall (GTK-anfall)</li><li>• Består av; ett armband med en inbyggd sensor och uppladdningsbart batteri, samt en mobiltelefon med EpiMobile-applikationen installerad (SIM-kort ingår ej)</li><li>• Sensorn och applikationen kommunicerar via Bluetooth</li><li>• Vid anfall larmas en eller flera stödpersoner både med uppringning och sms</li><li>• Mobiltelefonens inbyggda GPS kan användas för lokalisation av den som får anfall</li></ul>