

Etac Cross 5 VB

Konfiguration

Vid förskrivning av individartikel följer följande artiklar med (om du inte byterut/tar bort dem)

- * standardrygg med karborrklädsel och sitsklädsel i tyg (basic)
- * ryggöverdrag
- * körhandtag med vårdarbroms
- * broms med svart vinklat handtag
- * 24" vårdarbromsat massivt drivhjul med rostfri drivring
- * 6,5" länkhjul med medium gaffel i standardframgaffelfäste
- * tippskydd
- * långa armstöd med sidoskydd
- * benstöd i vid vinkel med fotplattor

Dessa artikelnummer är markerade med fetstil och ett X eller antal i guiden

Utprovad av: _____

Patient: _____

Telefon: _____

Datum: _____

Artikel nr	Sitsbredd	Sitslängd	Sitsdjup	Sesamnummer
13126201-ÖR	35 cm	Kort	36-42 cm	49526
13126202-ÖR	35 cm	Lång	42-48 cm	49527
13126203-ÖR	37.5 cm	Kort	36-42 cm	49528
13126204-ÖR	37.5 cm	Lång	42-48 cm	49529
13126205-ÖR	40 cm	Kort	36-42 cm	49530
13126206-ÖR	40 cm	Lång	42-48 cm	49531
13126207-ÖR	42.5 cm	Kort	36-42 cm	49532
13126208-ÖR	42.5 cm	Lång	42-48 cm	49533
13126209-ÖR	45 cm	Kort	36-42 cm	49534
13126210-ÖR	45 cm	Lång	42-48 cm	49535
13126211-ÖR	47.5 cm	Kort	36-42 cm	49536
13126212-ÖR	47.5 cm	Lång	42-48 cm	49537
13126213-ÖR	50 cm	Kort	36-42 cm	49538
13126214-ÖR	50 cm	Lång	42-48 cm	49539

Chassifärg: 93 Mörkblå

OBS! Vårdarbroms och enarmsdrift går inte att kombinera!


Inställningsmöjligheter Cross 5 VB

Inställningar - Noteras som radtext vid förskrivning i Websesam

Sitshöjd bak

Standardinställning

Sitshöjd bak: 45 cm
 Sitshöjd fram: 46 cm
 Drivhjul: 24" i höjdposition D
 Balansläge: Position 3
 Länkhjul: 6,5" i position 2
 Gaffel: Medium



Drivhjulposition

22" pos F	38,5 cm
22" pos E	40,5 cm
22" pos D	42,5 cm
22" pos C	44,5 cm
22" pos B	46,5 cm
22" pos A	48,5 cm


24" pos F	41 cm
24" pos E	43 cm
24" pos D	45 cm
24" pos C	47 cm
24" pos B	49 cm
24" pos A	51 cm

Sitshöjd bak

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Balansläge



Välj balansläge

1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>

Sitshöjd fram, med framgaffelposition










Länkhjul	Framgaffel	Möjlig höjd	Ange höjd
5"	Kort	36 - 44,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
6"	Kort	40 - 45,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
6,5"	Kort	41 - 46,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
5"	Medium	43 - 49 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
6"	Medium	45 - 50 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
6,5"	Medium	46 - 51 cm	_____ cm <input checked="" type="checkbox"/>
8" (200x35)	Medium	48 - 52 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
8" (200x50)	Bred	47 - 51 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>

[För mer information om inställningarna, se sida 13 i manualen för Cross 5](#)











Standard och tillval Cross 5 VB

Artikel	Artikel nr	Sesamnummer
Rygg höjd	3A Standardrygg 40 cm 3A Hög rygg 46 cm	Ange önskad rygg höjd (32-45 cm): _____ cm Ange önskad rygg höjd (38-51 cm): _____ cm
Rygg rör	3A Standardrygg, 32-45 cm	
	höger	27436-01-1 51820 <input checked="" type="checkbox"/>
	vänster	27436-01-2 51821 <input checked="" type="checkbox"/>
Karborrklädsel rygg	Standard reglerbar	
	35-40 cm	62953-60 49992 <input checked="" type="checkbox"/>
	42.5-50 cm	62954-60 49993 <input checked="" type="checkbox"/>
Rygg förlängare	Höjer ryggen 6 cm	
	Stolsbredd	
	35-40 cm	28658 61779 <input type="checkbox"/>
	42,5-50 cm	28659 62040 <input type="checkbox"/>
	Ange önskad rygg höjd (38-51 cm): _____ cm	






Standard och tillval Cross 5 VB

Artikel			Artikel nr	Sesamnummer	
	Standard	35 cm	62942-60	46814	X
		37.5 cm	62943-60	46815	X
		40 cm	62944-60	46816	X
		42.5 cm	62945-60	46817	X
		45 cm	62946-60	46818	X
		47.5 cm	62947-60	46819	X
		50 cm	62948-60	46820	X
	Hög rygg <i>behövs vid beställning av 3A Hög rygg</i>	35 cm	63020-60	49998	
		37.5 cm	63021-60	49999	
		40 cm	63022-60	50000	
		42.5 cm	63023-60	50001	
		45 cm	63024-60	50002	
		47.5 cm	63025-60	50003	
		50 cm	63026-60	50004	
Ryggstöd 3A					
Triangelär					
		Lumbalvinkel	Justerbar -8° - +18° Standardinställning		X
		Ryggstödsvinkel	Justerbar -5° - +15° Standardinställning +2°		
Handtag vårdarbroms					
	höger/vänster	100 mm	27625-01	49816	X
					
Körbygel					
höjdregerbar	Körbygelns bredd:	Stolsbredd:			
	32,5 cm	<i>passar till</i>	35 cm	27433-01	46990
	35 cm		37.5 cm	25578-01	15235
	37,5 cm		40 cm	25579-01	15236
	40 cm		42.5 cm	25580-01	15237
	42,5 cm		45 cm	25581-01	15238
	45 cm		47.5 cm	25582-01	15239
	47,5 cm		50 cm	25730-01	16329
Tvärstag					
med snäpplåsning		Stolsbredd:			
		35 cm	28114	57553	
		37.5 cm	28115	57554	
		40 cm	28116	57555	
		42.5 cm	28117	57556	
		45 cm	28118	57557	
		47.5 cm	28695	57558	
		50 cm	28120	57559	
Sitsklädsel					
Basic kort (kort sitsdjup)					
Svart tyg, reglerbar i djup					
		35 cm	62718-60	33427	X
		37.5 cm	62719-60	33426	X
		40 cm	62720-60	33425	X
		42.5 cm	62721-60	33424	X
		45 cm	62722-60	33423	X
		47.5 cm	62978-60	46824	X
		50 cm	62979-60	46825	X





Standard och tillval Cross 5 VB

Artikel			Artikel nr	Sesamnummer		
	Basic lång (långt sitsdjup)	Stolsbredd:				
		35 cm	62728-60	33417	X	
		37.5 cm	62729-60	33416	X	
		40 cm	62730-60	33415	X	
		42.5 cm	62731-60	33414	X	
		45 cm	62732-60	33413	X	
		47.5 cm	62984-60	46826	X	
	50 cm	62985-60	46827	X		
Sitsförlängare klädsel Crossrygg mod 3		35-42,5 cm	62976	46823	X	
		45-60 cm	62977	46822	X	
Sits, hård	kort sitsdjup	35-37.5 cm	26720	31162		
		40-42.5 cm	26721	31163		
		45-47.5 cm	26722	31164		
		50 cm	26723	31165		
	långt sitsdjup	35-37.5 cm	26725	31166		
		40-42.5 cm	26726	31167		
		45-47.5 cm	26727	31168		
		50 cm	26728	31169		
Broms		med vinklat svart handtag	höger	27532-1	49778	1
			vänster	27532-2	49779	1
		Enbart rött handtag, 2 pack		27574	49813	
		med förlängt handtag fällbart (kan ändras till fast istället för fällbart)	höger	27530-1	33002	
			vänster	27530-2	33001	
		Enhandsbroms kompl	höger	27531-1	21566	
			vänster	27531-2	21567	
Drivhjul vårdarbroms med drivring		Högtrycksdäck med drivring:				
		Rostfri	22"	81344	30059	
		Plastad	22"	81343	30058	
		Plastad	24"	81350	30064	
		Rostfri	24"	81351	30065	
		Massivt däck med drivring:				
		Plastad	22"	81343	25418	
		Rostfri	22"	81341	30056	
		Plastad	24"	81347	30061	
		Rostfri	24"	81348	30062	2
Camberbricka	2°	bricka yttre 2 st	82567	49977	X	
		bricka inre 2 st	82568	49978	X	
	0°	bricka yttre 2 st	82569	49979		
		bricka inre 2 st	82570	49980		
Drivringar		Rostfri	22"	24395	14774	
		Plastad	22"	80895	18444	
		Rostfri	24"	24023	18615	
		Plastad	24"	82998	21633	










Standard och tillval Cross 5 VB

Artikel			Artikel nr	Sesamnummer
	125 x 30 massivt	5"	27865	18613
	165 x 30 massivt	6.5"	27866	18589 2
	200 x 35 halvmassivt	8"	27864	18568
	200 x 50 halvmassivt	8"	27868	18510
<i>Endast i kombination med bredare framgaffel; 18517</i>				
Framgaffel 	Kort		24677	11212
	Kort stålaxel i 4mm tjockt gods		24834	18612
	Medium		24678	11213 2
	Medium stålaxel i 4 mm tjockt gods		24835	31292
	Bred (för 8" länkhjul 200x50; 18510)		27874	18517
Framgaffelfäste 	Standard		80606	11214 2
Tippskydd 	Tippskydd teleskoperande		28457	49631 2
Transportfäste 	Transportfäste kompl	höger	82573	46828 1
		vänster	82574	46829 1











Tillbehör Cross 5 VB

Artikel			Artikel nr	Sesamnummer	
Armstöd 	kort med ingjuten massiv platta längd 25 cm höjddjusterbara	höger	25172-1	14712	
		vänster	25172-2	14713	
	lång med ingjuten massiv platta längd 38 cm höjddjusterbara	höger	25173-1	14714 1	
		vänster	25173-2	14715 1	
Tillbehör armstöd 	Armstödsdyna Hemi <i>(passar till armstöd lång 14714 Och 14715)</i>	höger	25770-60-1	15707	
		vänster	25770-60-2	15708	
	Armstödsdyna polstrad mörkgrå plysch, 25 el 38 cm långt	kort	<i>Förskrivs styckvis</i>	62282-60	13038
		lång	<i>Förskrivs styckvis</i>	62283-60	13036
	Armstödsdyna Gel mörkgrå plysch, 25 el 38 cm långt	kort	<i>Förskrivs styckvis</i>	26240-60	18231
		lång	<i>Förskrivs styckvis</i>	26241-60	18230
Lärstöd 	Monteras på korta alt. långa armstöd, komplett <i>Passar ej med 22" drivhjul i pos. C1.</i> <i>Passar ej med 24" drivhjul i pos. C1 eller B1.</i>				
	standardram	höger	27391-1	46969	
	standardram	vänster	27391-2	46970	
	lång ram	höger	27392-1	46697	
	lång ram	vänster	27392-2	46971	
Mjukdyna lärstöd 		höger	82488-1	46696	
		vänster	82488-2	46993	














Tillbehör Cross 5 VB

Artikel			Artikel nr	Sesamnummer		
	Vid vinkel svarta		25574-01	15146	2	
	Snäv vinkel		25570-01	15144		
	Snäv vinkel korta		25571-01	15145		
	Vid vinkel	läsbara	25575-01	18385		
	Snäv vinkel	läsbara	25573-01	18386		
	Snäv vinkel korta	läsbara	25572-01	18387		
	Vinkelreglerbart mod 1 <i>exkl</i> vadplatta		25660-01	15147	<input type="checkbox"/>	
	<i>För komplett benstöd beställs även dynkonsol och vadplatta.</i>					
	Dynkonsol för vadplatta		24544-01	11092	<input type="checkbox"/>	
	Vadplatta mörkgrå	35-37.5 cm		62105-60	11091	<input type="checkbox"/>
		40-42.5 cm		62104-60	11094	<input type="checkbox"/>
45-47.5 cm			62484-60	40609	<input type="checkbox"/>	
50 cm			62451-60	18127	<input type="checkbox"/>	
	Benstöd					
	Vinkelreglerbart mod 3 inkl uppfällbar vadplatta	höger/vänster	26100	18038	<input type="checkbox"/>	
	Överdrag vadplatta <i>till vrb benstöd 18038</i>	Dartex	62762-63	46836	<input type="checkbox"/>	
	Vinkelreglerbart Prio inkl vadplatta grå hygien	42.5-45 cm	höger	27857-65-1	57159	<input type="checkbox"/>
		vänster	27857-65-2	57160	<input type="checkbox"/>	
47.5-50 cm		höger	27858-65-1	56140	<input type="checkbox"/>	
		vänster	27858-65-2	56141	<input type="checkbox"/>	
	Gipsbenstöd inkl tre dynor	höger	27417-1	46216	<input type="checkbox"/>	
		vänster	27417-2	45919	<input type="checkbox"/>	
	Amputationsbenstöd	mörkgrå plysch	25516-60	14295	<input type="checkbox"/>	
		svart Dartex	25516-63	46839	<input type="checkbox"/>	
	Amputationsvikt kompl, 4 kg		26876	31486	<input type="checkbox"/>	
	Knästöd yttre					
	För fasta benstöd utan lås	höger	28777-1	62113	<input type="checkbox"/>	
		vänster	28777-2	62114	<input type="checkbox"/>	
Fotplattor		Stolsbredd		Höger/Vänster		
	Delade uppfällbara Reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup	35 cm	25641-1/2	15108/15109	X	
		37.5 cm	25642-1/2	15110/15111	X	
		40 cm	25643-1/2	15112/15113	X	
		42.5 cm	25644-1/2	15114/15115	X	
		45 cm	25645-1/2	15116/15117	X	
		47.5 cm	25736-1/2	17092/17093	X	
		50 cm	25646-1/2	15118/15119	X	
	Delade uppfällbara med längre infästningsrör +10 cm	35 cm	25647-1/2	15120/15121	<input type="checkbox"/>	
		37.5 cm	25648-1/2	15122/15123	<input type="checkbox"/>	
		40 cm	25649-1/2	15124/15125	<input type="checkbox"/>	
		42.5 cm	25650-1/2	15126/15127	<input type="checkbox"/>	
		45 cm	25651-1/2	15128/15129	<input type="checkbox"/>	
		47.5 cm	25737-1/2	17094/17095	<input type="checkbox"/>	
	50 cm	25652-1/2	15130/15131	<input type="checkbox"/>		



Tillbehör Cross 5 VB

Artikel				Artikel nr	Sesamnummer
	Delade uppfällbara	35 cm		25653-1/2	15132/15133
	med kortare infästningsrör	37.5 cm		25654-1/2	15134/15135
	-8 cm	40 cm		25655-1/2	15136/15137
		42.5 cm		25656-1/2	15138/15139
		45 cm		25657-1/2	15140/15141
		47.5 cm		25738-1/2	17096/17097
		50 cm		25658-1/2	15142/15143
Add-on Fotplattesystem	Monteras på befintlig fotplatta genom borrar		<i>Förskriv breddat framgaffelfäste för att ej kollidera med länkhjul</i>		
Förlängd hel fotplatta		Stolsbredd			
	Small	35 - 50 cm		28774	62108 <input type="checkbox"/>
	<i>Skriv i radtext om du önskar hjälp med montering!</i>				
Förlängda fotplattor					
	Medium, höger sida	42,5 - 47,5 cm		28775-1	62109 <input type="checkbox"/>
	Medium, vänster sida	42,5 - 47,5 cm		28775-2	62110 <input type="checkbox"/>
	Large, höger sida	50 cm		28776-1	62111 <input type="checkbox"/>
	Large, vänster sida	50 cm		28776-2	62112 <input type="checkbox"/>
Styrning					
	Styrning fotplatta hel kpl			28773	62107 <input type="checkbox"/>
<i>används när två förlängda fotplattor sätts ihop till en hel plattform</i>					
Sidoskydd					
	för fotplatta		<i>Förskrivs styckvis</i>	28772	62106 <input type="checkbox"/>
Fotlåda					
	komplett med fotplattor	Medium	40 - 47,5 cm	28642	62104 <input type="checkbox"/>
	sidoplåtar samt polstring	Large	50 - 55 cm	28643	62105 <input type="checkbox"/>
Hälband					
	Till delade fotplattor	hö/vä		24458	11076 <input type="checkbox"/>
Polstring fotplattor					
	Delade fotplattor	35-40 cm	höger	63188-60-1	58855 <input type="checkbox"/>
		35-40 cm	vänster	63188-60-2	58856 <input type="checkbox"/>
		42.5-50 cm	höger	63189-60-1	57821 <input type="checkbox"/>
		42.5-50 cm	vänster	63189-60-2	57822 <input type="checkbox"/>
Bord					
	Transparent, monterat på långa armstöd	35 cm		24417	11158 <input type="checkbox"/>
		37.5 cm		25187	11159 <input type="checkbox"/>
		40 cm		24418	11160 <input type="checkbox"/>
		42.5 cm		25188	11161 <input type="checkbox"/>
		45 cm		24419	11162 <input type="checkbox"/>
		47.5 cm		25731	16126 <input type="checkbox"/>
		50 cm		24601	11163 <input type="checkbox"/>
Hembord					
med armstödsöverdrag	Transparent, med kardborre	Stolsbredd			
		35 cm		26556	32565 <input type="checkbox"/>
		37,5 cm		26557	32673 <input type="checkbox"/>
		40 cm		26558	32711 <input type="checkbox"/>
	Kort armstöd	42,5 cm		26559	32602 <input type="checkbox"/>
		45 cm		26560	32734 <input type="checkbox"/>
		47,5 cm		26561	32471 <input type="checkbox"/>
		50 cm		26562	32783 <input type="checkbox"/>

Tillbehör Cross 5 VB

Artikel			Artikel nr	Sesamnummer		
	Långt armstöd	35 cm	26563	32580		
		37,5 cm	26564	32745		
		40 cm	26565	32767		
		42,5 cm	26566	32699		
		45 cm	26567	32474		
		47,5 cm	26568	32614		
	Halkskydd	50 cm	26569	32707		
		35-40 cm	81633	32609		
		42.5-50 cm	81634	32660		
	Hembord halvt	höger	27352-1	40583		
		vänster	27352-2	40584		
	Komfortkil sittdyna	Universal				
		35-37.5 cm	80714	13321		
		40-45 cm	80715	13325		
	Huvudstöd	Hygien grå	260x140 mm	28534-65	57016	
		Mörkgrå plysch	260x140 mm	28534-60	31313	
		Reglerbara i höjd, djup, vinkel och sidledes				
		Huvudstödsfäste för körbygel kompl	25795	18553		
	Huvudstödsfäste	Komplett, fast på tvärstag avtagbart med snäpplås	Stolsbredd			
		35 cm	28125	57009		
		37.5 cm	28126	57010		
		40 cm	28127	57011		
		42.5 cm	28128	57012		
		45 cm	28129	57013		
		47.5 cm	28130	57014		
50 cm	28131	57015				
	Bålstöd	Plysch, polstrat, justerbart i höjd, djup och bredd	Förskrivs styckvis	27395	46850	
	Ryggkil	Mörkgrå plysch	kort, 15 cm	63012-60	15241	
		Förskrivs styckvis	lång, 30 cm	63013-60	15242	
			Polyetenskum	Kan klippas till önskad passform	9x2x13 cm (BxHxL)	28030
11x2x18.5 cm (BxHxL)	28139				57562	
17.5x2.5x20 cm (BxHxL)	28140				57563	
	Breddningssköld rygg	Tryckfördelande polstring	Förskrivs styckvis	28637	61204	
	Sidodyna	Ger ett lätt stöd i sidan (Kombineras med armstöd samt vid behov sidostopp)	höger	63171-60-1	56892	
			vänster	63171-60-2	56893	
	Sidostopp	Rakt eller vinklat Kombinera med kil eller sidostödsdyna	rak	Förskrivs styckvis	28136	56891
			breddning 30 mm	Förskrivs styckvis	28173	57544
	Ekerskydd	Grått tryck Etac	20"	Förskrivs styckvis	25502-28	18222
			22"	Förskrivs styckvis	25503-28	18220
			24"	Förskrivs styckvis	25504-28	18218

Tillbehör Cross 5 VB

Artikel			Artikel nr	Sesamnummer	
Käpphållare		Universal			
			höger	27327	18233 <input type="checkbox"/>
			vänster	27327	18233 <input type="checkbox"/>
Fäste positionering					
Fäste bröstsele		monteras på huvudstödsstolpen	28186	57817 <input type="checkbox"/>	

Tillbehör från annan leverantör

Artikel		Bandbredd och antal	Sesamnummer
Fäste höftbälte - från HEA Medical			
Monteringssats trekantsbeslag 8 mm		38 mm bandbredd, 2 stycken/förpackning	40399 <input type="checkbox"/>
		50 mm bandbredd, 2 stycken/förpackning	40686 <input type="checkbox"/>
Fäste höftbälte - från Anatomic Sitt			
Universalfäste M8		25 mm bandbredd, 2 stycken/förpackning	63026 <input type="checkbox"/>
		40 mm bandbredd, 2 stycken/förpackning	63027 <input type="checkbox"/>
Sortiment bälten och selar samt vadmattor ser du i sortimentsöversikt bälten och selar.			
Droppställning med fäste - från HEA Medical			
		inklusive fäste, kan tas bort med snabbkoppling	52897 <input type="checkbox"/>