

2026-01-09

Prio 3A 24" (2020)



Utprovad av: _____

Patient: _____

Telefon: _____

Datum: _____

Artikel nr	Sitsbredd	Sitsdjup	Sitthöjd	
13421405-ÖR	40 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	62355 X
13421409-ÖR	45 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	62357 X
13421413-ÖR	50 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	62359 X
13421417-ÖR	55 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	62361 X

Chassifärg 01 Svart

Individmall

Vid förskrivning av individartikel följer följande artiklar med (om du inte byter ut/tar bort dem)

- * 3A-rygg med dynamiskt bäckenstöd, manuell tilt och träsits
- * ryggöverdrag 3D
- * komfortlås 4°
- * körhandtag
- * broms med svart vinklat handtag
- * 24" drivhjul med högtrycksdäck och plastad drivring med 4 infästningspunkter
- * 6,5" länkhjul med kort gaffel i standardframgaffelfäste
- * tippskydd
- * huvudstöd
- * långa armstöd med sidoskydd
- * snäva benstöd med fotplattor

Dessa artikelnummer är markerade med fetstil och ett X eller antal i guiden

Utgående modell endast returer kan förskrivas - är i ersättningsgrupp med nyare modeller

Inställningsmöjligheter Prio (2020)

Inställningar - Noteras som radtext vid förskrivning i Websesam

Sitthöjd bak

Standardinställning

Sitthöjd bak: 45 cm


Sitthöjd fram: 45 cm

Sittsdjup: långt 44 - 51 cm, ryggen i position 3

Drivhjul: 24" i höjdsposition D


Balansläge: position 1

Länkhjul: 6,5" med mediumgaffel position 2



Sittsdjup bak

Ställs in bak vid ryggfästet



Möjliga inställningar i höjd, djup och balansering

Drivhjulposition

20" pos E	38 cm	☐
20" pos D	40.5 cm	☐
20" pos C	43 cm	☐
20" pos B	45.5 cm	☐
20" pos A	48 cm	☐

22" pos E	40.5 cm	☐
22" pos D	43 cm	☐
22" pos C	45.5 cm	☐
22" pos B	48 cm	☐
22" pos A	50.5 cm	☐

24" pos E	42.5 cm	☐
24" pos D	45 cm	☒
24" pos C	47.5 cm	☐
24" pos B	50 cm	☐
24" pos A	52.5 cm	☐


Sittsdjup

39 - 46 cm
41.5 - 48.5 cm
44 - 51 cm

Position rygg

Läge 1
Läge 2
Läge 3

Balansläge




Notera:
20" drivhjul = ej balansläge 3

Drivhjulposition

1
2
3

Sitthöjd fram





Länkhjul	Framgaffel	Position	Sitthöjd fram	Ange höjd
6" (150 x 30 mm)	kort (S)	1	38 - 43 cm	☐
		2	40 - 45,5 cm	☐
		3	42,5 - 47,5 cm	☐
6,5" (165 x 30 mm)	kort (S)	2	40,5 - 45,5 cm	☐
		3	43 - 48 cm	☒
8" (200 x 35 mm)	kort (S)	2	42.5 - 48 cm	☐
		3	45 - 50,5 cm	☐
8" (200 x 50 mm)	kort (S)	2	42.5 - 48 cm	☐
		3	45 - 50,5 cm	☐
6" (150 x 30 mm)	medium (M)	1	40 - 45,5 cm	☐
		2	42,5 - 48 cm	☐
		3	45 - 50,5 cm	☐
6,5" (165 x 30 mm)	medium (M)	1	40.5 - 45,5 cm	☐
		2	43 - 48 cm	☐
		3	45.5 - 50,5 cm	☐
8" (200 x 35 mm)	medium (M)	1	42.5 - 48 cm	☐
		2	45 - 50,5 cm	☐
		3	45 - 52,5 cm	☐
8" (200 x 50 mm)	medium (M)	2	45 - 50,5 cm	☐
		3	45 - 52,5 cm	☐

För mer information om
inställningar se manualen för Prio




Standard och tillval Prio (2020)

Artikel		Artikelnr	Sesamnummer	
Tiltfunktion	Manuell tilt			☒
	Eltilt komplett med handkontrollshållare <i>ej kombinerbart med dynamiskt bäckenstöd</i>	Pappersförskrivning 28348	58270	☐
	Handkontrollshållare	Pappersförskrivning 28577	61221	☐
Sitsvinkling	Vinkel mellan - 3° till + 20°	Komfortlås (klick) vid 4°; indikerar "behaglig" sitsvinkel		☒
Vinkelbegränsning sits	Minskar sitsvinkeln framåt, vinkeln blir istället 0° till + 20°	28802	66199	☐
Vinkelbegränsning rygg	Band som minskar ryggvinkeln framåt	28573	60907	☐
				
Vinkelbegränsning rygg-/tilt	Clips som minskar vinkelinställningen bakåt <i>Ej i kombination med eltilt</i>	10 stycken/sats 28163	57818	☐
Lås vinkelreglage sits/rygg	Förhindrar att ryggvinkel alternativt tiltvinkel kan aktiveras	28047	58243	☐
Sits	Trä med kardborreband	40 cm		☒
		45 cm		☒
		50 cm		☒
		55 cm		☒
Rygg	3A med dynamiskt bäckenstöd Rygg höjd 42-62 cm	40 cm		☒
		45 cm		☒
		50 cm		☒
		55 cm		☒
Ryggdyna 3D	mörkgrå plysch	40 cm	63343-60	57782 ☒
		45 cm	63344-60	57783 ☒
		50 cm	63345-60	57784 ☒
		55 cm	63346-60	57785 ☒
Huvudstöd	Traditionellt, mörkgrå plysch	28534-60	31313	☒
		28534-65	57016	☐
	Minnesfunktion till fyrkantsstag	28564	60902	☐
	Vred, styck	80684	64904	☐
Körhandtag	höjdreglerbara	inkl ryggvinkelreglage	28219-01	57803 ☒
		inkl sitsvinkelreglage	28220-01	57804 ☒
Körbygel	Höjdreglerbar	40 cm	25580-01	15237 ☐
		45 cm	25582-01	15239 ☐
		50 cm	25583-01	15240 ☐
		55 cm	26069-01	17979 ☐
	Höjd- och vinkelreglerbar	40 cm	27163	46856 ☐
		45 cm	27165	46858 ☐
		50 cm	27167	57807 ☐
Tippskydd		28457	49631	☒


Standard och tillval Prio (2020)

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer	
	Broms	med vinklat svart handtag	höger	27894-1	57797 ☒
			vänster	27894-2	57798 ☒
		Enbart rött handtag, 2 pack		27574	49813 ☐
		med förlängt handtag fast <i>(kan ändras till fällbart istället för fast)</i>	höger	27895-1	57799 ☐
			vänster	27895-2	57800 ☐
		Enhandsbroms	höger	27531-1	21566 ☐
			vänster	27531-2	21567 ☐
	Adapter broms för drivhjul		krävs för 22" drivhjul i pos 3	28403	60967 ☐
			krävs för 20" drivhjul i pos 2	28654	60968 ☐
	Drivhjul C5 snabbkopplande med drivring som har 4 infästningspunkter exkl axel	Högtrycksdäck med drivring:	Passar enbart Prio (2016) och Prio (2020)		
		Rostfri	22"	27550	49795 ☐
		Plastad	24"	28064	49805 ☒
		Rostfri	24"	27561	49806 ☐
		Titan	24"	27562	49807 ☐
		Massivt däck med drivring:	Passar enbart Prio (2016) och Prio (2020)		
		Rostfri	20"	27544	49789 ☐
		Plastad	22"	27554	49799 ☐
		Rostfri	22"	27555	49800 ☐
		Plastad	24"	27566	49811 ☐
		Rostfri	24"	27567	49812 ☐
		Axel QR 12 mm	Passar enbart drivhjul C5	82483	50650 ☒
	Enarmsdrift drivenhet <i>OBS! Ersätter ordinarie hjul</i>	1. Drivhjul med fast nav (par)	20"	26534	32587 ☐
		<i>Välj storlek på drivhjulen.</i>	22"	26533	32462 ☐
			24"	26522	25327 ☐
		Stolsbredd	40 cm	27318	25329 ☐
			45/50 cm	27319	25330 ☐
			55 cm	27320	25331 ☐
	2. Teleskopaxel enarmsdrift <i>Välj axel efter stolsbredd.</i>				
	3. Sida för drivning <i>Skriv sida för drivning i radtext tillsammans med balansläge och höjd</i>				
	Länkhjul 165 x 30 massivt 150x30 massivt 200 x 35 halvmassivt 200 x 50 halvmassivt	6.5"	27866	18589	☒
		6"	27863	33004	☐
		8"	27864	18568	☐
		8"	27868	18510	☐
	Framgaffel kort medium		28421	58018	☒
			28422	58019	☐
	Breddat framgaffelfäste (ger utökat sparkutrymme, +6 cm)		25763	15857	☐
	Armstöd Armstöd teleskop längd 49 cm, bredd 8,5 cm	höger	28827-1	56138	☐
		vänster	28827-2	56139	☐
	Armstöd teleskop längd 38 cm, bredd 5 cm	höger	28826-1	58129	☒
		vänster	28826-2	58130	☒


Standard och tillbehör Prio (2020)

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer	
Tillbehör armstöd					
	Armstödsdyna Hemi	höger	25770-60-1	15707	☐
	Passar till armstöd 58129 och 58130	vänster	25770-60-2	15708	☐
	Armstödsdyna polstrad, skum		Ange antal: _____ 62283-60	13036	☐
	Passar till armstöd 58129 och 58130		Ange antal: _____ 26241-60	18230	☐
	Armstödsdyna polstrad, gel				
	Passar till armstöd 58129 och 58130				
	Armstödsdyna polstrad, skum	höger	63193-60-1	58009	☐
	Passar till armstöd 56138 och 56139	vänster	63193-60-2	58010	☐
Polstring sidoskydd					
	ca 1,5 cm per sida	höger	63271-1	61193	☐
		vänster	63271-2	61194	☐
Benstöd					
	Vinkelreglerbart inkl vadplatta	40 cm	27857-65-1/2	57159/57160	☐
	hygien grå	45 cm	27858-65-1/2	56140/56141	☐
	(-1 höger / -2 vänster)	50 cm	27859-65-1/2	57161/57162	☐
		55 cm	27860-65-1/2	57163/57164	☐
	Fast med knädyna	höger	27729-1	57795	☐
		vänster	27729-2	57796	☐
	Vid vinkel svarta		25574-01	15146	☐
	Snäv vinkel		25570-01	15144	☒
	Amputationsbenstöd	mörkgrå	25516-60	14295	☐
		Dartex	25516-63	46839	☐
	Amputationsvikt kompl		26876	31486	☐
Knästöd yttre					
	För fasta benstöd utan lås	höger	28777-1	62113	☐
		vänster	28777-2	62114	☐
Fotplattor					
	Modell 2	40 cm	25644-1/2	15114/15115	☒
	reglerbar höjd,	45 cm	25736-1/2	17092/17093	☒
	justerbar vinkel och djup	50-55 cm	25646-1/2	15118/15119	☒
	med långt infästningsrör	40 cm	25650-1/2	15126/15127	☐
		45 cm	25737-1/2	17094/17095	☐
		50-55 cm	25652-1/2	15130/15131	☐
Breddningsdel					
	monterad på befintlig fotplatta	50 och 55 cm	28443	18239	☒
Add-on Fotplattesystem					
	Monteras på befintlig fotplatta genom borrar	Förskriv breddat framgaffelfäste för att ej kollidera med länkhjul			
Förlängda fotplattor					
	Medium, höger sida	40 och 45 cm	28775-1	62109	☐
	Medium, vänster sida	40 och 45 cm	28775-2	62110	☐
	Large, höger sida	50 cm	28776-1	62111	☐
	Large, vänster sida	50 cm	28776-2	62112	☐
Styrning					
	Styrning fotplatta hel kpl		28773	62107	☐
	används när två förlängda fotplattor sätts ihop till en hel plattform				
Sidoskydd					
	för fotplatta	Förskrivs styckvis	28772	62106	☐

Standard och tillbehör Prio (2020)

Artikel				Artikelnr	Sesamnummer	
Fotlåda 	komplett med fotplattor sidoplåtar samt polstring	Medium	40 - 47,5 cm	28642	62104	☐
		Large	50 - 55 cm	28643	62105	☐
Hälband 	för delade fotplattor			24458	11076	☐
Polstring fotplatta  	för delade fotplattor modell 2	42.5 - 50 cm	höger	63189-60-1	57821	☐
			vänster	63189-60-2	57822	☐
		52.5 - 60 cm	höger	63192-60-1	57823	☐
			vänster	63192-60-2	57824	☐
	för hel fotplatta vinkeljusterbar	40 - 45 cm		63190-60	57825	☐
		45 - 50 cm		63191-60	57826	☐
Bålstöd 	Sidosvängbart, justerbart i höjd och djup 6,5 x 17 cm	höger		27915-1	57532	☐
		vänster		27915-2	57533	☐
		Passar enbart Prio 3A-rygg				
Komfortkilar 	Polyetenskum. Kan klippas till önskad passform.	9 x 2 x 13 cm (B x H x L)		28030	57561	☐
		11 x 2 x 18.5 cm (B x H x L)		28139	57562	☐
		17.5 x 2.5 x 20 cm (B x H x L)		28140	57563	☐
Breddningssats 3A rygg Komplett med två justerbara remmar		40 - 45 cm		28786	62712	☐
Breddningssköld rygg Tryckfördelande polstring		Förskrivs styckvis		28637	61204	☐
Sidodyna 	Ger ett lätt stöd i sidan (Kombineras med armstöd)	höger		63171-60-1	56892	☐
		vänster		63171-60-2	56893	☐
Sidostopp 	Rakt eller vinklat Kombinera med kil- eller sidostödsdyna	rak	Förskrivs styckvis	28136	56891	☐
		breddning 30 mm	Förskrivs styckvis	28173	57544	☐
Bord Transparent, monteras på armstöd  	Passar med armstöd 58129 och 58130 (std)	Stolsbredd:				
		40 cm		25188	11161	☐
		45 cm		25731	16126	☐
		50 cm		26020	18108	☐
		55 cm		26022	17250	☐
		42,5 cm (med breddningssats)		24419	11162	☐
		47,5 cm (med breddningssats)		24601	11163	☐
		52,5 cm (med breddningssats)		26021	17249	☐
		57,5 cm (med breddningssats)		26907	32717	☐
		Fixerband; behövs till breddad Prio		82921	59103	☐
	Passar med armstöd 56138 och 56139 	Stolsbredd:				
		40 cm		27971	57811	☐
		45 cm		27972	57812	☐
		50 cm		27973	57813	☐
		55 cm		27974	57814	☐
		42,5 cm (med breddningssats)		24601	11163	☐
		47,5 cm (med breddningssats)		26021	17249	☐
		52,5 cm (med breddningssats)		26907	32717	☐
		Fixerband; behövs till breddad Prio		82921	59103	☐

Standard och tillbehör Prio (2020)

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer	
Hemibord Transparent 	Passar med armstöd 58128 och 58130 	Stolsbredd:			
		40 cm	26566	32699	☐
		45 cm	26568	32614	☐
		42,5 cm (med breddningssats)	26566	32699	☐
		47,5 cm (med breddningssats)	26568	32614	☐
Breddningssats 	Ökar bredden mellan armstöden 2.5 cm		27892	57816	☐
Fäste bröstsele 	Kombineras med huvudstöd		28186	57817	☐
Fäste positioneringsbälte kpl 			28641	61539	☐
Syrgashållare, lastkorg 			28316	57819	☐
Dropptativ 	Endast högersidig montering		28341	57820	☐
Ekerskydd 	Grått tryck Etac Passar C5-drivhjul	20"	25502-28	18222	☐
		22"	25503-28	18220	☐
		24"	25504-28	18218	☐
Käpphållare 	Tvådelad, varav resårdelen fästes runt käppröret <i>Skriv sida för montering i radtext vid förskrivning i WebSESAM</i>		27327	18233	☐
				Höger:	☐
				Vänster:	☐
Abduktionskloss 			28022	59173	☐