


# Ramper - sortimentsöversikt



## Indelning

Översikten presenterar Region Örebro läns upphandlade sortiment av ramper. De presenteras utifrån längd, där den kortaste visas först. På avtalet finns portabla och fasta ramper.

**Fast ramp** – kan förskrivas för att monteras permanent/över tid; [se riktlinje](#).

**Portabel ramp** – förskrivs i väntan på bostadsanpassning alternativt vid tillfälligt behov; se [riktlinje standard](#) och [lättvikt](#).

Klicka på en rubrik nedan så kommer du direkt till det avsnittet i sortimentsöversikten.

### Portabel ramp - till manuell rullstol

### Portabel ramp - till elrullstol

### Portabel ramp - hel åkyta

Ramper till manuell- eller elrullstol.

### Portabel lättviktsramp

Hel åkyta

### Fast ramp - tröskelramp



### Tillbehör - tröskelramp

*Illustration: Majsan Sundell*



## Allmänt



- Ramper beställs styckvis.
- CFH kan bistå med kapning vid önskan om smalare tröskelramp. Ange önskat mått i radtext vid förskrivning.
- Portabla ramper börjar individmärkas i november 2024 och ingår i abonnemangsavgift.

## Portabel ramp – till manuell rullstol



Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
FeAI AB <b>FeAI F200, vikbar</b>  	<b>Förskrivning</b> Förskrivningsbar i webSESAM  <b>Artikelnummer</b> 64974  <b>Pris</b> 1010 kr/styck	<b>Längd</b> 201 cm  <b>Transportlängd</b> 102 cm  <b>Rekommenderad maxhöjd</b> 40 cm  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan ersättas med returerna av Perfolight V20 (Kvistberga), båda ramperna har samma artikelnummer</li> </ul>	<b>Bredd insida</b> 21 cm  <b>Vikt per del</b> 6,3 kg  <b>Max belastning per del/ramp</b> 150 kg
FeAI AB <b>FeAI T200, teleskopisk</b>  	<b>Förskrivning</b> Förskrivningsbar i webSESAM  <b>Artikelnummer</b> 64974  <b>Pris</b> 1022 kr/styck	<b>Längd</b> 202 cm  <b>Transportlängd</b> 116 cm  <b>Rekommenderad maxhöjd</b> 40 cm  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan ersättas med returerna av Perfolight U2 (Kvistberga), båda ramperna har samma artikelnummer</li> </ul>	<b>Bredd insida</b> 19 cm  <b>Vikt per del</b> 5,6 kg  <b>Max belastning per del/ramp</b> 150 kg

## Portabel ramp – till manuell rullstol


Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga AB <b>Perfolight V30, vikbar och teleskopisk</b>  	<b>Förskrivning</b> Förskrivningsbar i webSESAM  <b>Artikelnummer</b> 64973  <b>Pris</b> 1427 kr/styck	<b>Längd</b> 276 cm  <b>Transportlängd</b> 101 cm  <b>Rekommenderad maxhöjd</b> 60 cm  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan ersättas med retur av FT300 (FeAl), båda ramperna har samma artikelnummer</li> </ul>	<b>Bredd insida</b> 19,5 cm  <b>Vikt per del</b> 8,6 kg  <b>Max belastning per del/ramp</b> 125 kg
Kvistberga AB <b>Perfolight U3, teleskopisk</b>  	<b>Förskrivning</b> Förskrivningsbar i webSESAM  <b>Artikelnummer</b> 64972  <b>Pris</b> 1223 kr/styck	<b>Längd</b> 288 cm  <b>Transportlängd</b> 116 cm  <b>Rekommenderad maxhöjd</b> 60 cm  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan ersättas med retur av T300 (FeAl), båda ramperna har samma artikelnummer</li> </ul>	<b>Bredd insida</b> 18 cm  <b>Vikt per del</b> 8,2 kg  <b>Max belastning per del/ramp</b> 125 kg

Portabel ramp – till elrullstol			
Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga AB <b>Perfolight E2, vikbar</b>  	<b>Förskrivning</b> Förskrivningsbar i webSESAM  <b>Artikelnummer</b> 64970  <b>Pris</b> 1291 kr/styck	<b>Längd</b> 212 cm  <b>Transportlängd</b> 107 cm  <b>Rekommenderad maxhöjd</b> 40 cm  <ul style="list-style-type: none"> <li>Kan ersättas med retur av FW200 (FeAl), båda ramperna har samma artikelnummer</li> </ul>	<b>Bredd insida</b> 26,5 cm  <b>Vikt per del</b> 7,8 kg  <b>Max belastning per del/ramp</b> 150 kg
Kvistberga AB <b>Perfolight E3, vikbar och teleskopisk</b>  	<b>Förskrivning</b> Förskrivningsbar i webSESAM  <b>Artikelnummer</b> 64971  <b>Pris</b> 1539 kr/styck	<b>Längd</b> 300 cm  <b>Transportlängd</b> 101 cm  <b>Rekommenderad maxhöjd</b> 60 cm  <ul style="list-style-type: none"> <li>Kan ersättas med retur av FTW300 (FeAl), båda ramperna har samma artikelnummer</li> </ul>	<b>Bredd insida</b> 25 cm  <b>Vikt per del</b> 11,1 kg  <b>Max belastning per del/ramp</b> 125 kg

## Portabel ramp – hel åkyta

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Guldman Sverige AB <b>Stepless bred fast ramp</b> 	<b>Förskrivning</b> Förskrivningsbar i webSESAM  <b>Artikelnummer</b> 64978  <b>Pris</b> 1900 kr	<b>Längd</b> 100 cm  <b>Transportmått</b> 100 x 88 cm  <b>Rekommenderad maxhöjd</b> 20 cm	<b>Bredd insida</b> 88 cm  <b>Vikt</b> 9,7 kg  <b>Max belastning ramp</b> 325 kg
FeAl AB <b>Anyramp VR20 vikbar ramp</b> 	<b>Förskrivning</b> Förskrivningsbar i webSESAM  <b>Artikelnummer</b> 64977  <b>Pris</b> 5580 kr	<b>Längd</b> 200 cm  <b>Transportmått</b> 105 x 82 cm  <b>Rekommenderad maxhöjd</b> 40 cm	<b>Bredd insida</b> 82 cm  <b>Vikt</b> 21 kg  <b>Max belastning ramp</b> 400 kg

## Portabel ramp – hel åkyta

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Guldman Sverige AB <b>Stepless Teleskopisk vikbar ramp</b> 	<b>Förskrivning</b> Förskrivningsbar i webSESAM, titta på lagerstatus innan förskrivning  <b>Artikelnummer</b> 64979  <b>Pris</b> Enbart retur, utgående sortiment	<b>Längd</b> 183 cm  <b>Transportmått</b> 112 x 40,5 cm  <b>Rekommenderad maxhöjd</b> 37 cm	<b>Bredd</b> 82 cm  <b>Vikt</b> 16,4 kg  <b>Max belastning ramp</b> 325 kg

## Portabel lättviktsramp

### Produktinformation

FeAl AB  
iRamp portable



**Förskrivning**  
Kontakta konsulent

- Aluminiumramp
- Storlekar läggs upp efter behov

Artikelnummer	Maxhöjd	Längd	Bredd	Pris	Vikt	Maxbelastning
saknas	10 cm	52 cm	78 cm	2390 kr	3,8 kg	400 kg
saknas	20 cm	92 cm	78 cm	2987 kr	6,5 kg	400 kg
64975	25 cm	116 cm	78 cm	3357 kr	8,7 kg	400 kg
saknas	30 cm	150 cm	78 cm	3755 kr	10 kg	400 kg
saknas	35 cm	167 cm	78 cm	4145 kr	12,5 kg	400 kg
saknas	40 cm	200 cm	78 cm	4820 kr	14,7 kg	400 kg

### Produktinformation

Guldmann Sverige AB  
Stepless EasyFold Pro



**Förskrivning**  
Kontakta konsulent

- Aluminiumramp
- Storlekar läggs upp efter behov

Artikelnummer	Maxhöjd	Längd	Bredd	Pris	Vikt	Maxbelastning
64980	20 cm	93,5 cm	78 cm	3550 kr	7,8 kg	350 kg
saknas	25 cm	118,5 cm	78 cm	4300 kr	9 kg	360 kg
saknas	30 cm	148,5 cm	78 cm	5150 kr	11,4 kg	350 kg
64981	35 cm	178,5 cm	78 cm	5750 kr	13,4 kg	350 kg
saknas	40 cm	208,5 cm	78 cm	6750 kr	15,8 kg	350 kg

## Portabel lättviktsramp

### Produktinformation

HEA Medical AB

**Mobilex Carbonramp**



### Förskrivning

Kontakta konsulent

- Carbonramp
- Artikel läggs upp efter behov

Artikelnummer	Maxhöjd	Längd	Bredd	Pris	Vikt	Maxbelastning
saknas	16,4 cm	82 cm	78 cm	5500 kr	3 kg	350 kg

### Produktinformation

Kvistberga Group AB

**Careslope**



### Förskrivning

Kontakta konsulent

- Carbonramp
- Rampen ska tas in efter användning
- **Utgående sortiment, kan enbart förskrivas när saldo finns i lager**

Artikelnummer	Maxhöjd	Längd	Bredd	Pris	Vikt	Maxbelastning
64969	15 cm	65 cm	70 cm	Saknas,	3 kg	300 kg
62787	24 cm	100 cm	70 cm	utgående	5 kg	300 kg
63869	30 cm	120 cm	70 cm	sortiment	6 kg	300 kg
64968	34 cm	175 cm	70 cm		9 kg	300 kg



## Portabel lättviktsramp

### Produktinformation

Guldmann Sverige AB  
**Stepless Lite Ramp**



### Föreskrivning

Kontakta konsulent

- Carbonramp
- Rampen ska tas in efter användning
- Storlekar läggs upp efter behov

Artikelnummer	Maxhöjd	Längd	Bredd	Pris	Vikt	Maxbelastning
64982	25 cm	125 cm	78 cm	8959 kr	6 kg	300 kg
saknas	33 cm	165 cm	78 cm	10920 kr	7,5 kg	300 kg
saknas	41 cm	205 cm	78 cm	13510 kr	9,5 kg	300 kg

## Fast ramp -tröskelramp

### Produktinformation

FeAl AB  
**Heltäckande tröskelramp**



### Föreskrivning

Kontakta konsulent

- Utgående sortiment, kan enbart förskrivas när saldo finns i lager

Artikelnummer	Maxhöjd tröskel	Längd	Bredd	Upphöjningens längd	Maxbelastning
30649	3,5 cm	95 cm	75 cm	17 cm	

## Fast ramp - tröskelramp

### Produktinformation

Kvistberga Group AB  
**Quickramp tröskelramp**



#### Förskrivning


Förskrivningsbar i webSESAM

- Mjuk tröskelramp
- Monteringsplatta ingår ej, [se artikelnummer på tillbehör](#)
- Vid behov av mjuk ramp i annan höjd, kontakta konsulent
- 0,4-0,8 cm tröskelramp fästs med quicktape. Artikelnummer 61841

Artikelnummer	Maxhöjd tröskel	Längd/Djup	Bredd	Pris	Maxbelastning
65061	0,6 cm	5 cm	100 cm	95 kr	1000 kg
60701	1 cm	10 cm	100 cm	155 kr	1000 kg
60702	1,4 cm	15 cm	100 cm	225 kr	1000 kg
65282	2 cm	15 cm	100 cm	305 kr	1000 kg
65328	2,4 cm	15 cm	100 cm	370 kr	1000 kg

### Produktinformation

Kvistberga Group AB  
**Excellent tröskelramp**






#### Förskrivning

Förskrivningsbar i webSESAM

- Hård tröskelramp
- Förhöjningsremsa finns, höjer rampen med 1,6 cm.
- Förhöjningsremsa och monteringsplatta ingår ej, [se artikelnummer på tillbehör](#)
- Vid behov av ramp i annan höjd, kontakta konsulent

Artikelnummer	Höjd	Längd	Bredd	Pris	Maxbelastning
60697	1,8 cm	13,7 cm	75 cm	155 kr	1000 kg
60698	2,0 cm	25,5 cm	75 cm	157 kr	1000 kg
60696	3,7 cm	26 cm	75 cm	380 kr	1000 kg
60695	5,6 cm	38,7 cm	75 cm	715 kr	1000 kg
62280	7,5 cm	51,2 cm	75 cm	755 kr	1000 kg

Tröskelramp - tillbehör		
Excellent	Excellent	Quickramp
		
<p><b>Monteringsplatta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Självhäftande platta som fixerar Excellent tröskelramp mot golvet.</li> <li>• Förskriv 2 stycken plattor för standardbred ramp</li> <li>• <a href="#">Se film som visar hur du sätter fast rampen med monteringsplattor</a></li> </ul>	<p><b>Förhöjningsremsa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 stycken remsor behövs för höjning av standardbred Excellent tröskelramp</li> <li>• Endast ett lager med förhöjningsremsor får användas per ramp</li> <li>• Höjer rampen med 1,6 cm</li> <li>• <a href="#">Se film som visar hur du höjer rampen</a></li> </ul>	<p><b>Monteringsplatta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plattorna är förpackade styckvis</li> <li>• Förskriv 3 stycken plattor för fixering av standardbred Quickramp tröskelramp</li> <li>• <a href="#">Se film som visar hur du sätter fast rampen med monteringsplattor</a></li> </ul>
<p><b>Artikelnummer</b> 46687 – 1 styck per förpackning</p>	<p><b>Artikelnummer</b> 60700 – 3 styck per förpackning</p>	<p><b>Artikelnummer</b> 64857 - 1 styck per förpackning</p>