


TENS – SORTIMENTSÖVERSIKT



TENS kan i Region Örebro län förskrivas till patient för behandling av smärta. Vid förskrivning av TENS via Centrum för hjälpmedel följs de riktlinjer som finns på hemsidan (specifikt regelverk gällande förlossningsrelaterad smärta). Uppföljningen är numera även möjlig via 1177.

OBJEKT 1 Enkel TENS för smärtlindring

Målgrupp: Patienter med akut eller långvarig smärta som bedöms ha effekt av TENS-behandling.

OBJEKT 2 Avancerad TENS för smärtlindring


Målgrupp: Patienter med akut eller långvarig smärta som bedöms ha effekt av TENS-behandling.

OBJEKT 3 Avancerad TENS för smärtlindring – tidigare upphandlat sortiment. Levereras i mån av tillgång.





Målgrupp: Patienter med akut eller långvarig smärta som bedöms ha effekt av TENS-behandling.

OBJEKT 1 Enkel TENS för smärtlindring

Målgrupp: Patienter med akut eller långvarig smärta som bedöms ha effekt av TENS-behandling. Ej förlossningsrelaterad smärta.


AB Medifa	Produktbeskrivning Pris	Storlek (BxD)	Förskrivningsbar i WebSesam	Övrigt
<p>Neuro Track TENS</p>  <p>www.medifa.se</p>	<p>Tvåkanalig TENS med 11 förinställda program och möjlighet till 3 personligt utformade program. Måste använda samma program på båda kanalerna. Justerbar behandlingstid 1 min-12 timmar för de personliga programmen. Fast behandlingstid i de förinställda programmen, ingen timerfunktion/nedräkningsfunktion. Knapplås efter 60 sekunder. Möjlighet att låsa programmen.</p> <p>Drivs med 1st 9V batteri, alkaliskt eller uppladdningsbart. Batteriindikator; blinkar vid 6,9 V och vid 6,6 V kan apparaten ej slås på. Beräknad livslängd på stimulatorn ca 5 år enligt leverantör.</p> <p>1290 kronor.</p>	<p>108X62X23 mm</p> <p>Vikt 70 g utan batteri, 100 g med batteri.</p>	<p>Ja</p> <p>Artikel nr: 59133</p>	<ul style="list-style-type: none"> Levereras med väska och batteriladdare. Bältesclip integrerad i apparaten. Halsband medföljer. Elektroder köps via leverantören antingen via hemsida eller per telefon. Elektroderna håller för ca 20-40 behandlingstillfällen. 4 elektroder/förpackning. Har även kolgummielektroder för beställning. För skötselråd och komplett utbud av elektroder hänvisas till leverantör.

Elektroder till TENS Neurotrac beställs av patient efter förskrivning via order@medifa.se eller via telefon 070-3053735.


	Storlek/art nr 100X50 mm 59127 90X50 mm 59130		Storlek/art nr 50X50 mm 59129		Storlek/art nr diameter 30 mm 59128		Premium pals blue för känslig hud. Storlek/art nr 50X50 mm 59126
Kabel: 2 pack, art nr 59131							

OBJEKT 2 **Avancerad TENS för smärtlindring**

Målgrupp Patienter med akut eller långvarig smärta som bedöms ha effekt av TENS-behandling. Ej förlossningsrelaterad smärta.

AB Medifa	Produktbeskrivning Pris	Storlek (BxD)	Förskrivningsbar i WebSesam	Övrigt
<p>Neuro Trac Multi TENS</p>  <p>www.medifa.se</p>	<p>Tvåkanalig TENS för smärtlindring med totalt 20 program. Av dessa finns: 13 färdiga TENS-program (P01 till P13) och 3 personligt utformade program (PC1, PC2, PC3). Möjlighet med olika program på kanal A och B. Justerbar behandlingstid 1 min-12 timmar och 59 min för de personliga programmen. Förinställd behandlingstid 4 timmar för P01-P13, kan justeras. Knapplås efter 60 sekunder. Möjlighet att låsa programmen.</p> <p>Drivs med 1st 9V batteri, alkaliskt eller uppladdningsbart. Batteriindikator; blinkar vid 6,9 V och vid 6,6 V kan apparaten ej slås på. Beräknad livslängd på stimulatorn ca 5 år enligt leverantör.</p> <p>1366 kronor.</p>	<p>119x69x28,7 mm</p> <p>Vikt 106 g utan batteri, 152 g med batteri.</p>	<p>Ja</p> <p>Art nr: 59239</p>	<ul style="list-style-type: none"> Levereras med väska och batteriladdare. Bältesclip integrerad i apparaten. Halsband medföljer. Elektroder köps via leverantören antingen via hemsida eller per telefon. Elektroderna håller för ca 20-40 behandlingstillfällen. 4 elektroder/förpackning. Har även kolgummielektroder för beställning. För skötselråd och komplett utbud av elektroder hänvisas till leverantör. Region Örebro län tillhandahåller ej NMES behandling.

Elektroder till TENS Neurotrac Multi beställs av patient efter förskrivning via order@medifa.se eller via telefon 070-3053735.


	<p>Storlek/art nr</p> <p>100X50 mm 59127</p> <p>90X50 mm 59130</p>		<p>Storlek/art nr</p> <p>50X50 mm 59129</p>		<p>Storlek/art nr</p> <p>Diameter 30 mm 59128</p>		<p>Premium pals blue för känslig hud.</p> <p>Storlek/art nr</p> <p>50X50 mm/ 59126</p>
--	--	---	--	---	--	---	---

Kabel: 2 pack, art nr **59131**



OBJEKT 3 **Avancerad TENS för smärtlindring - tidigare upphandlat sortiment.**

Målgrupp Patienter med akut eller långvarig smärta som bedöms ha effekt av TENS-behandling. Ej förlossningsrelaterad smärta.

DJO Global Primo Pro	Produktbeskrivning Pris	Storlek (BxD)	Förskrivningbar i WebSesam	Övrigt
<p>Primo pro</p>  <p>www.djoglobal.eu www.fysioett.se</p>	<p>Tvåkanalig TENS med 7 förinställda program och möjlighet till 3 personligt utformade program. Behandlingstid kan ställas in på de flesta förinställda program och på de personliga programmen. Kan ha olika program på kanal 1 och 2 (förutom i 1 program). Programmens längd kan justeras med timer 0- 60 min. Knapplås efter 10 s. Möjlighet att låsa programmen. Drivs med 2 st 1,5V AA batterier (ej uppladdningsbara) eller 2 st 1,2 V AA laddningsbara batterier. Batteriindikator.</p> <p>Beräknad livslängd på stimulatorn ca 7 år enligt leverantör.</p> <p>1473 kronor.</p>	<p>120X50X30 mm</p> <p>Vikt ca 180 g</p>	<p>Ja. Levereras i mån av tillgång.</p> <p>Art nr: 21631</p>	<ul style="list-style-type: none"> Levereras med väska och batteriladdare. Bältesclip och halsband som tillbehör. Elektroder kan beställas från leverantör eller via apotek. Elektroden håller för ca 20-40 behandlingstillfällen. 2-4 elektroder/förpackning. Har även kolgummielektroder för beställning. För skötselråd och komplett utbud av elektroder hänvisas till leverantör.

Elektroder till TENS Primo Pro, beställs efter forskrivning av patient via nätet på www.fysioett.se eller via apotek. Priser för patient finns på nätet.

	<p>Dura stick Premium (tidigare Originale) storlek/art nr</p> <p>40X60 mm 18796</p> <p>50X100 mm 18797</p>		<p>Dura stick Premium (tidigare Originale) storlek/art nr</p> <p>rund, diameter 32 mm 18793</p>		<p>Dura stick Premium (tidigare Originale) storlek/art nr</p> <p>rektangulär 50X90 mm 18795</p>
--	--	---	--	---	--

Kabel: 2 pack, art nr **25414**



Region Örebro län

Habilitering och hjälpmedel

Förtydligande av riktlinjer:

TENS kan förskrivas för behandling av smärta i Region Örebro län oavsett om det finns andra behandlingsfunktioner i stimulatorn. Patienten ska inte instrueras i annan behandlingsmöjlighet och kan inte få TENS förskriven på annan indikation än smärta.

TENS Primo Pro (objekt 3) kommer utgå hos leverantör under 2019. CFH tillhandahåller den modellen så länge det är möjligt, vilket blir beroende på returer och rekonditionering av tidigare utlånade stimulatorer.

TENS och elektroder beställs via lagerpåfyllnad och förskrivs via uttag ur eget delförråd.

Uppföljning sker som tidigare efter 1 månads provanvändning och därefter vid 3, 6 och 12 månaders användning, antingen med stöd av uppföljningsblanketter eller via 1177.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med CFH, antingen via kundtjänst eller sortimentsansvarig konsulent.