

Sortimentsgrupp

Manuella rullstolar, dynor och drivaggregat

Tid: 30 september, 13:15
Plats: Konferensrum 2, Teams-möte

Minnesanteckning

1 Status för de olika sortimentsområdena

1.1 Manuella rullstolar

1.1.1 Avtalsstart allround och transport 1 december

Allround: Cross 6 och Cross 5 XL (160 kg) samt Spirea NG HD (160 kg). Vi kommer fortsätta främst med Cross 5 XL som vi har komponenter till på lager. Konsulterna tittar på Spirea NG HD. Vi återkommer om vi ser behov av att visa den och diskutera i sortimentsgruppen.

I och med detta avtal kommer Cross 6 utrustas med nya drivhjul, länkhjul och gafflar. Dessa komponenter är inte kompatibla rakt av med nuvarande Cross 6 och därför kommer de nya rullstolar att vara svarta för att särskilja dem åt. Viktigt att titta i rätt orderguide för att välja det som passar på stolen.

Transport: Transit

1.1.2 Individmallar Cross

Nu syns även drivhjul, gaffel och länkhjul i individmallen på Cross för att lätt kunna se vad som finns med på rullstolen. Mer information kommer ifrån oss innan avtalsstarten.

1.1.3 Använd orderguiderna vid förskrivning

Flera gånger i veckan kommer förskrivningar in där man endast skriver i radtext t.ex. önskad sitthöjd utan att rätt komponenter är förskrivna för detta. Förskrivningen behöver göras med de komponenter som behövs för att teknikerna ska kunna anpassa rullstolen. Annars finns även en risk att leveransen fördröjs ytterligare då det kan upptäckas vid monteringen att det behövs komponenter som ska köpas in med flera veckors väntetid. Vi kommer nu att börja kontakta förskrivare när detta händer.

Använd orderguiderna för att hitta rätt komponenter till rullstolen. Ta kontakt med CFHs kundtjänst eller konsulent om du är osäker och behöver hjälp med förskrivningen av andra komponenter.

1.1.4 Avvikelser

- Azalea sittbredd 44 - Sitsglidningen fungerar inte bra, den är jättetung att justera. Vi kommer skicka ner rullstolar till fabriken. Oklart om det finns fler rullstolar ute som är på detta sätt.



- Prio – Patient som har glidit ur p.g.a. att man använt negativ tilt. En av personerna har avlidit efter händelsen. CFH ser över om det finns möjlighet att få stolarna inställda så det inte går att tilta fram till negativ tilt. Kontakt är tagen med Etac.

1.1.5 Cross

- Det finns nu armstöd som går att vinkla upp. Man får ta kontakt med konsulent om man är intresserad. Finns på Etacs sida om man vill se. Sidoskyddet är Prio = utsvängd och det blir ett stag som sticker ut framför ryggstödet när det fälls upp.
- Fråga om Cross VB – På sjukhusen får man cross utan vårdarbromsar, ofta behöver det bytas när de kommer hem då man önskar vårdarbromsar vid t.ex. promenader. Oftast utan VB i Lindesberg och Karlskoga. De får ta den storleken som passar patienten, då blir det olika. Önskar man föra en dialog i Karlskoga om hur man ska tänka.
- Fråga om benstödsskruvarna på Cross - de är tröga med en blå beläggning på skruvarna och hålen passar inte helt. Den blå beläggningen är för att muttern inte ska skruva upp sig som var ett problem tidigare. CFH tar med det för uppföljning med Etac.
- Problem med Cross 6 - ryggrörens utformning gör att bredden skiljer ännu mer mellan sitsens bredd och ryggbredd. Man kan behöva gå upp i storlek för att person ska komma in mellan rören med rygg eller stuss. Det är ett problem vi har uppmärksammat.

1.1.6 Azalea

- Fråga om Azaleans hälband. Dessa behöver vara med ifrån fabrik uppger Invacare. De går att ta bort med torxnyckel.
- Fråga om Azaleor där man beställt benstöden som hör till rullstolen men får inte rätt fasta benstöd. 90 gradiga benstöd kommer med. Det kan vara så att fotplattorna är fel, inte de kapade.

1.1.7 Rullstolar på delförråd

- CFH bestämmer inte exakt vilka rullstolar som finns i delförråd. Det är upp till delförrådsansvarig. CFH kan hjälpa till med statistik för att se vilka storlekar som går mest om man vill få hjälp att välja modell med vårdarbromsarna.

1.1.8 Prio och Emineo

- Fråga om Prio – varför behöver man ringa in när man behöver vårdarbroms. 16" går att förskriva med vårdarbroms utan kontakt med konsulent. Prion blir tyngre att köra om den har vårdarbromsar. Prions kriterier är att personen ska köra själv.
- Emineo är i en tvingande ersättningsgrupp emot Prio. Man får ta kontakt med CFH om man behöver en Prio pga just den stolens egenskaper. Annars behöver vi använda oss av de rullstolar som vi har på lagret.

1.2 Drivaggregat

1.2.1 Checklista

Checklista för övningskörning har efterfrågats som påminner om den man har vid övningskörning med elrullstol. Förslag visas och skickas med minnesanteckningarna. Titta på dem och hör av er om något ska läggas till. Sedan kommer de läggas ut på hemsidan.



Region Örebro län

Habilitering och hjälpmedel

Bra om den som ska köra även får prova att sitta i rullstolen och känns hur det känns att bli körd. Film finns på CFH:s sida under drivaggregat-fliken.

1.2.2 Privatinköp drivaggregat

Drivaggregat som köps in privat/ av vårdgivare

Nu har det förtydligats, finns på hemsidan. CFH hyr inte ut utan det får köpas in av t.ex. gruppbofastad, personlig assistansbolag, hemtjänst m.m.

Kontakt tas med CFH,s kundtjänst. Vi kollar vilken stol och drivaggregat som passar. Vi rekommenderar ifrån upphandlat sortiment. Bolaget/gruppbofastad köper in det med leverans till sig. Beslut har tagits nu att det alltid ska monteras på Centrum för hjälpmedel, då det inte alltid har gjorts på korrekt sätt så åverkan har skett på rullstolar. Faktura skickas på monteringen till den som köpt in det. CFH kan reparera om det gått sönder, mot kostnad/faktura till den som äger drivaggregatet.

Vår transport kan hämta den inkl rullstolen vid behov. Men arbetsterapeut har inte förskrivansvar för drivaggregatet då det är ett privat inköp som arbetshjälpmedel.

1.2.3 Kriterier drivaggregat för den som blir körd

Fråga gällande kriterierna för drivaggregat för att förskriva drivaggregat körd av annan person. Krävs läkarintyg eller inte? Läkarintyg krävs inte längre av CFH, men som ett stöd för förskrivaren om man önskar det inför förskrivningen. Intyget ska inte skickas med till CFH. Diskussion kring om man ska öppna journal på den anhöriga eller inte. Görs olika i olika kommuner – en fråga att ta upp mer er MAR.

Får annan anhörig eller personal använda drivaggregatet? I första hand är det till den som har nedsättningen. Används den av andra behöver man tänka på ansvarsfrågan om något händer... Vårt ställningstagande ifrån CFH är att det är ett personligt hjälpmedel som därmed inte ska lånas ut.

1.3 Dynor

1.3.1 Orderguider dynor

Sitthöjder i orderguider/ lämplig sittbreddsintervall.

Det har nu gjorts i alla orderguider. Roho-dynor och Vicair-dynor finns det även lämpliga sittbreddsintervall på.

1.3.2 Dynor på delförråd

Fråga om Glacial dynan som kommit med ifrån sjukhusen. Klagomål har kommit ifrån flera patienten att den känns hård att sitta på. Finns på delförråd? Samma erfarenheter finns ifrån andra i gruppen.

T.ex. Jay Easy är likvärdig i höjd och i samma klass. Consept är en bra variant också att använda på sjukhus. Frågan tas med av Karlskoga lasarets representant till ansvarig för delförråd. Dialog kan föras med Charlotte Carling utifrån vilka material man vill ha.



Region Örebro län

Habilitering och hjälpmedel

1.3.3 Varilite Evolution

Fråga om Varilite Evolution, har varit problem med leveranserna tidigare. Nu ska den finnas igen.

1.3.4 Film om hur man mäter rätt

Tips om en film ifrån Dalarnas län finns om hur man ska mäta inför en utprovning/ val av dynor. På CFH:s hemsidan finns ett material under Förskrivarstöd på sidan för dynor. Planer finns också på ett annat material som stöd vid inskickning av konsultationsblankett gällande rullstol.

2 Utbildningar

- Crossutbildning (höst) 24/11 Nora, 25/11 CFH. Kommer tillbaka till våren
- Sittande och positionering i komfortrullstol (höst) 16/10 CFH
- Allt du behöver veta om aktivrullstolar (våren) 5/5 CFH
- Att prova ut en manuell rullstol – hur svårt kan det vara (våren) 3/2 CFH
- Säkert sittande för äldre i komfortrullstol (våren)
- Ev utbildning för Prio (våren)

3 Allmän information från CFH

Status efter vattenskadan. Det är så gott som återställt i våra lokaler och teknikerna har nu åtkomst till maskinerna igen för t.ex. specialanpassning.

4 Nästa möte

Onsdag 15 april, kl 13:15 – 15:00. Fysiskt eller digitalt för de som önskar.