



# Bright3


## Enkelt textbehandlingsprogram med många möjligheter

### Vad är Bright3?

Bright3 är ett enkelt textbehandlingsprogram med talsyntesstöd. Programmet kan anpassas och ge stöd utifrån användarens behov. Väl utfört ger dessa förberedelser användaren möjlighet till ett betydligt **ökat självständigt arbete**.

Programmet ger återkoppling med ljudeffekter, musik och talsyntes, vilket medför att synen inte behöver vara det starkaste sinnet.

I programmet har man tillgång till ett antal moduler för e-post, kalender, skrivträning och makron. Bland dessa moduler väljer man sedan ut de som passar för respektive användare. Detta kan vara en eller samtliga moduler, beroende på användarens behov. Varje modul kan i sin tur också **anpassas efter användarens förmåga och kan kompensera för synmässiga, kognitiva eller andra tolkningssvårigheter**.



### Vem kan använda programmet?

Programmet är utvecklat för gravt synskadade och kan styras med tangentbordet, men det går också bra att styra programmet med mus. Det tydliga och avskalade användargränssnittet kan vara till fördel även för användare inom andra brukargrupper.

### Utrustning


Programmet Bright3 är utvecklat och testat i operativsystemet Windows Vista. Vi rekommenderar att man använder en dator med minst 2 Gb minne. Programmet kräver att du har senaste version av .NET framework 2 installerat samt stöd för 32-bitars applikationer. Om du vill spela upp ljudfiler och/eller utnyttja talsyntes ställer dessa produkter vissa krav på utrustningen. För mer information se respektive produkts manual. Det följer inte med några talsyntesröster med programmet utan dessa får man installera separat.

### Pris

Bright3 (talsyntesröster ingår ej)..... 1900 kr exkl moms



## Bright 3 Moduler





### Kalender

I kalendermodulen kan man lägga in olika händelser. Kalendern är en almanacka, där man kan lägga in enstaka eller återkommande händelser.

### E-post

I den här modulen lägger man in användarens e-postuppgifter. Användaren kan sedan skicka och ta emot e-post. Man kan också lägga in kontakter med bild.



### Makro

I denna modul skapas makron. Ett makro är en textsträng som har en funktion kopplad till sig. T.ex. kan man koppla "mvh" till funktionen "Tal och text" som gör att när man skriver in "mvh" och sen mellanslag i inmatningsläget så byter programmet ut "mvh" med "Med Vänlig Hälsning" och läser samtidigt upp detta. Man kan också ställa bara "Tal" och då klipper programmet ut textsträngen och läser upp det man har kopplat till makrot. Det är den här modulen man använder om man ska använda sig utav en streckkodsläsare.

### Skriv Ord

I Skriv Ord-modulen skapas skrivövningar. En skrivövning består av ord eller meningar. Man kan också lägga in ljud som förstärkning. Om användaren inte kommer ihåg vad som ska skrivas, kan denne få hjälp av talsyntesen.

