

Instruktion för matning med pump i gastrostomisond/PEG

Hygien:

Tvätta händerna med tvål och vatten. Hantera ej sondmat och tillbehör inne på toalett eller annat hygienutrymme.

Du behöver:

- Sondspruta 60ml
- Rumstempererat vatten i mugg eller glas
- Sondmat
- Sondmatspump
- Aggregat till sondmatspumpen
- Något att hänga sondmatpåsen på (droppställning, bordsstativ eller liknande)

Gör så här:

- Koppla aggregatet i sondmatpåsen och häng upp påsen
- Fäst aggregatet i pumpen och stäng luckan
- Sätt på pumpen och ställ in önskad volym och hastighet
- Nollställ tidigare given volym genom att trycka på info sedan papperskorg
- Tryck på pumpens påfyllningsknapp så att slangen fylls med sondmat
- Dra upp 60ml vatten i sondmatssprutan
- Skruva i sprutan i PEG-slangens öppning
- Öppna klämman på PEG-slangen
- Spruta in vattnet
- Stäng klämman på PEG-slangen
- Koppla aggregatet till PEG-slangen
- Öppna klämman på PEG-slangen
- Tryck på start på pumpen
- När pumpen larmar att matningen är färdig, stäng klämman och koppla loss aggregatet
- Avsluta med att ge en spruta vatten i PEG-slangen för att spola den
- Diska sondmatssprutan med varmt vatten och diskmedel, skölj och låt lufttorka
- Släng aggregatet då det är en engångsprodukt