

## Instruktion för matning med pump i gastroknapp med kopplingslang

### Hygien:

Tvätta händerna med tvål och vatten. Hantera ej sondmat och tillbehör inne på toalett eller annat hygienutrymme.

### Du behöver:

- Sondspruta 60ml
- Kopplingslang till knappen (flergångs, diskas, sköljs och förvaras i burk i kylan)
- Rumstempererat vatten i mugg eller glas
- Sondmat
- Sondmatspump
- Aggregat till sondmatspumpen
- Något att hänga sondmatpåsen på (droppställning, bordsstativ eller liknande)

### Gör så här:

- Koppla aggregatet i sondmatpåsen och häng upp påsen
- Fäst aggregatet i pumpen och stäng luckan
- Sätt på pumpen och ställ in önskad volym och hastighet
- Nollställ tidigare given volym genom att trycka på info sedan papperskorg
- Tryck på pumpens påfyllningsknapp så att slangen fylls med sondmat
- Dra upp 60ml vatten i sondmatssprutan
- Skruva fast kopplingslangen i gastroknappen
- Öppna klämman på kopplingslangen
- Skruva i sprutan kopplingslangen
- Öppna klämman på kopplingslangen
- Spruta in vattnet
- Stäng klämman på kopplingslangen
- Koppla aggregatet till kopplingslangen
- Öppna klämman på kopplingslangen
- Tryck på start på pumpen
- När pumpen larmar att matningen är färdig, stäng klämman och koppla loss aggregatet
- Avsluta med att ge en spruta vatten i kopplingslangen för att spola slangen
- Diska sondmatssprutan och kopplingslangen med varmt vatten och diskmedel, skölj och låt lufttorka
- Släng aggregatet då det är en engångsprodukt