

## Instruktion för matning med pump i nasogastrisk sond

### Hygien:

Tvätta händerna med tvål och vatten. Hantera ej sondmat och tillbehör inne på toalett eller annat hygienutrymme.

### Du behöver:

- Sondspruta 60ml
- Stetoskop
- Rumstempererat vatten i mugg eller glas
- Sondmat eller näringsdryck

### Gör så här:

- Dra upp 20-40ml luft i en 60ml sonspruta
- Skruva bort korken längst ut på sonden
- Skruva fast sprutan i sonden
- Sätt på dig stetoskopet för att lyssna
- Placera stetoskopets runda membran i mitten på magen nedanför revbensbågarna
- Spruta in luften i sonden och lyssna efter ett kurrande/bubblande ljud
- Om du inte hör något ljud kan du spruta in luft en gång till

**Om du INTE hör ett kurrande/bubblande ljud. Ge inget i sonden och kontakta sjuksköterska för att gå vidare att testa sondläge med lackmuspapper. Ge inget i sonden om du inte är säker på att läget är korrekt.**

**Om du hör ett kurrande/bubblande ljud fortsätt enligt nedan.**

- Koppla aggregatet i sondmatpåsen och häng upp påsen
- Fäst aggregatet i pumpen och stäng luckan
- Sätt på pumpen och ställ in önskad volym och hastighet
- Nollställ tidigare given volym genom att trycka på info sedan papperskorg
- Tryck på pumpens påfyllningsknapp så att slangen fylls med sondmat
- Dra upp 60ml vatten i sondmatssprutan
- Skruva i sprutan sonden
- Spruta in vattnet
- Koppla aggregatet till sonden
- Tryck på start på pumpen
- När pumpen larmar att matningen är färdig, stäng klämman och koppla loss aggregatet
- Avsluta med att ge en spruta vatten i sonden för att spola den
- Diska sondmatssprutan med varmt vatten och diskmedel, skölj och låt lufttorka
- Släng aggregatet då det är en engångsprodukt