

Instruktion för matning med spruta i gastroknapp med kopplingslang

Hygien:

Tvätta händerna med tvål och vatten. Hantera ej sondmat och tillbehör inne på toalett eller annat hygienutrymme.

Du behöver:

- Sondspruta 60ml
- Kopplingslang till knappen (flergångs, diskas, sköljs och förvaras i burk i kylan)
- Rumstempererat vatten i mugg eller glas
- Sondmat eller näringsdryck, håll upp den mängd du ska använda i en mugg eller ett glas. Ska du ta sondmat direkt från en förpackning behöver du också en bolusadapter.

Gör så här:

- Dra upp 60ml vatten i sondmatssprutan
- Skruva fast kopplingslangen i gastroknappen
- Stäng klämman på kopplingslangen
- Skruva i sprutan kopplingslangen
- Öppna klämman på kopplingslangen
- Spruta in vattnet
- Stäng klämman på kopplingslangen
- Upprepa enligt ovan men fyll sprutan med sondmat så många gånger som krävs för att du ska ge den ordinerade mängden sondmat eller näringsdryck
- Avsluta med att ge en spruta vatten i kopplingslangen för att spola slangen
- Skruva bort kopplingslangen från gastroknappen
- Diska sondmatssprutan och kopplingslangen med varmt vatten och diskmedel, skölj och låt lufttorka