

Screening för Candida auris

Bakgrund

Candida auris är en svamp som kan orsaka svåra infektioner och som har förmåga att sprida sig i vårdmiljöer. Ofta föreligger resistens mot flera olika svampläkemedel, vilket kan medföra stora svårigheter i behandlingen. Sverige har ännu endast enstaka importerade fall av Candida auris identifierats, men utomlands har större utbrott på sjukhus rapporterats från ett antal länder. Risken för smitta bedöms vara störst vid IVA-vård utomlands.

Patienter som ska screenas för Candida auris

Patienter som vårdats på IVA utanför Sverige och som överflyttas till IVA eller vårdavdelning i Region Örebro Län ska screenas för Candida auris.

Screening för MRB och isolering av patient

Screening för multiresistenta bakterier (MRB) sker enligt [Handläggning av MRB](#). Isolering på enkelrum och egen toalett rekommenderas tills negativa svar på screening för MRB och Candida auris erhållits.

Instruktioner för screening

Odlingsprov tas från båda axillerna och båda ljumskarna (använd samma odlingspinne till alla 4 lokalerna). Beställ ”Sekret-odling jästsvamp” i RoS och ange frågeställning Candida auris på remissen. Odlingsprov tas även från rektum, beställ ”Faeces-odling jästsvamp” i RoS och ange frågeställning Candida auris på remissen. För information kring provtagning se [Provtagningsanvisningar](#).

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner minskar effektivt risken för smittspridning inom vård och omsorg, inklusive spridning av resistenta bakterier och svampar.