

# Arbetsstol REAL 9000 Plus

## Manuell, Hög med manuell sitstilt

Maxbrukarvikt: 140 kg



### Individmall

Vid förskrivning av individartikel följer följande artiklar med (om du inte byter ut/tar bort dem)










- \* Med manuell sitstilt -15° till 8°, monterad vänster sida som standard
- \* Med manuell sitshöjdsreglering, monterad höger sida som standard
- \* Med förstärkt sittkryss (stolen kan göras förstärkt med dubbel ryggmekanism)
- \* Hög sitthöjd: 45 - 65 cm
- \* Låg ryggstolpe (för låg rygg)
- \* 100 mm hjul
- \* Bromsspak med svart kula; 35 cm
- \* Plusstativ; 48 x 53 cm
- \* Armstöd ErgoMedic 35 cm






**Dessa artiklar är markerade med fetstil och ett X eller antal i**






### Ersättningsgrupp










I ersättningsgrupp med 31524 REAL 9000 Plus Standard (Hög) med manuell sitstilt och 56554 Euroflex Flexbase [se orderguide](#)












Artikelbenämning		Individartikelnummer		
Arbetsstol Real 9000 plus manuell hög med manuell sitstilt		<b>59704</b>	<b>X</b>	
Fixlyftomat 200 mm	<50 kg	14820		
	<b>55 - 90 kg</b>	<b>14819</b>	<b>X</b>	
	90 - 150 kg	14821		
Handbromsspak	Längd/Höjd	Bredd	Sesamnummer	
Bromsspak med svart kula	35 cm		<b>32021</b>	<b>X</b>
	45 cm		35713	
Bromsspak med röd kula	35 cm		56903	
Broms med låsskruv	35 cm		60078	
Bromsspak med ögla	35 cm	31 cm	60078	
RA-kryss till bromsspak		25 cm	11428	
Kula till bromsspak		5 cm	12166	
		3,5 cm (standard)	12167	
Armstödsplatta	Längd	Sesamnummer		
ErgoMedic	30 cm	12158		
	35 cm	<b>12157</b>	<b>2</b>	
	40 cm	31722		
Mobil	30 cm	31730		
	35 cm	25420		









fortsättning Armstödsplatta		Längd	Sesamnummer	
Extra Soft		30 cm		51852
		35 cm		51853
ErgoMedic Plus, avlastning handled och hand		42 cm	höger	31726
		42 cm	vänster	31728
ErgoMedic Plus, avlastning handled		30 cm	höger	31727
		30 cm	vänster	31729
Hemiplegi		45 cm		20540
Armstödsmekanism		Längd	Sesamnummer	
Armstödsmekanism; Plus		32 cm	höger	32011 X
		32 cm	vänster	32013 X
		38 cm	höger	59753
		38 cm	vänster	59754
Armstödsmekanism; Hemiplegi		32 cm	höger	39763
		32 cm	vänster	39764
Armstödsmekanism; Fällbara		32 cm	höger	50262
		32 cm	vänster	50263
Sits		Storlek (Bredd x Djup)	Höjd	Sesamnummer
ErgoMedic grå plysch		40 x 39 cm	7 cm	31652
		40 x 43 cm	7 cm	31651
		40 x 48 cm	7 cm	31653
		44 x 43 cm	7 cm	31650
		<b>44 x 48 cm</b>	<b>8 cm</b>	<b>31648 X</b>
		44 x 53 cm	8 cm	50926
		48 x 48 cm	8 cm	31649
48 x 53 cm	8 cm	50925		
ErgoMedic Slowrecovery grå plysch		40 x 39 cm	11 cm	31665
		40 x 43 cm	11 cm	31664
		40 x 48 cm	11 cm	31666
		44 x 43 cm	11 cm	31663
		44 x 48 cm	12 cm	31661
		48 x 48 cm	12 cm	31662
<i>Vid behov av bättre tryckfördelning och komfort</i>				

fortsättning Sits	Storlek (Bredd x Djup)	Höjd	Sesamnummer	
ErgoMedic Plus	40 x 39 cm	10 cm	31659	
grå plysch	40 x 43 cm	10 cm	31658	
<i>Djupare sittgrop för att motverka framåtglijning</i>	40 x 48 cm	10 cm	31660	
	44 x 43 cm	10 cm	31657	
	44 x 48 cm	10 cm	31655	
	44 x 53 cm	12 cm	50919	
	48 x 48 cm	12 cm	31656	
	48 x 53 cm	12 cm	50927	
ErgoMedic Plus Slowrecovery	40 x 39 cm	12 cm	31671	
grå plysch	40 x 43 cm	12 cm	31670	
<i>Djupare sittgrop för att motverka framåtglijning</i>	40 x 48 cm	12 cm	31672	
<i>Vid behov av bättre tryckfördelning och komfort</i> 	44 x 43 cm	12 cm	31669	
	44 x 48 cm	14 cm	31667	
	44 x 53 cm	14 cm	50929	
	48 x 48 cm	14 cm	31668	
Träplatta, med antiglid 	40 x 39 cm		39641	
	40 x 43 cm		39640	
	40 x 48 cm		31153	
	44 x 43 cm		39639	
	44 x 48 cm		39613	
	<i>Används tillsammans med dyna från CFH:s dynsortiment</i>	44 x 53 cm		54469
	48 x 48 cm		39638	
	48 x 53 cm		57961	
<b>Överdrag sits (Hätta)</b>				
ErgoMedic grå plysch 	40 x 39 cm		31781	
	40 x 43 cm		31780	
	40 x 48 cm		31785	
	44 x 43 cm		31779	
	44 x 48 cm		31777	
	44 x 53 cm		55574	
	48 x 48 cm		31778	
	48 x 53 cm		53302	
	ErgoMedic Slowrecovery grå plysch 	40 x 39 cm		35813
		40 x 43 cm		35812
40 x 48 cm			35817	
44 x 43 cm			35811	
44 x 48 cm			35809	
48 x 48 cm			35810	

fortsättning Överdrag sits (Hätta)	Storlek	Sesamnummer	
ErgoMedic Plus grå plysch 	40 x 39 cm	31800	
	40 x 43 cm	31799	
	40 x 48 cm	31805	
	44 x 43 cm	31798	
	44 x 48 cm	31796	
	44 x 53 cm	57981	
	48 x 48 cm	31797	
	48 x 53 cm	57979	
	ErgoMedic Plus Slowrecovery grå plysch 	40 x 39 cm	31820
		40 x 43 cm	31819
40 x 48 cm		31824	
44 x 43 cm		31818	
44 x 48 cm		31816	
44 x 53 cm		57983	
48 x 48 cm	31817		
Inkontinenshätta	Storlek	Sesamnummer	
ErgoMedic plastad grå plysch 	40 x 39 cm	31790	
	40 x 43 cm	31789	
	40 x 48 cm	31795	
	44 x 43 cm	31788	
	44 x 48 cm	46322	
	44 x 53 cm	61383	
	48 x 48 cm	45896	
	48 x 53 cm	61382	
	ErgoMedic Slowrecovery plastad grå plysch 	40 x 39 cm	35822
		40 x 43 cm	35821
40 x 48 cm		35826	
44 x 43 cm		35820	
44 x 48 cm		35818	
48 x 48 cm		35819	
ErgoMedic Plus plastad grå plysch 	40 x 39 cm	31810	
	40 x 43 cm	31809	
	40 x 48 cm	31815	
	44 x 43 cm	31808	
	44 x 48 cm	31806	
	44 x 53 cm		
	48 x 48 cm	31807	
	48 x 53 cm		

fortsättning Inkontinenshätta		Storlek	Sesamnummer	
	ErgoMedic Plus Slowrecovery	40 x 39 cm	31829	
	plastad grå plysch	40 x 43 cm	31828	
		40 x 48 cm	31833	
		44 x 43 cm	31827	
		44 x 48 cm	31825	
		44 x 53 cm		
		48 x 48 cm	31826	
Rygg	Storlek (Bredd x Höjd)	Används med	Sesamnummer	
ErgoMedic Låg		33 x 26 cm	Låg ryggstolpe	31708
		<b>38 x 26 cm</b>	Låg ryggstolpe	<b>31706</b> X
ErgoMedic Hög		33 x 36 cm	Hög ryggstolpe	31709
		40 x 34 cm	Hög ryggstolpe	31707
		42 x 43 cm	Hög ryggstolpe	31712
		46 x 43 cm	Hög ryggstolpe	57943
ErgoMedic, Slowrecovery		33 x 26 cm	Låg ryggstolpe	31716
		33 x 36 cm	Låg ryggstolpe	31717
		38 x 26 cm	Låg ryggstolpe	31714
ErgoMedic, Plus, Låg		35 x 20 cm	Låg ryggstolpe	31753
		40 x 20 cm	Låg ryggstolpe	31752
ErgoMedic, Plus, Hög		35 x 43 cm	Hög ryggstolpe	31754
		42 x 43 cm	Hög ryggstolpe	31756
		46 x 43 cm	Hög ryggstolpe	31757
ErgoMedic, Plus, med sidokil		35 x 43 cm	Hög ryggstolpe	31758
		42 x 43 cm	Hög ryggstolpe	31759
		46 x 43 cm	Hög ryggstolpe	31760
ErgoMedic, Support		35 x 43 cm	Hög ryggstolpe	37954
		42 x 43 cm	Hög ryggstolpe	37953
		46 x 43 cm	Hög ryggstolpe	57952
ErgoMedic, Plus Comfort, Uppblåsbart svankstöd		35 x 43 cm	Hög ryggstolpe	35795
		42 x 43 cm	Hög ryggstolpe	35796
		46 x 43 cm	Hög ryggstolpe	35797
Överdrag rygg	Storlek (Bredd x Höjd)	Sesamnummer		
Grå plysch, heltäckande baksida Passar <b>inte</b> till stolar med bålstöd eller nackstöd	33 x 26 cm	31842		
	33 x 36 cm	31843		
	38 x 26 cm	31840		
	40 x 34 cm	31841		
	42 x 43 cm	31848		

Överdrag rygg, hätta		Storlek (Bredd x Höjd)	Sesamnummer	
Grå plysch Passar till stolar med bålstöd eller nackstöd 		33 x 26 cm	31851	
		33 x 36 cm	31852	
		38 x 26 cm	31849	
		40 x 34 cm	31850	
		42 x 43 cm	31857	
		46 x 43 cm	31867	
Ryggstolpe		Används med	Sesamnummer	
ErgoMedic, Låg rygg		låga ryggdynor	20125 X	
ErgoMedic, Hög rygg		höga ryggdynor	20149	
Ryggfällning Medic		Används med	Sesamnummer	
155 mm, ErgoMedic, 24 cm		låg eller hög ryggstolpe	20121 X	
155 mm, XL, 34 cm		hög ryggstolpe	20123	
Ryggmekanism, förstärkt stol		Används när	Sesamnummer	
Dubbel ryggmekanism, 24 cm		det finns risk för hög belastning	48633	
Dubbel ryggmekanism, 34 cm		det finns risk för hög belastning	50799	
Bålstöd		Storlek (Längd x Höjd)	Sesamnummer	
Bålstöds kudde, grå plysch 		15 x 13 cm	höger/vänster	31773
			överdrag	31909
Bålstöds mekanism				
Rak båge 		höger	31975	
		vänster	31976	
Svängd 		höger	31973	
		vänster	31974	
Svängbart bålstöd				
Bålstöd, svängbart och ställbart i höjd Bålstöds kudde i konstläder 		15 x 13 cm	höger	61384
			vänster	61385

Huvudstöd		Storlek (Bredd x Höjd)	Sesamnummer	
Plan nackstöds kudde		29 x 16 cm	överdrag 31764	
			35828	
Skålad nackstöds kudde		31 x 18 cm	överdrag 31766	
			31905	
ErgoMedic Plus nackstöds kudde		30 x 23 cm	överdrag 31765	
			35829	
Nackstöds mekanism		Storlek	Höjd	
Standard		S	28 cm	50407
		M	38 cm	50281
		L	48 cm	50406
Sidojusterbar		S	28 cm	35844
		M	38 cm	32018
		L	48 cm	32019
Benstöd		Sesamnummer		
Benstödsadapter		Kombineras med Etac:s benstöd och fotplattor	höger 50220	
Benstödsadapter		vänster 50222		
Benstöd Mobil justerbar 37 - 53 cm i höjd kan kompletteras med vadvstöd		29 x 24 cm	50268	
Fotring		Sesamnummer		
Fotring, uppfällbar			32015	