

	Tryckavlastande dyna – luftdyna
	ROHO Quadtro Select, Låg Permobil AB

Storlek		Artikelnummer i Websesam		
Bredd & Djup	Antal celler	Dyna med standardöverdrag	Överdrag	
			standard	inkontinens
32,5 x 30 cm	6 x 6			
32,5 x 34,5 cm	6 x 7			
36,5 x 34,5 cm	7 x 7	25760	52446	
36,5 x 38,5 cm	7 x 8	17802	52447	
36,5 x 43 cm	7 x 9	52455	52448	
41 x 34,5 cm	8 x 7			
41 x 38,5 cm	8 x 8	17594	52449	40566
41 x 43 cm	8 x 9	10465	51231	40567
41 x 47 cm	8 x 10	17241	51652	51493
45 x 43 cm	9 x 8	10466	52451	40571
45 x 38,5 cm	9 x 9	17595	50662	40572
45 x 47 cm	9 x 10	15713	10453	40568
45 x 51,5 cm	9 x 11	17596	52450	52435
49,5 x 38,5 cm	10 x 8	17597	52464	52431
49,5 x 43 cm	10 x 9	10467	17559	40554
49,5 x 47 cm	10 x 10	15714	51968	40550
49,5 x 51,5 cm	10 x 11	17598	52436	52430
49,5 x 56 cm	10 x 12			
54 x 43 cm	11 x 9	17509	52440	52434
54 x 47 cm	11 x 10	17248	51232	52432
54 x 51,5 cm	11 x 11	17305	52439	52433
54 x 56 cm	11 x 12			
58 x 43 cm	12 x 9			
58 x 47 cm	12 x 10			
58 x 51,5 cm	12 x 11			
58 x 56 cm	12 x 12			
62,5 x 47 cm	13 x 10			
62,5 x 51,5 cm	13 x 11	62325		
67 x 47 cm	14 x 10			
67 x 51,5 cm	14 x 11			

OBS! Storlekar läggs upp efter behov, kontakta sortimentsansvarig konsulent.

Artikelbenämning	Artikelnummer i Websesam
Låssäkring till ISOFLO ventil ROHO sittdyna Quadtro Select	50194