

	Tryckavlastande dyna – hybriddyna med gel/fluid
	<h2>Jay Xtreme Active</h2> <p>Sunrise Medical AB</p>

Artikelnummer i Websesam				
Storlek	Dyna med överdrag	Överdrag		
Bredd x Djup	Standard	Standard	Stretch	Inkontinens
34 x 34 cm				
34 x 36 cm				
36 x 34 cm				
36 x 36 cm				
36 x 38 cm				
36 x 40 cm	53449			
36 x 42 cm	62035	45752	62327	
38 x 38 cm				
38 x 40 cm	53653 (med inkontinensöverdrag)	54477		
38 x 42 cm	52713	61851		
38 x 44 cm	61834			
40 x 38 cm				
40 x 40 cm				
40 x 42 cm				
40 x 44 cm				
40 x 46 cm	53353	61600		63590
42 x 38 cm				
42 x 40 cm	63760			
42 x 42 cm	55528			
42 x 44 cm	61506			
42 x 46 cm	52364	56848		
42 x 48 cm	55372			
44 x 38 cm				
44 x 40 cm	59640			
44 x 42 cm	57508			
44 x 44 cm	55424		62937	64504
44 x 46 cm	52714	62910	62788	63379
44 x 48 cm	60064			
44 x 50 cm	58718			
46 x 42 cm				
46 x 44 cm	53266			
46 x 46 cm	52067			
46 x 48 cm	64008			
46 x 50 cm				
48 x 42 cm	54058			
48 x 44 cm	60299			

Artikelnummer i Websesam				
Storlek	Dyna med överdrag	Överdrag		
Bredd x Djup	Standard	Standard	Stretch	Inkontinens
48 x 46 cm	64157			
48 x 48 cm	56441			
48 x 50 cm				
50 x 42 cm				
50 x 44 cm	59240			
50 x 46 cm				
50 x 48 cm				
50 x 50 cm	64179			

OBS! Artiklar läggs upp efter behov, kontakta sortimentsansvarig konsulent.

Artikelnummer i Websesam	
Storlek	Positioneringskit
Dynans Djup	3 delar
38 – 42 cm	52716 (korta kilar)
44 – 50 cm	52715 (långa kilar)



Här syns exempel på korta och långa kilar